























INDICE CATALOGO GENERALE

	Linea somministrazione e trasporto farmaci	6
	Linea antidecubito	12
	Linea ausili movimentazione paziente	34
	Linea ausili bagno	68
	Linea contenzioni	84
	Linea fisioterapia	92
	Linea letti degenza	148
	Linea trasferimento	172
	Linea sollevatori e imbragature	186
	Linea arredo degenza, arredo ambulatorio e arredo ufficio	198
	Linea carrelli	218
	Linea ausili vita quotidiana	244
	Linea bariatrica	252
	Linea strumentazione chirurgica e strumentazione medicazione	266
	Linea borse e zaini	284
	Linea apparecchi per la pressione	292
	Linea diagnostica medica	298
	Linea per la cura della persona	334
	Linea elettromedicali	356
	Linea sterilizzazione	364
	Linea monouso	370
	Linea vestiario	385

CEO
CEO

Daisy Bizzi

info@formesa.it

ASSISTENZA CEO
CEO Assistance

Gioia Saccani

gioia.saccani@formesa.it

COMMERCIALE CLIENTI
Sales Department

Alessandra Bacchi Modena

alessandra.bacchimodena@formesa.it
salesassistance@formesa.it

QUALITÀ
Quality

gioia.saccani@formesa.it

**DIVISIONE CASE DI RIPOSO
E POLIAMBULATORI**
Retirement Homes Department

areavendite@formesa.it

**GESTIONE MAGAZZINO E
SPEDIZIONE**
warehouse and shipment management

assistentzatecnica@formesa.it



CONTATTI

Contacts

Tel.: +39 0521.628482 - Fax +39 0521.620382







Dal lunedì al venerdì 8:30 - 13:00 / 14:00 - 17:30

From Monday to Friday 8:30 - 13:00 / 14:00 - 17:30



Certificazioni



 CERTIFICATO				
	Reg. Numero	3685 - M	Valido da:	2018-05-18
	Primo rilascio	2006-05-19	Ultima modifica	2018-05-18
Scadenza	2021-05-18			
<p>Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 13485:2016</p> <p>Si dichiara che il Sistema di Gestione per la Qualità dell'Organizzazione: FOR.ME.SA. S.r.l. è conforme alla norma UNI CEI EN ISO 13485:2016 per i seguenti prodotti/servizi:</p> <p>Commercializzazione di dispositivi medici. Immissione in commercio a proprio marchio di dispositivi medici di classe I e di diagnostici in vitro quali contenitori per analisi. Gestione della produzione di dispositivi per ginecologia.</p> <p>Chief Operating Officer Giampiero Belcredi</p>  <p>Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti contrattuali di Kiwa Cermet Italia.</p> <p>Riferirsi al manuale qualità per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO 13485:2016.</p> <p>Il presente certificato è costituito da 1 pagina.</p>				
<p>Kiwa Cermet Italia S.p.A. Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kiwa Italia Holding Srl Via Cadrano, 23 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Tel +39.051.459.3.111 Fax +39.051.763.382 E-mail: info@kiwacermet.it www.kiwacermet.it</p> 	<p>FOR.ME.SA. S.r.l. Sede Legale - Via Don Minzoni, 52/A 43015 Noceto (PR) Italia Sedi oggetto di certificazione - Via Don Minzoni, 52/A 43015 Noceto (PR) Italia</p>   <p style="font-size: small;"> SIGS N° 0074 SIGA N° 0102 PNEC N° 0048 PSN N° 0043 PRS N° 0893 </p>			

UNI EN ISO 13485:2016

L'azienda nasce nei primi anni 80 e, dopo alcune trasformazioni societarie nei primi anni 90, si presenta al mercato della Farmacia della Sanitaria delle Cliniche e Case di Riposo attraverso una rete vendita diretta. Inizia pertanto un rapporto storico, consolidato e fiduciario con numerose Aziende del settore che ancora oggi sono fiore all'occhiello dell'Azienda For.me.sa. S.r.l.

Negli anni le scelte sono state dettate dall'ascolto delle esigenze di tutti gli interlocutori arrivando così a distribuire sul mercato una vasta gamma di dispositivi medici (prodotti e/o importati direttamente) tutti inseriti in Repertorio presso il Ministero della Salute Italiano.

Il personale aziendale è suddiviso per competenze e assiste in tempo reale la propria clientela nelle varie fasi, dalla proposta di acquisto dell'Ufficio Commerciale, ai packaging personalizzati realizzati dall'ufficio Communication & Design, fino ad arrivare all'ottimizzazione delle spedizioni e al soddisfacimento di qualsiasi "emergenza".

L'Azienda è certificata secondo la norma UNI CEI EN ISO 13485:2012 presso il Kiwa Cermet di Bologna e possiede Certificati di prodotti di classe IIA e IIB.

La Mission dell'Azienda è assistere e accompagnare le richieste della Clientela, attraverso la ricerca di prodotti innovativi e investimenti in R&S, per continuare ad offrire soluzioni innovative e competitive ai clienti, i quali forti della collaborazione di For.me.sa. Srl possono soddisfare le richieste dell'utente finale nel miglior modo possibile.

Non tutti gli articoli presenti nei nostri magazzini sono riportati nel catalogo generale.

L'Azienda fornisce servizio di assistenza su qualsiasi prodotto.

Per qualsiasi richiesta di prodotti non presenti nel catalogo generale è possibile contattare l'ufficio case di riposo e ambulatori per preventivo tramite e-mail: areavendite@formesa.it

Condizioni generali di vendita For.me.sa. S.r.l.

1. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gentile Cliente, desideriamo informarla che per effettuare gli acquisti presso la nostra società occorre accettare le seguenti condizioni generali di vendita, nonché prestare il proprio consenso al trattamento dei dati.
Le presenti condizioni generali di vendita regolano e disciplinano in via esclusiva i rapporti commerciali di compravendita tra FOR.ME.SA. Srl ed i propri Clienti, escludendo qualsiasi altra pattuizione se non concordata in forma scritta.

1.1 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

- Il Cliente garantisce, assumendosi ogni responsabilità inerente e tenendo indenne FOR.ME.SA. Srl da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, che i propri dati, forniti all'atto dell'accettazione delle presenti condizioni generali, sono veritieri e permettono di individuare la vera identità del Cliente stesso, il quale si impegna altresì ad informare immediatamente e in forma scritta FOR.ME.SA. Srl di ogni loro variazione.

1.2 ORDINI DI ACQUISTO

- Verranno presi in considerazione per esame ed eventuale conferma d'ordine solo ed esclusivamente ordini di acquisto inviati alla Sede a mezzo fax, o tramite Internet (ordini via e-mail oppure direttamente sul sito internet). Sugli ordini dovranno essere sempre riportati i codici dei prodotti e la relativa descrizione; in caso di discordanza tra codice e descrizione, farà comunque fede la descrizione del prodotto. Al ricevimento dell'ordine FOR.ME.SA. Srl emetterà una conferma d'ordine che dovrà essere timbrata e firmata per accettazione dal Cliente entro 3 gg. lavorativi dalla data di ricezione dello stesso, pena l'annullamento dell'ordine. Il Cliente ha facoltà di richiedere l'annullamento dell'ordine di acquisto e FOR.ME.SA. Srl si riserva di accettare o no tale richiesta comunicando l'eventuale accettazione esclusivamente in forma scritta. Gli ordini non potranno in alcun caso essere annullati qualora la merce sia già stata spedita (in viaggio) o qualora il cliente abbia rinviato timbrata e firmata per accettazione la conferma d'ordine.

1.3 TERMINI DI CONSEGNA

- La consegna della merce si intende, se non concordato preventivamente in maniera diversa, franco ns. Sede.
- I termini di consegna pattuiti sono da ritenersi indicativi e non impegnativi e quindi non sono imputabili alla FOR.ME.SA. Srl ritardi nelle consegne dovuti ad eventi di forza maggiore o caso fortuito, in nessun caso quindi, potranno essere addebitate alla FOR.ME.SA. Srl danni diretti e/o indiretti per ritardi nella consegna.
- Se la consegna viene richiesta presso il domicilio del Cliente, questa sarà effettuata, salvo diversi accordi da stipulare in forma scritta, a mezzo corrieri qualificati da FOR.ME.SA. Srl e la merce viaggerà in porto franco con spese del trasporto ad integrale carico del Cliente.
- Qualora la consegna delle merci venga concordata "Franco Destinataria", queste viaggeranno sempre per conto ed a completo rischio del cliente, anche nel caso in cui il Vettore sia stato scelto dalla FOR.ME.SA. Srl.
- Al momento della consegna al Cliente, questi dovrà verificare l'integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento accompagnatorio. In caso di difformità, il Cliente dovrà immediatamente provvedere alla sua segnalazione sul documento accompagnatorio, pena la decadenza a far valere i propri diritti.
FOR.ME.SA. Srl non è responsabile di alcun danno/perdita, diretta o indiretta derivante da ritardata o mancata consegna del prodotto da parte del Vettore.
- Per eventuali giacenze presso il Trasportatore, dovute al mancato ritiro della merce e per località disagiate, saranno da ritenersi a carico del Cliente e quindi a Lui addebitate le relative spese.

1.4 PREZZI

- Tutti i prezzi indicati a fianco di ogni riga "Descrizione Articolo" all'interno della presente conferma d'ordine sono da intendersi IVA esclusa.

1.5 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- La fattura dovrà essere pagata direttamente alla FOR.ME.SA. Srl entro i termini e con le modalità preventivamente concordate con la Direzione e riportate sulla fattura stessa.
- In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di Mora, così come previsto dall'art.4 del D. Lgs. 9.11.2012 n.192 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.11.2012, n.267, inoltre scatterà automaticamente la sospensione di fornitura di ordini in corso e futuri.
- La merce resta di proprietà della FOR.ME.SA. Srl sino all'effettivo saldo.

1.6 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

- FOR.ME.SA. Srl non è responsabile per la corrispondenza della merce alle specifiche pubblicate sulle pubblicazioni periodiche, sul sito Internet o comunque esposte e pubblicizzate così come non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile (a titolo di esempio) per: malfunzionamenti, interruzioni dei servizi, degrado di prestazioni anche dovute a forza maggiore o a caso fortuito, quando non a questa direttamente imputabili per suo dolo o colpa grave.

1.7 ASSUNZIONE

- Nel caso in cui i beni proposti e/o forniti da FOR.ME.SA. Srl siano destinati ad operatori commerciali che agiscono nell'ambito della propria attività di compravendita/distribuzione di dispositivi, non si applicano tutte le normative a tutela dei consumatori tra cui, in particolare, D. Lgs. N. 50 del 1992 (diritto di recesso) e D. Lgs n. 185 del 1999 (contratti conclusi a distanza).

1.8 DESCRIZIONI TECNICHE

- Le informazioni tecniche sui prodotti commercializzati da FOR.ME.SA. Srl si basano esclusivamente sui dati pubblicati dai rispettivi produttori che potranno essere variati in base a quanto ci sarà comunicato dai produttori stessi anche senza preavviso alcuno.

1.9 RECLAMI

- Eventuali reclami relativi alle forniture effettuate, dovranno pervenire presso la FOR.ME.SA. Srl in forma scritta entro e non oltre quattro giorni lavorativi dalla data di ricezione del materiale come indicato nel documento di trasporto (D.D.T.)
- Per ogni controversia unico Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria competente del luogo in cui ha sede principale FOR.ME.SA. Srl.

2. CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E RESO C/O GARANZIA PER I SOLI DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI E TRITAPILLOLE

2.1 PERIODO DI GARANZIA E LIMITAZIONI

- Il periodo di garanzia prestato dalla FOR.ME.SA. Srl è di anni 1 (uno) per i professionisti (chiunque svolga attività di commercio al dettaglio di beni e/o servizi), assolutamente non derogabile a meno di diversa indicazione espressa sull'offerta/conferma d'ordine (si precisa che prevarranno sempre le condizioni specificate nella conferma d'ordine), anche per quei prodotti che avessero per espressa volontà del Produttore garanzia superiore ad anni uno, superato il quale, FOR.ME.SA. Srl non si assumerà più alcuna responsabilità.
La durata della garanzia di anni 2 (due) è prevista solo in quei contratti conclusi tra professionista e consumatore (soggetto che acquista il bene per proprio uso personale).
- La garanzia si riferisce esclusivamente a vizi o difetti attinenti i materiali e la lavorazione, essendo esclusa qualsiasi garanzia dovuta a danni e/o malfunzionamenti dovuti a insufficienza od omessa manutenzione, manomissioni, eventuali utilizzi impropri o incidenti derivanti da trasporti.
- FOR.ME.SA. Srl non presta garanzia per quei prodotti per i quali le case produttrici gestiscono direttamente la garanzia attraverso propri centri di assistenza e/o canali diretti.

2.2 RESI

- I resi saranno accettati solo dopo l'assegnazione di RMF (Rientro Merci Formesa) da parte dell'Ufficio Resi della FOR.ME.SA. Srl.
- Per ottenere il numero di rientro (RMF) da parte della FOR.ME.SA. Srl, è necessario che il Cliente compili preventivamente ed in tutte le sue parti l'apposito modulo e lo trasmetta via fax o e-mail, alla FOR.ME.SA. Srl. Entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione del modulo, verrà comunicato al Cliente a mezzo fax o e-mail il numero di rientro (RMF). Non verranno accettati resi consegnati presso la FOR.ME.SA. Srl se privi del numero di rientro (RMF).
- La merce deve essere imballata a cura del Cliente per evitare danneggiamenti causati dal trasporto. La FOR.ME.SA. Srl non si assume nessuna responsabilità per merce che dovesse risultare rotta a causa del trasporto.
- Le procedure che regolano i resi si articolano in tre parti come ai punti 2.3, 2.4.

2.3 PROCEDURA DI SOSTITUZIONE IMMEDIATA

La sostituzione immediata di qualsiasi prodotto reso in Garanzia, sarà effettuata solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni:
- Il prodotto dovrà essere consegnato presso la sede FOR.ME.SA. Srl entro un massimo di dieci giorni dalla data di ricezione del materiale, come indicato nel documento di trasporto (D.D.T.);
- Il prodotto dovrà essere restituito nel suo imballo originale e completo di tutti i manuali, eventuali software di installazione e cassetteria a corredo dello stesso;
- il prodotto dovrà essere corredato di una precisa e dettagliata descrizione del guasto;
- siano state rispettate le condizioni di Reso (punto 2.2).

2.4 PROCEDURA STANDARD

- Il materiale in garanzia dovrà essere restituito nel suo imballo originale, completo di manuali ed eventuali software d'installazione e cassetteria ricevuti all'atto dell'acquisto.
- La FOR.ME.SA. Srl si impegna a sostituire il prodotto riconosciuto guasto secondo i limiti indicati nel punto 2.1 dai propri tecnici, entro massimo 30 gg. solari dalla data di consegna secondo le modalità e le condizioni indicate nel punto 1.3, con altro identico o di pari caratteristiche tecniche.

3. TRATTAMENTO DEI DATI (L. n. 196 del 30/06/2003)

- Il Cliente autorizza la società FOR.ME.SA. Srl ad archiviare, trattare ed utilizzare i propri dati per le attività di vendita e garanzia.

Linea Somministrazione e trasporto farmaci

Indice

Borse isotermitiche isolanti per trasporto contenitori
Borse isotermitiche isolanti per trasporto emocomponenti
Contenitori secondari per provette
Sistemi di distribuzione farmaci
Stabilizzatori della temperatura
Tagliapillole
Tagliapillole
Frantumapillole
Tritapillole Giotty



GIOTTO

TRITAPILLOLE

cod. prodotto **FOR.GIOTTO**

Tritapillole Giotty consente la frantumazione di pastiglie a granulometria calibrata mediante un attuatore elettrico recante un gruppo rotante particolare e una base di supporto per il bicchierino (nel quale viene a cadere la polvere della compressa frantumata).

Il tritapillole Giotty riesce a frantumare sino a tre pastiglie contemporaneamente senza problemi rispetto le varie tipologie di compresse.

Il Giotty è in grado di preparare ogni volta la terapia richiesta senza mai bisogno di ricarica.

Dotato di batteria, caricabatteria e una scocca esterna di contenimento.

VANTAGGI:

PRECISIONE OPERATIVA grazie alla particolare conformazione del rotore e dello statore che consentono di ottenere una elevata garanzia di frantumazione delle compresse e/o pastiglie.

DIMINUZIONE DEL TEMPO necessario per la preparazione di terapie orali da frantumare.

DIMINUZIONE DEGLI SFORZI degli arti superiori dell'operatore, dovuti alle tradizionali manovre con tritapillole manuali e/o mortai.


AUTONOMIA, facilità di trasporto e pulizia del dispositivo.

MIGLIORARE l'ambiente dedicato alla preparazione dei farmaci spesso causa di inalazioni degli stessi.

GARANTIRE UNA CORRETTA IGIENE dello strumento tra una terapia e l'altra in modo da evitare pericolose contaminazioni di farmaci.



Tagliapillole



Taglia accuratamente compresse e pillole di qualsiasi dimensione per dosaggi ridotti e per una facile ingestione.

cod. prodotto 12029 rettangolare

cod. prodotto 12000 affusolato

Tagliapillole e frantumapillole



cod. prodotto 12030

Taglia/frantumapillole 2 in 1. Potente, in grado di tagliare e frantumare pillole di qualsiasi forma, dimensione e consistenza. Con portapillole incorporato.

Frantumapillole



cod. prodotto 12008

Frantumapillole potente, in grado di frantumare pillole di qualsiasi forma, dimensione e consistenza. Con portapillole incorporato. Questo pratico prodotto è ideale per anziani ed operatori ospedalieri. Evita la dispersione delle medicine ne garantisce un dosaggio perfetto. Facile da pulire, anche in lavastoviglie. Materiale atossico ed infrangibile.



cod. prodotto 12009

Frantumapillole potente, in grado di frantumare pillole di qualsiasi forma, dimensione e consistenza. Con portapillole incorporato. Ideale per persone con poca forza nelle mani. Questo pratico prodotto è ideale per anziani ed operatori ospedalieri. Evita la dispersione delle medicine ne garantisce un dosaggio perfetto. Facile da pulire, anche in lavastoviglie. Materiale atossico ed infrangibile.

Sistemi di distribuzione farmaci



cod. prodotto 12003

Dispenser grande in materiale plastico per la terapia orale giornaliera, completo di coperchio.

DIMENSIONI: 22,5 x 8,2 x h 1,8 cm

cod. prodotto 12004

Dispenser piccolo in materiale plastico per la terapia orale giornaliera, completo di coperchio.

DIMENSIONI: 22,5 x 5 x h 1,8 cm



cod. prodotto 12005

Bicchierini graduati in materiale plastico per la terapia liquida nei seguenti colori: giallo, blu, verde e trasparente. Con coperchio bianco.



cod. prodotto 12006

Vassoio in materiale plastico predisposto per l'inserimento di 19 dispenser e 19 bicchierini.

DIMENSIONI 34 x 45 cm

Borse isoterme isolate trasporto contenitori



cod. prodotto 12010

Borsa isoterma isolante per trasporto a 1 contenitore

1 elemento refrigerante

DIMENSIONI: 13,5 x 15,5 cm



cod. prodotto 12011

Borsa isoterma isolante per trasporto a 1 contenitore

1 elemento refrigerante

DIMENSIONI: 31 x 16 x 26 cm



cod. prodotto 12015

Borsa isoterma isolante per trasporto a 1 contenitore

1 elemento refrigerante

DIMENSIONI: 12 x 15 cm



cod. prodotto 12016

Borsa isoterma isolante per trasporto a 1 contenitore

1 elemento refrigerante

DIMENSIONI: 16 x 29 x 20 cm



cod. prodotto 12012

Borsa isoterma isolante per trasporto a 2 contenitori

2 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 32 x 31 x 26 cm



cod. prodotto 12017

Borsa isoterma isolante per trasporto a 2 contenitori

2 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 34 x 29 x 20 cm



cod. prodotto 12018

Borsa isoterma isolante per trasporto a 3 contenitori

3 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 40 x 29 x 20 cm



cod. prodotto 12013

Borsa isoterma isolante per trasporto a 3 contenitori

3 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 49 x 31 x 26 cm

Borse isotermeche isolanti trasporto contenitori



cod. prodotto 12014
Borsa isotermeche isolante per trasporto a 6
contenitori

4 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 69 x 31 x 26 cm



cod. prodotto 12019
Borsa isotermeche isolante per trasporto a 6
contenitori

4 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 47 x 30 x 44 cm

Borse isotermeche isolanti trasporto emocomponenti



cod. prodotto 12022
Borsa isotermeche isolante per trasporto
emocomponenti

Tasche interne con 2 elementi refrigeranti.

DIMENSIONI: 36 x 16 x 20 cm



cod. prodotto 12021
Borsa isotermeche isolante per trasporto
emocomponenti

Tasche interne con 2 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 43 x 34 x 20 cm



cod. prodotto 12020
Borse isotermeche isolanti per trasporto emocomponenti
Tasche interne con 2 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 43 x 34 x 32 cm

Contenitori secondari per provette



cod. prodotto 12023

Contenitore secondario per provette ideale per il trasporto da ogni reparto al laboratorio.

Può contenere qualsiasi tipo di rack utilizzato nelle varie strutture.

In grado di alloggiare contemporaneamente 78 provette.

A tenuta ermetica per evitare la fuoriuscita accidentale di liquidi biologici.

Resistente agli urti, tutelando l'operatore in caso di caduta accidentale.

Materiale trasparente per un controllo costante dell'integrità del contenuto.

Provvisto di materiale assorbente sul fondo, atto a contenere la fuoriuscita di liquido biologico in caso di caduta.

Chiusura rapida e sicura attuando una pressione sul coperchio munito di maniglia.

Dotato di tasca interna per elemento refrigerante.

Disinfettabile e sterilizzabile per evitare contaminazioni.

DIMENSIONI: 30 x 15 x h 19 cm



cod. prodotto 12001

Contenitore secondario per provette ideale per il trasporto da ogni reparto al laboratorio.

Contenitore a valigetta in ABS, colore blu.

Provvisto di griglia asportabile in plexiglas, completa di maniglie e con fori porta provette.

Può contenere 37 porta provette piccole, 8 medie e 6 grandi.

Resistente agli urti.

Coperchio incernierato con chiusura a scatto e maniglia per il trasporto.

Dotato di tasca porta documenti.

Pratico e leggerissimo.

DIMENSIONI: 38 x 25 x h 23 cm

Stabilizzatori della temperatura



Stabilizzatori di temperatura che consentono un più sicuro mantenimento della temperatura durante il trasporto.

cod. prodotto 12024 arancione

cod. prodotto 12025 bianco

cod. prodotto 12026 blu

cod. prodotto 12027 verde

cod. prodotto 12028 rosso