

## Linea Carrelli

### Indice

Accessori carrelli terapie/medicazione

Carrelli acciaio inox AISI 304

Carrelli economici piani stampati

Carrelli grigliati

Carrelli lavanderia

Carrelli medicazioni in acciaio inox

Carrelli modulari in acciaio verniciato e inox

Carrelli polifunzionali

Carrelli porta elettrocardiografo

Carrelli portabombole

Carrelli portacestelli

Carrello portarifiuti

Carrelli raccoglitore

Carrelli raccolta/distribuzione biancheria

Carrello portarifiuti

Carrelli servizio corsia in alluminio

Carrelli specialistici

Carrelli standard

Carrelli terapie / medicazione

Carrelli termici

Carrelli trasporto pesante

Carrelli trasporto piatti / vassoi

Coperchi per carrelli termici

Distribuzione biancheria

Roll container

---

## Carrelli portabombole



*cod. prodotto 32008*

Portabombola monoposto da 10 lt a 14 lt per ambienti sanitari verniciata a polveri acriliche.

Ruote gommatae Ø 15 cm.  
Dotato di cinghia con fibbia.



*cod. prodotto 32006*

Portabombola monoposto per ambienti sanitari da 10 lt a 14 lt verniciata a polveri acriliche.

Trasformabile su 3 ruote - 2 ruote anteriori in gomma grigia Ø 20 cm e 1 ruota posteriore su snodo Ø 6.5 cm.

Dotato di 2 cinghie con fibbia.



*cod. prodotto 32007*

Portabombola monoposto da 10 lt a 14 lt per ambienti sanitari verniciata a polveri acriliche.

Trasformabile su 3 ruote - 2 ruote anteriori in gommatae Ø 15 cm e 1 ruota posteriore su snodo Ø 8 cm.  
Dotato di cinghia con fibbia.



*cod. prodotto 32005*

Portabombola 40 lt monoposto per ambienti sanitari.

Trasformabile su 4 ruote - 2 ruote anteriori in gomma grigia Ø 20 cm e 2 ruote posteriori su snodo Ø 10 cm.  
Fornito con cinghie di fissaggio.



*cod. prodotto 32004*

Portabombola verniciata a polveri acriliche da 40 lt.

Trasformabile su 4 ruote per mezzo dell'esclusivo snodo.

Le ruote applicate allo snodo sono in gomma industriale con un diametro di 10 cm montate su supporto girevole per garantire la massima manovrabilità del carrello e 2 ruote anteriori in gomma piena Ø 20 cm.  
Dotato di catenella zincata per il serraggio.



*cod. prodotto 32003*

Portabombola (per bombola da Ø 37 cm) ossigeno-terapia monoposto verniciata a polveri acriliche.

Ruote pneumatiche Ø 26 cm.  
Cinghie di serraggio.



*cod. prodotto 32000*

Portabombola ossigeno 50 lt (20 lt a 50 lt).

Carrello portabombole munito di 2 ruote anteriori da Ø 20 cm e da 2 ruote posteriori da 6 cm.

Cinghie di fissaggio bombola e appoggio di sicurezza.

## Carrelli standard



*cod. prodotto 32134*  
 Portacasse con due ruote  
 pneumatiche Ø 26 cm.  
 Portata massima 200kg.



*cod. prodotto 32135*  
 Carrello trasformabile 2 in 1 in  
 alluminio. Dotato di due ruote  
 pneumatiche da Ø 26 cm e due  
 ruote girevoli da Ø 14 cm.  
 Portata massima 300 kg.



*cod. prodotto 32136*  
 Carrello con pianale zincato a rete.  
 Dotato di 4 ruote girevoli Ø 140 cm.  
 Portata massima 300 kg.



*cod. prodotto 32137*  
 Carrello con pianale in lamiera  
 20/10. Dotato di 4 ruote di cui 2  
 girevoli Ø 140 cm  
 Portata massima 350 kg.




*cod. prodotto 32138*  
 Carrello con pianale in lamiera 20/10 doppia sponda.  
 Dotato di 2 ruote in gomma industriale fisse Ø 200 e 2 ruote girevoli  
 Ø 200 cm  
 Portata massima 500 kg.



*cod. prodotto 32139*  
 Pianale con 4 sponde in rete di cui una parzialmente ribaltabile.  
 Dotato di 2 ruote fisse in gomma piena e 2 girevoli Ø 140.  
 Portata massima 350 kg.

## Roll container



*cod. prodotto 32140*  
Roll container sponde laterali.  
Dotato di 4 ruote in poliammide  
bianca di cui 2 fisse e 2 girevoli.  
Portata massima 600 kg.



*cod. prodotto 32141*  
Roll container sponde laterali.  
Telaio in tubo e tondini trattati con zincatura  
elettrolitica brillante.  
Dotato di 4 ruote in polipropilene Ø 10,6 cm di cui  
due piroettanti rosse e due fisse nere.  
Portata massima 600 kg.

### ACCESSORI

*cod. prodotto 32142* cinghia in nylon  
*cod. prodotto 32143* sponda posteriore  
*cod. prodotto 32144* sportelle anteriore apribile a 2/3  
*cod. prodotto 32145* ripiano intermedio

## Carrello grigliato



*cod. prodotto 32146*

Carrello grigliato realizzato in tubo tondo di acciaio cromato.  
Dotato di:

- 4 montanti in tubo tondo di acciaio cromato altezza 160 cm
- 6 ripiani grigliati 150 x 45 cm
- 15 divisorie 45 x 20 cm
- 20 contrassegni portanome in materiale plastico robusto.
- 12 tondini in filo tondo di acciaio inox, completo di graffette per bloccaggio
- 4 paracolpi anulari in pvc antistriscio
- 4 gomme in ruota piena antitraccia Ø 12,5 cm piroettanti di cui 2 con freno, battistrada grigio, silenziose.

Su richiesta sono disponibili configurazioni personalizzate.

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	L	P	H	Icona Persona	Icona Kg
32146	150	45	175	58	300

## Carrelli lavanderia



*cod. prodotto 32147*

Carrello lavanderia realizzato in lega leggera.

Semiapertura tronco-conica frontale.

Nervature di rinforzo e bordo superiore a riciclo rinforzato.

Dotato di 4 ruote in gomma piena da Ø 16 cm di cui 2 fisse e 2 girevoli.

### DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32147	150	93	89

## Carrelli lavanderia

**serie 321XX**

Carrello lavanderia realizzato in lega leggera con pareti e fondo forati. Semiapertura tronco-conica frontale.

Nervature di rinforzo e bordo superiore a riciclo rinforzato.

Dotato di 4 ruote in gomma piena di cui 2 fisse e 2 girevoli.

## DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32148	133	73	87
32149	116	66.5	85
32150	103	63	85
32151	105	53	77.5
32152	84	49	65

**serie 3215X**

Carrello lavanderia realizzato in lega leggera con pareti e fondo pieni. Semiapertura tronco-conica frontale.

Nervature di rinforzo e bordo superiore a riciclo rinforzato.

Dotato di 4 ruote in gomma piena di cui 2 fisse e 2 girevoli.

## DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32153	133	73	87
32154	116	66.5	85
32155	103	63	85
32156	105	53	77.5
32157	84	49	65

**cod. prodotto 32158**

Carrello lavanderia

- struttura pieghevole in tondino di acciaio plastificato bianco

- ruote piroettanti di diametro differente (a seconda del modello).

Solo per uso interno e pavimentazioni piane

## DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32158	80	51	75

## ACCESSORI

cod. prodotto **36039** sacco portabiancheria in tela

**serie 3216X**

Carrello lavanderia

- struttura pieghevole in tubo e filo di acciaio verniciato bianco

- ruote piroettanti di diametro differente (a seconda del modello)

- maniglie per il trasporto.

Solo per uso interno e pavimentazioni piane

## DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32160	80	52	77
32161	100	60	87

## ACCESSORI

cod. prodotto **32162** sacco portabiancheria in tela per **32160**

cod. prodotto **32163** sacco portabiancheria in tela per **32161**

## Carrelli raccolta/distribuzione biancheria



cod. prodotto **32010**

Carrello raccolta/distribuzione biancheria in acciaio inox. 3 ripiani in acciaio inox AISI 304, con parete divisoria in acciaio inox AISI 304 che separa lo sporco dalla biancheria pulita e ringhierino in tubo tondo di acciaio inox AISI 304. La base poggia su 4 ruote in gomma piena, diametro mm 125, piroettanti, di cui 2 con freno, 4 paracolpi angolari in pvc antistriscio. Portata/capacità - 140 lt sezione sporco - 50 kg sezione pulito

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	L	P	H
<b>32010</b>	100	68	105



cod. prodotto **32011**

Carrello raccolta/distribuzione biancheria in acciaio inox. 2 anelli portasacchi rettangolare in acciaio inox AISI 304. 2 anelli blocca sacco di colore grigio, stampati ad iniezione, in materiale ABS e pianetto di base in acciaio inox. ringhierino di contenimento su tre lati in tubo tondo di acciaio inox AISI 304. 2 ripiani interni in acciaio inox AISI 304. Porta a battente apribile a 270° completa di chiusura a chiave. La base poggia su 4 ruote in gomma piena, diametro mm 125, piroettanti, di cui 2 con freno e 4 paracolpi angolari. Portata/capacità - 140 lt sezione sporco - 50 kg sezione pulito in pvc antistriscio.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	L	P	H
<b>32011</b>	100	68	114



cod. prodotto **32012**

Carrello raccolta/distribuzione biancheria in acciaio inox. 2 anelli portasacchi rettangolare in acciaio inox AISI 304. 2 anelli blocca sacco di colore grigio, stampati ad iniezione, in materiale ABS. 2 coperchi in ABS con maniglia incorporata, leggero e indeformabile. 2 astine in tondino di acciaio inox, completa di pedale in acciaio inox ricoperto da gomma antiscivolo. Pianetto di base in acciaio inox. - 3 ripiani in acciaio inox AISI 304, con parete divisoria in acciaio inox AISI 304 che separa lo sporco dalla biancheria pulita, ringhierino in tubo tondo di acciaio inox AISI 304. La base poggia su 4 ruote in gomma piena, diametro mm 125, piroettanti, di cui 2 con freno, 4 paracolpi angolari in pvc antistriscio. Portata/capacità - 140 lt sezione sporco - 50 kg sezione pulito.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	L	P	H
<b>32012</b>	130	68	105



cod. prodotto **32013**

Carrello raccolta/distribuzione biancheria in acciaio inox. 2 anelli portasacchi rettangolare in acciaio inox AISI 304. 2 anelli blocca sacco di colore grigio, stampati ad iniezione, in materiale ABS. 2 coperchi in ABS con maniglia incorporata, leggero e indeformabile.

2 astine in tondino di acciaio inox, completa di pedale in acciaio inox ricoperto da gomma antiscivolo. Pianetto di base in acciaio inox. Armadio in acciaio inox AISI 304, con ringhierino di contenimento su tre lati in tubo tondo di acciaio inox AISI 304. 2 ripiani interni in acciaio inox AISI 304. Porta a battente apribile a 270° completa di chiusura a chiave. La base poggia su 4 ruote in gomma piena, diametro mm 125, piroettanti, di cui 2 con freno e 4 paracolpi. Angolari in pvc antistriscio. Portata/capacità - 140 lt sezione sporco - 50 kg sezione pulito

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	L	P	H
<b>32013</b>	109	68	114

### ACCESSORI OPTIONAL

Coperchio rettangolare in plastica ABS MOBILE o FISSO con cerniera.

DIMENSIONI: 50 x 28 x h 3.5 cm



rosso

blu

bianco

giallo

## Carrelli raccolta/distribuzione biancheria



32095



32096



### serie 3209X

Carrello raccolta/distribuzione biancheria disponibile con struttura in acciaio verniciato o con struttura in acciaio inox.

Dotati di 4 ruote Ø 125 mm, due delle quali con blocco, e 4 parasigoli in gomma agli angoli.

Sacco non incluso.

#### DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32095 - 32096	135	65	102

cod. prodotto 32095 carrello lavanderia in acciaio verniciato

cod. prodotto 32096 carrello lavanderia in acciaio inox

### cod. prodotto 32061

Carrello raccolta/distribuzione biancheria chiuso in laminato, con ante frontali, 3 ripiani più top e 2 portasacchi.

Parti in truciolare laminato e struttura in acciaio inossidabile AISI 304.

Dotato di rotelle piroettanti, di cui 2 con freno e paraurti.

#### DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32061	110	66	132

## Carrelli raccogliatore



### cod. prodotto 32060

Carrello raccogliatore ideale per trasportare un sacco da 70 litri (non incluso).

Struttura in acciaio inossidabile AISI 304.

Dotato di rotelle piroettanti con freno e paraurti.

Per uso con sacchi in plastica standard da 70 litri.

Adatto anche per l'uso con i sacchi da biancheria.

## Carrelli raccoglitore



*cod. prodotto 32009*

Carrello raccoglitore doppio a pedale realizzato interamente in tubo tondo di acciaio inox AISI 304. Portasacco a 2 anelli in acciaio inox AISI 304 portasacco, di forma rettangolare.

2 anelli blocca sacco di colore grigio, stampati ad iniezione, in materiale ABS, dimensioni:38.5x26xh2.5 cm.

2 coperchi in ABS con maniglia incorporata, leggeri, indeformabili, di colore bianco, azzurro, giallo, rosso, dimensioni: 50x28xh3.5 cm.

2 astine in tondino di acciaio inox, completo di pedale in acciaio inox ricoperto da gommata antiscivolo.

La base poggia su 4 ruote in gomma piena, diametro 8 cm, piroettanti, con battistrada grigio, silenziose e 4 paracolpi anulari in pvc antistriscio.

### DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32009	74	50	96



32058

*serie 3205X*

Carrello raccoglitore biancheria con apertura a pedale. Base in plastica ABS con bordi rigida, robusta, autoportante.

L'anello portasacco (35x25.5 cm) è in nylon rinforzato in vetro con una guarnizione di gomma per tenere fermo il sacco.

Due tubi verticali in acciaio inossidabile AISI 304 sono saldati alla base e reggono l'anello ferma sacco.

Rotelle piroettanti in gomma grigia che non lasciano segni Ø 8 cm (2 con freno a pedale).



32059

*cod. prodotto 32058* carrello biancheria 2 sacchi

*cod. prodotto 32059* carrello biancheria 3 sacchi

## Carrello portarifiuti



*cod. prodotto 32220*

Carrello cilindrico per il trasporto di sacchi rifiuti verniciatura a polveri acriliche conforme norme CE.

Il sacco rifiuti standard è bloccato dalla doppia corona in lamiera superiore apribile su cerniera.

Il coperchio è realizzato in PVC ed è totalmente asportabile

4 ruote girevoli Ø 8 cm.

### DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	H	kg
32220	45	83	7

## Carrelli modulari in acciaio verniciato e inox



32039

## serie 320XX

Carrello modulare in acciaio verniciato, struttura autoportante e monoblocco, parte superiore con ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero, realizzato con tre lati di contenimento e senza spigoli vivi per facilitarne la pulizia.

Maniglione di spinta ergonomico in tubolare.

Parte frontale predisposta con vari cassetti (piccolo giallo, medio blu, grande rosso), a seconda del modello, con pannelli verniciati a polveri epossidiche e maniglia di presa integrata.

Cassetti scorrevoli su guide a scorrimento silenzioso e munite di ferma corsa, con possibilità di staccare il cassetto dalle guide per facilitarne la pulizia e la disinfezione.

Chiusura centralizzata con chiave.

Gli accessori possono essere posizionati sul lato destro o sinistro (vani piccoli o grandi e cestino).

Provisto di paracolpi e montato su ruote antistatiche di diametro 12.5 cm, di cui 2 frenanti.



32040



32041



32042

cod. prodotto 32039 carrello acciaio verniciato con 7 cassetti piccoli

cod. prodotto 32040 carrello acciaio verniciato con 1 cassetto piccolo, 3 medi

cod. prodotto 32041 carrello acciaio verniciato con 2 cassetti piccoli, 1 medio e 1 grande

cod. prodotto 32042 carrello acciaio verniciato con 1 cassetto piccolo e 1 vano ripiano

cod. prodotto 32043 carrello acciaio verniciato con 2 cassetti medie e 1 grande (non illustrato)



32044



32045



32046



32047

cod. prodotto 32044 carrello acciaio inox con 7 cassetti piccoli

cod. prodotto 32045 carrello acciaio inox con 1 cassetto piccolo, 3 medi

cod. prodotto 32046 carrello acciaio inox con 2 cassetti piccoli, 1 medio e 1 grande

cod. prodotto 32047 carrello acciaio a con 1 cassetto piccolo e 1 vano ripiano

cod. prodotto 32048 carrello acciaio inox con 2 cassette medie e 1 grande (non illustrato)

## ACCESSORI OPTIONAL



cod. prodotto 32049

Asta portaflebo per tutti i carrelli modulari.



cod. prodotto 32050

Cassetti superiori pensili (5 medi + 4 grandi)



cod. prodotto 32051

Sistema organizzativo a pettine - h 40 mm

cod. prodotto 32052

Sistema organizzativo a pettine - h 140 mm

cod. prodotto 32053

Sistema organizzativo a pettine - h 200 mm

## Carrelli terapie/medicazione

*cod. prodotto 32026*

Carrello terapia unitaria in acciaio elettrozincata 10/10 verniciata a fuoco su fondo epossidico e rifinito con smalti acrilici e poliuretanici.

Antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile.

8 cassetti in acciaio verniciato, scorrevoli su guide telescopiche, ad estrazione totale con blocco fine corsa. I cassetti sono predisposti per l'inserimento delle vaschette monodose in plastica blu, completi di etichetta porta nome e separatori regolabili per la terapia unitaria. Per ogni cassetto è possibile inserire 2 misure:

- Piccolo 9.4x 40 x h 8.2 cm; 24 vaschette.

- Grande 18.8x 40 x h 8.2 cm; 4 vaschette.

## DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32026	61	60	111

*cod. prodotto 32027*

Carrello terapia unitaria in acciaio elettrozincato 10/10 verniciata a fuoco su fondo epossidico e rifinito con smalti acrilici e poliuretanici.

Antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile.

2 file da 8 cassetti in acciaio verniciato, scorrevoli su guide telescopiche, ad estrazione totale con blocco fine corsa (a richiesta possono essere inseriti dei profili colorati per ogni cassetto). I cassetti sono predisposti per l'inserimento delle vaschette monodose in plastica blu, completi di etichetta porta nome e, separatori regolabili per la terapia unitaria.

Per ogni cassetto è possibile inserire 2 misure:

- Piccolo 94x400x82h (4 per fila); 48 vaschette

- Grande 188x400x82h (2 per fila); 8 vaschette.

Doppia chiusura a chiave centralizzata.

## DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32027	120	60	106

*cod. prodotto 32023*

Carrello terapia/medicazione in acciaio elettrozincata 10/10 verniciata a fuoco su fondo epossidico e rifinito con smalti acrilici e poliuretanici.

Antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile.

Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata a fuoco su fondo epossidico e rifinita con smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile. Il processo di verniciatura è conforme alle norme UNI EN ISO 9001.

Piano di lavoro in Abs autoestingente, antimacchia e antigraffio, di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 52x40x h 6cm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati. Dispenser amovibile porta bicchieri a tre formati, completo di ventose.

Cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale; sono completi di maniglia ergonomica ed antitrauma e fermo blocco fine corsa. Serratura a chiave centralizzata.

Configurazione standard dei cassetti:

- 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x100 h mm.

- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x150 h mm.

- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x200 h mm

## DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32023	81	60	111

## Carrelli terapie/medicazione



32024



32025

*cod. prodotto 3202X*

Carrello terapia/medicazione in acciaio elettrozincata 10/10 verniciato a fuoco su fondo epossidico e rifinito con smalti acrilici e poliuretanici.

Antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile.

Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata a fuoco su fondo epossidico e rifinita con smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile. Il processo di verniciatura è conforme alle norme UNI EN ISO 9001.

PARTE SUPERIORE - piano di lavoro in ABS autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 760x400x60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.

Dispenser amovibile porta bicchieri a tre formati, completo di ventose.

CASSETTIERA - cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale, completi di maniglia ergonomica ed antitrauma e fermo blocco fine corsa.

Due serrature a chiave centralizzata.

Configurazione standard dei cassetti:

- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 35x40x h 10 cm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 35x40x h 15 cm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 35x40x h 20 cm

## DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32024 - 10 cassetti	104	60	111
32025 - 5 cassetti	104	60	111



32028



32029

*serie 3202X*

Carrelli terapia/medicazione in acciaio inox AISI304 SB 10/10, lavabile e disinfettabile, igienicamente sicuro.

Piano di lavoro in tecnopolimero autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 98x55x h 6 cm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati, colore grigio RAL 7035.

Cassetti estraibili in acciaio inox AISI 304 SB con frontalini in acciaio inox (32028) o acciaio inox verniciato (32029) con maniglia esterna in nylon.

Configurazione standard dei cassetti:

- 3 cassetti, dimensioni 75 x 45 x h 15 cm;
- 1 cassetto, dimensioni 75 x 45 x h 30 cm

## DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32028 cassetti inox	118	54	105
32029 cassetti inox verniciato	118	54	105

## Carrelli terapie/medicazione



32030

*serie 3203X*

Carrelli terapia/medicazione in acciaio inox AISI 304 SB 10/10, lavabile e disinfettabile, igienicamente sicuro.

Piano di lavoro in tecnopolimero autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 98x55xh6cm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati, colore grigio RAL 7035.

Cassetti estraibili in acciaio inox AISI 304 SB con frontalini in acciaio inox (32030) o acciaio inox verniciato (32031) con maniglia esterna in nylon.

Configurazione standard dei cassetti:

- 6 cassetti, dimensioni 37 x 45 x h 15 cm;
- 2 cassetto, dimensioni 37 x 45 x h 30 cm

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	L	P	H
32030 cassetti inox	118	54	105
32031 cassetti inox verniciato	118	54	105



32031

*cod. prodotto 32022*

Carrello medicazione in acciaio elettrozincato 10/10 verniciato a fuoco su fondo epossidico e rifinito con smalti acrilici e poliuretani.

Antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile.

Il processo di verniciatura è conforme alle norme UNI EN ISO 9001.

Piano di lavoro in ABS autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 52x40xh60 cm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati, alzatina in lamiera elettrozincata, regolabile in altezza con blocco sicurezza di fine corsa, completa di doppia fila di cassettoni reclinabili in plastica trasparente (5+4) e ripiano superiore, dimensioni 60x11xh2.5 cm, con bordo contenitivo.

Cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale; sono completi di maniglia ergonomica ed antitrauma e fermo blocco fine corsa, Serratura a chiave centralizzata.

Configurazione standard dei cassetti:

- 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 42.5x 40 x h 10 cm;
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 42.5x40x h 15 cm;
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 42.5x40x h 20 cm



DIMENSIONI			
MISURE IN CM	L	P	H
32022	81	60	170

## Carrelli specialistici

*cod. prodotto 32032*

Carrello monoscocca specialistico leggero con pareti in tecnopolimero ad alta densità. Garantisce un'eccellente durata nel tempo, resistenza, sicurezza e igiene.

Scocca autoportante formata da 4 montanti esterni realizzati in acciaio verniciato con polveri epossidiche che assicurano affidabilità, stabilità e compattezza al carrello.

Le pareti laterali e quella posteriore sono autoportanti fino a 100 kg di carico, realizzate in tecnopolimero, con bordi arrotondati e senza spigoli vivi, predisposte per l'inserimento di numerosi accessori. Il piano di lavoro superiore è in tecnopolimero stampato, antigraffio, lavabile e facilmente disinfettabile; completo di bordo perimetrale su tre lati per il contenimento dei liquidi.

Maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma.

Configurazione standard dei cassetti con chiusura a chiave centralizzata:

- 3 cassetti in tecnopolimero, dimensioni 46x42x h15 cm completi di portaetichette
- 1 cassetto in tecnopolimero, dimensioni 46x42x h30 cm completo di portaetichetta.

## DIMENSIONI

MISURE IN CM	 L	 P	 H
32032	84	67	109

*cod. prodotto 32033*

Carrello monoscocca specialistico leggero con pareti in tecnopolimero ad alta densità. Garantisce un'eccellente durata nel tempo, resistenza, sicurezza, igiene ed un'estrema manovrabilità del carrello.

Scocca Autoportante formata da 4 montanti esterni realizzati in acciaio verniciato con polveri epossidiche che assicurano affidabilità, stabilità e compattezza al carrello.

Le pareti laterali e posteriore sono autoportanti fino a 100 kg di carico, realizzate in tecnopolimero, con bordi arrotondati e senza spigoli vivi, predisposte per l'inserimento di numerosi accessori.

Il piano di lavoro superiore è in tecnopolimero stampato, antigraffio, lavabile e facilmente disinfettabile. Completo di bordo perimetrale su tre lati per il contenimento dei liquidi.

Maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma in ABS.

Configurazione standard dei cassetti:

- 3 cassetti in tecnopolimero, dimensioni 29x42xh15 cm;
- 1 cassetto in tecnopolimero, dimensioni 29x42xh30 cm;
- 3 cassetti in tecnopolimero, dimensioni 46x42xh15 cm;
- 1 cassetto in tecnopolimero, dimensioni 46x42xh30 cm.

## DIMENSIONI

MISURE IN CM	 L	 P	 H
32033	110	65	108

## Accessori carrelli terapie/medicazione



*cod. prodotto 32097*

Alzatina con 5 vani reclinabili + 1 ripiano in abs.



*cod. prodotto 32098*

Alzatina con 5+4 vani reclinabili e 2 mensole laterali.



*cod. prodotto 32099*

Alzatina porta fili di sutura 30 vani.



*cod. prodotto 32100*

Alzatina regolabile in altezza con doppia fila di cassettoni reclinabili.



*cod. prodotto 32101*

Apri ampolla



*cod. prodotto 32102*

Asta porta flebo con 4 ganci



*cod. prodotto 32103*

Barra accessori



*serie 3210X*

Bombola ossigeno vuota con valvola.

*cod. prodotto 32104* capacità 3lt

*cod. prodotto 32105* capacità 5 lt

*cod. prodotto 32106* capacità 7 lt



*cod. prodotto 32128*

Supporto bombola di ossigeno con cinghie.

## Accessori carrelli terapie/medicazione



cod. prodotto 32124  
Serratura.



cod. prodotto 32109  
Dispenser porta bicchieri in abs.



cod. prodotto 32110  
Gruppo prese elettriche con tubo avvolgicavo.



cod. prodotto 32111  
Lampada ricaricabile con batteria e carica batteria.



cod. prodotto 32113  
Negativoscopio ricaricabile con batteria e carica batteria.



cod. prodotto 32108  
Copripiano inox asportabile.



cod. prodotto 32112  
Supporto per aspiratore chirurgico.



cod. prodotto 32115  
Pianetto porta cartoni per rifiuti speciali



cod. prodotto 32116  
Piastra per cardiomassaggio

## Accessori carrelli terapie/medicazione



*cod. prodotto 32117*  
Piattaforma girevole per defibrillatore.



*cod. prodotto 32119*  
Porta flaconi in acciaio verniciato.



*cod. prodotto 32120*  
Porta flaconi in tecnopolimero.



*cod. prodotto 32118*  
Porta cateteri e sondini in abs.



*cod. prodotto 32121*  
Porta guanti triplo.



*cod. prodotto 32114*  
Porta guanti



*cod. prodotto 32123*  
Portarifiuti apertura a ginocchio.



*cod. prodotto 32122*  
Porta rifiuti con apertura a pedale.



*cod. prodotto 32125*  
Set cinghie di fissaggio per piattaforma girevole.

## Accessori carrelli terapie/medicazione



cod. prodotto 32126  
Set di divisori per cassetti.



cod. prodotto 32127  
Sportellino di chiusura con sistema a sigillo.



cod. prodotto 32107  
Confezione di sigilli rossi e numerati



cod. prodotto 32129  
Supporto per aghi taglienti.



cod. prodotto 32130  
Supporto per bacinella reniformi.



cod. prodotto 32131  
Supporto per vaso raccolta.



cod. prodotto 32132  
Vano in abs portadocumenti



cod. prodotto 32133  
Vaschetta disinfezione con supporto

## Carrelli servizio corsia in alluminio

**serie 3219X**

Carrello struttura in tubo di lega leggera. Due piani in bilaminato di spessore 18 mm. Montati su ruote di 80 mm di diametro. Hanno una portata massima complessiva di circa 60 Kg da suddividere per il numero dei ripiani. Senza ringhierine.

**serie 3219X**

Carrello struttura in tubo di lega leggera. Due piani in bilaminato di spessore 18 mm. Montati su ruote di 80 mm di diametro. Hanno una portata massima complessiva di circa 60 Kg da suddividere per il numero dei ripiani. Con ringhierine.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
32191	60	40	80
32192	70	50	80
32193	90	60	80

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
32194	60	40	80
32195	70	50	80
32196	90	60	80

**cod.prodotto 32197**

Carrello struttura in tubo di lega leggera. Due piani in bilaminato di spessore 18 mm. Montati su ruote di 80 mm di diametro. Hanno una portata massima complessiva di circa 60 Kg da suddividere per il numero dei ripiani. Senza ringhierine, completo di porta flaconi, porta rifiuti, porta catino e catino

**serie 32XXX**

Carrello con corpo e maniglie in alluminio. Con 2 ripiani bianchi in bilaminato 18 mm, bordi neri in PVC con spondine. Due grandi maniglie facilitano sia il trasporto che il sollevamento del carrello. 4 rotelle snodate in nylon con diametro di 80 mm. Portata max per ripiano: 40 kg.

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
32197	90	60	80

DIMENSIONI			
MISURE IN CM	 L	 P	 H
32198	60	40	77
32199	70	50	78
32200 senza ringhierine	70	50	78

## Carrelli medicazioni in acciaio inox

**serie 3220X**

Carrello in acciaio inox con maniglia, 2 ripiani con bordi (3,5 cm) sui 4 lati, 4 rotelle girevoli Ø 60 mm. Hanno una portata massima complessiva di circa 25 Kg per ripiano.

## DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32201	60	40	81
32202	70	50	82
32203	90	60	85

**cod.prodotto 32204**

Carrello in acciaio inox dotato di maniglia e 3 ripiani con bordi (3,5 cm) su 4 lati. Ha 4 solide ruote in gomma Ø 80 mm. Portata massima complessiva di circa 25 Kg per ripiano.

## DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32204	70	50	82

**serie 3220X**

Carrello acciaio inox 2 piani costruiti interamente in acciaio inox 18/10. Maniglia di spinta. Montati su ruote di Ø 80 mm. Portata massima complessiva di circa 60 Kg. da suddividere per il numero dei ripiani.  
2 ripiani

## DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32205	60	40	80
32206	70	50	80
32207	90	60	80

**serie 322XX**

Carrello acciaio inox due piani costruiti interamente in acciaio inox 18/10. Maniglia di spinta. Montati su ruote di Ø 80 mm. Portata massima complessiva di circa 60 Kg da suddividere per il numero dei ripiani.  
3 ripiani

## DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32208	60	40	80
32209	70	50	80
32210	90	60	80

**cod.prodotto 32211**

Carrello acciaio inox 2 piani costruiti interamente in acciaio inox 18/10. Maniglia di spinta. Montati su ruote di Ø 80 mm. Portata massima complessiva di circa 60 Kg. da suddividere per il numero dei ripiani.  
2 ripiani, completo di porta flaconi, porta rifiuti, porta catino e catino

## DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
32211	90	60	80

## Carrelli polifunzionali



*cod. prodotto 32001*

Carrello polifunzionale componibile - 1 colonna e 1 maniglia.  
Con base, ripiano e maniglia in acciaio verniciati a polveri di colore bianco.  
Colonna in alluminio bianca o grigia, personalizzabile con 1 kit di 8 strisce colorate in dotazione (h 70,5 cm - 2 per colore: blu, rosso, giallo e verde).  
Ruote anteriori di Ø 75 mm, ruote posteriori di Ø 75 mm con freno.  
Maniglia e ripiano posizionabili ad ogni altezza.

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	L	P	H	Icona persona	Icona Kg
<i>Carrello</i>	48	50	82	20	10.5
<i>Ripiano</i>	40	35	-	-	-
<i>Colonna</i>	-	-	70.5	-	-

### ACCESSORI OPTIONAL

*cod. prodotto 32093* asta porta flebo

*cod. prodotto 32094* cestello in filo di acciaio verniciato bianco



*cod. prodotto 32002*

Carrello polifunzionale componibile - 2 colonne e 2 maniglie.  
Con base, ripiani, e maniglia in acciaio verniciati a polveri di colore bianco.  
Colonne in alluminio bianche o grigie, personalizzabili con 2 kit di 8 strisce colorate in dotazione (h 70,5 cm - 2 per colore: blu, rosso, giallo e verde).  
Ruote anteriori di Ø 75 mm, ruote posteriori di Ø 75 mm con freno.  
Maniglie e ripiani posizionabili ad ogni altezza, così come gli accessori optional (vedi pagina accessori).

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	L	P	H	Icona persona	Icona Kg
<i>Carrello</i>	73	50	102	30	10.5
<i>Ripiano</i>	50	40	-	-	-
<i>Colonna</i>	-	-	70.5	-	-

### ACCESSORI OPTIONAL

*cod. prodotto 32093* asta porta flebo

*cod. prodotto 32094* cestello in filo di acciaio verniciato bianco



*cod. prodotto 32164*

Carrello a 3 piani, in lamiera verniciata a fuoco, dotato di 4 ruote in nylon Ø 50 mm e 2 maniglie laterali. Ideale per piccoli elettromedicali come ECG, fonti di luce, elettrobisturi.

### DIMENSIONI

MISURE IN CM	L	P	H
<i>32164</i>	49	37	77

## Carrelli porta elettrocardiografo



*cod. prodotto 32165*

Carrello in alluminio porta ECG senza asta porta cavi con basi di fissaggio. Doppio cestello. Su stativo a 5 ruote girevoli con freni. Adattabile alla maggior parte degli apparecchi.

Portata max: 18 kg

Peso: 13 kg

Altezza: 110 cm



*cod. prodotto 32166*

Carrello ABS porta ECG.

Con due ripiani di cui uno con maniglia per il trasporto.

Portata max 1° ripiano: 20 kg

Portata max 2° ripiano: 5 kg

Peso: 18 kg

Altezza Max: 76 cm



*cod. prodotto 32167* Carrello porta ECG in acciaio con asta porta cavi su stativo a 5 ruote girevoli di cui due con freno e maniglia per il trasporto.

Portata max: 30 kg

Peso: 12 kg

Altezza: 80 cm (+ 47 cm asta)

## Carrelli economici piani stampati



*serie 320XX*

Carrello realizzato completamente in acciaio inox AISI 201.

Struttura in tubo tondo lucido Ø 2,5 cm.

Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati, imbullonati al telaio, finitura spazzolata.

Paracolpi in gomma grigia.

Ruote piroettanti ø 10 cm, di cui 2 con freno.

### DIMENSIONI

MISURE IN CM	Ripiani	L	P	H
32087	2	89	59	94
32088	2	109	59	94
32089	2	100	60	94



### DIMENSIONI

MISURE IN CM	Ripiani	L	P	H
32090	3	89	59	94
32091	3	109	59	94
32092	3	100	60	94

## Carrelli acciaio inox AISI 304



### serie 320XX

Carrello realizzato completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata. Struttura in tubo tondo di acciaio inox Ø 2,5 cm.

Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati, saldati al telaio.

Paracolpi in gomma grigia.

Ruote piroettanti Ø 12,5 cm.

Portata complessiva 120 kg.

#### DIMENSIONI

MISURE IN CM	Ripiani	L	P	H
32062	2	89	59	95
32063	2	109	59	95
32064	2	109	69	95
32065	2	129	69	95



#### DIMENSIONI

MISURE IN CM	Ripiani	L	P	H
32066	3	89	59	94
32067	3	109	59	94
32068	3	100	60	94
32069	3	129	69	95



#### DIMENSIONI

MISURE IN CM	Ripiani	L	P	H
32070	4	89	59	94
32071	4	109	59	94
32072	4	100	60	94
32073	4	129	69	95

#### ACCESSORI OPTIONAL

cod. prodotto **32074** set 2 ruote con freno

cod. prodotto **32075** set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno

cod. prodotto **32078** 1 foro svuota rifiuti

#### ACCESSORI

cod. prodotto **32076** bacinella portarifiuti 35x19xh18 cm

cod. prodotto **32077** bacinella portarifiuti 33x16xh51 cm

## Carrelli acciaio inox AISI 304

*serie 320XX*

Carrello realizzato completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata. Struttura portante costituita da telaio chiuso in tubo tondo di acciaio inox Ø 2,5 cm.

Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati, saldati al telaio.

Paracolpi in gomma grigia.

Ruote piroettanti Ø cm 12,5, di cui due con freno.

Portata complessiva 200 kg.

## DIMENSIONI

MISURE IN CM	RIPIANI	 L	 P	 H
32079	2	89	59	95
32080	2	109	59	95
32081	2	109	69	95
32082	2	129	69	95



## DIMENSIONI

MISURE IN CM	RIPIANI	 L	 P	 H
32083	3	89	59	94
32084	3	109	59	94
32085	3	100	60	94
32086	3	129	69	95

## ACCESSORI OPTIONAL

cod. prodotto **32075** set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno

cod. prodotto **32078** 1 foro svuota rifiuti

## ACCESSORI

cod. prodotto **32076** bacinella portarifiuti 35x19xh18 cm

cod. prodotto **32077** bacinella portarifiuti 33x16xh51 cm

## Carrelli trasporto pesante



### serie 3216X

Carrello per trasporto pesante:

- realizzato completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata 500
- struttura in tubo quadro 2,5 x 2,5 cm
- piani in lamiera, lisci (serie PL) o a vasca (serie PV) con omega di rinforzo, saldati al telaio
- paracolpi in gomma grigia
- ruote piroettanti, supporto a piastra, Ø 16 cm su cuscinetti a rulli, di cui due con freno

DIMENSIONI				
MISURE IN CM	PIANI	L	P	H
32168	2	108	61	93
32169 non illustrato	3	108	61	93

### ACCESSORI OPTIONAL

cod. prodotto **32170** set 2 ruote elastiche con freno

### ACCESSORI

cod. prodotto **32076** bacinella portarifiuti 33 x 16 x 51 cm

cod. prodotto **32077** bacinella portarifiuti 35 x 19 x 18 cm



### serie 3217X

Carrello per trasporto pesante:

- realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata 500
- struttura in tubo quadro 2,5 x 2,5 cm
- piani in lamiera, lisci (serie PL) o a vasca (serie PV) con omega di rinforzo, saldati al telaio
- paracolpi in gomma grigia
- ruote piroettanti, supporto a piastra, Ø 16 cm su cuscinetti a rulli, di cui due con freno

DIMENSIONI				
MISURE IN CM	PIANI	L	P	H
32173	2	108	61	96
32174 non illustrato	3	108	61	96

### ACCESSORI

cod. prodotto **32076** bacinella portarifiuti 33 x 16 x 51 cm

cod. prodotto **32077** bacinella portarifiuti 35 x 19 x 18 cm

## Carrelli trasporto piatti/vassoi



32175

### serie 3217X

Carrello con struttura portante in tubo quadro di acciaio inox 2 x 2 cm:

- pareti in lamiera di acciaio inox AISI 304
- base appoggio piatti inclinata antiribaltamento
- ripiano inferiore inox (a seconda del modello)
- paracolpi in gomma grigia
- ruote piroettanti Ø 12,5 cm

### DIMENSIONI

MISURE IN CM	PIANI	L	P	H
32175	1	84	51	91
32176	2	84	51	116



32176



32176 + 32221

### ACCESSORI OPTIONAL

cod. prodotto 32177 set 2 ruote freno

### ACCESSORI

cod. prodotto 32220 rivestimento in PVC cerniere per 32175

cod. prodotto 32221 rivestimento in PVC cerniere per 32176

## Carrelli portacestelli



### serie 3217X

Carrello portacestelli struttura in tubo quadro di acciaio inox 2 x 2 cm:

- traversi imbullonati
- guide a "L" in lamiera inox
- predisposto per cestello portabicchieri Ø 51 x 51 cm
- paracolpi in gomma grigia
- ruote piroettanti Ø 12,5 cm

### DIMENSIONI

MISURE IN CM	GUIDE	L	P	H
32177	5	64	60	184
32178 non illustrato	6	64	60	184
32179 non illustrato	7	64	60	184

### ACCESSORI OPTIONAL

cod. prodotto 32180 set 2 ruote con freno

### ACCESSORI

cod. prodotto 32181 rivestimento in PVC

## Carrelli termici



### serie 3218X

Carrello termico:

- struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- maniglie di spinta isolate
- vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a h 20 cm (escluse)
- rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- vano inferiore unico, neutro, con sportello apribile a bascula
- tensione rete 230 Volt monofase - 50/60 Hz
- riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- pannello comandi con termostato regolabile
- cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 m (privo di spina)
- paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- ruote Ø 16 cm, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti a rulli.

### DIMENSIONI

MISURE IN CM	potenza	L	P	H
32182	1200W	95	72	96
32183	1800W	134	72	96
32184	2400W	172	72	96

### ACCESSORI OPTIONAL

cod. prodotto 32225 set 4 ruote elastiche di cui 2 con freno

## Coperchi carrelli termici



### serie 3218X

Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 180° (aperti possono servire da piano d'appoggio), struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata.

cod. prodotto 32185 coperchio per 32182

cod. prodotto 32186 coperchio per 32183



### serie 3218X

Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo (aperti possono servire da piano d'appoggio), struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata.

cod. prodotto 32187 coperchio per 32182

cod. prodotto 32188 coperchio per 32183



### serie 321XX

Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo (aperti possono servire da piano d'appoggio), struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata.

cod. prodotto 32189 coperchio per 32182

cod. prodotto 32190 coperchio per 32183