Linea ausili vita quotidiana

Indice

Bicchieri

Bicchieri specifici

Caraffe

Ciotole

Contenitore porta protesi

Fondine

Sorreggi bicchiere

Piatto caldo pasto

Piatti con falda

Piatti senza bordo

Piatti specifici

Posate con impugnatura

Posate orientabili

Posate appesantite e orientabili con cinturino

Posate tris

Tazzone

Piatti con falda



serie 3501X

Piatto piano con falda Ø 19,5 cm. Realizzata in melamina al 100%. Grazie all'infrangibilità, la resistenza al calore e la stabilità dei colori, il piatto si distingue per affidabilità e durata nel tempo.

cod. prodotto 35011 azzurro
cod. prodotto 35012 bianco ottico
cod. prodotto 35013 bianco standard
cod. prodotto 35014 giallino
cod. prodotto 35015 giallino intenso
cod. prodotto 35016 rosso
cod. prodotto 35017 rosa
cod. prodotto 35018 verde



serie 350XX

Piatto fondo con falda Ø 19,5 cm. Realizzato in melamina al 100%. Grazie all'infrangibilità, la resistenza al calore e la stabilità dei colori, il piatto si distingue per affidabilità e durata nel tempo.

cod. prodotto 35019 azzurro
cod. prodotto 35020 bianco ottico
cod. prodotto 35021 bianco standard
cod. prodotto 35022 giallino
cod. prodotto 35023 giallino intenso
cod. prodotto 35024 rosso
cod. prodotto 35025 rosa
cod. prodotto 35026 verde

Piatti senza bordo



serie 350XX

Piatto piano senza bordo Ø 24 cm. Realizzata in melamina al 100%. Grazie all'infrangibilità, la resistenza al calore e la stabilità dei colori, il piatto si distingue per affidabilità e durata nel tempo.

cod. prodotto 35027 azzurro
cod. prodotto 35028 bianco ottico
cod. prodotto 35029 bianco standard
cod. prodotto 35030 giallino
cod. prodotto 35031 giallino intenso
cod. prodotto 35032 rosso
cod. prodotto 35033 verde



serie 350XX

Piatto fondo senza bordo Ø 24 cm. Realizzata in melamina al 100%. Grazie all'infrangibilità, la resistenza al calore e la stabilità dei colori, il piatto si distingue per affidabilità e durata nel tempo.

cod. prodotto 35149 azzurro
cod. prodotto 35150 bianco ottico
cod. prodotto 35151 bianco standard
cod. prodotto 35152 giallino
cod. prodotto 35153 giallino intenso
cod. prodotto 35154 rosso
cod. prodotto 35155 verde

Fondine



serie 3504X

Fondine senza bordi Ø 18.5 cm. Realizzata in melamina al 100%. Grazie all'infrangibilità, la resistenza al calore e la stabilità dei colori, il piatto si distingue per affidabilità e durata nel tempo.

cod. prodotto 35040 azzurro
cod. prodotto 35041 bianco ottico
cod. prodotto 35042 bianco standard
cod. prodotto 35043 giallino
cod. prodotto 35044 giallino intenso
cod. prodotto 35045 rosso
cod. prodotto 35046 rosa
cod. prodotto 35047 verde



serie 350XX

Fondine con bordi Ø 18.5 cm. Realizzata in melamina al 100%. Grazie all'infrangibilità, la resistenza al calore e la stabilità dei colori, il piatto si distingue per affidabilità e durata nel tempo.

cod. prodotto 35048 azzurro
cod. prodotto 35049 bianco ottico
cod. prodotto 35050 bianco standard
cod. prodotto 35051 giallino
cod. prodotto 35052 giallino intenso
cod. prodotto 35053 rosso
cod. prodotto 35054 verde

Bordo rialzato per piatto



cod. prodotto 35001

Bordo rialzato per piatto da Ø 21.5 cm a Ø 25 cm.

Consente di adattare un piatto fondo/ piano creando un bordo che agevola la raccolta del cibo sulla posata. Lavabile in lavastoviglie fino a 70°. Piatto non incluso.

Piatti specifici



serie 3512X

Piatto \varnothing 23 cm in polipropilene con tre scomparti.

Consente di tenere separati gli alimenti. Dotato di base antiscivolo in gomma. Lavabile fino a 70° in lavastoviglie ad esclusione della base antiscivolo (da lavare con acqua calda).

cod. prodotto 35123 bianco cod. prodotto 35124 rosso



cod. prodotto 35000

Piatto con bordi rialzati destinato ad utenti con diverso grado di limitazione della mobilità degli arti superiori per facilitare le normali incombenze connesse alla consumazione di cibi.



35124



cod. prodotto 35003

Piatto Ø 23 cm in polipropilene con fondo inclinato e sottopiatto a ventosa antiscivolo in gomma. La base removibile aderisce alla superficie d'appoggio grazie all'effetto ventosa, la parte superiore è lavabile in lavastoviglie ad esclusione della base antiscivolo (da lavare con acqua calda). Il piatto è adatto alla cottura a microonde.



cod. prodotto 35004

Piatto Ø 23 cm in polipropilene fondo con sottopiatto a ventosa antiscivolo in gomma. La base removibile aderisce alla superficie d'appoggio grazie all'effetto ventosa, la parte superiore è lavabile in lavastoviglie ad esclusione della base antiscivolo (da lavare con acqua calda)..

Il piatto è adatto alla cottura a microonde.



serie 3512X

Piatto Ø 23.5 cm con bordo rialzato in polipropilene. Permette di sfruttare la maggiore profondità del piatto e raccogliere il cibo sulla posata con più facilità alimentandosi anche con l'utilizzo di una mano. Questo è consentito in caso di cibi sia solidi che liquidi. Sia il piatto che la scodella presentano una base antiscivolo.

Disponibile anche nella versione rossa, colorazione che, secondo ricerche, aumenta del 25% l'assunzione di cibi da parte di anziani affetti da Alzheimer. Il piatto è adatto alla cottura a microonde.



cod. prodotto 35120 bianco cod. prodotto 35121 rosso



cod. prodotto 35122

Scodella Ø 15 cm con bordo rialzato in polipropilene. Permette di sfruttare la maggiore profondità del piatto e raccogliere il cibo sulla posata con più facilità alimentandosi anche con l'utilizzo di una mano. Questo è consentito in caso di cibi sia solidi che liquidi. Sia il piatto che la scodella presentano una base antiscivolo. Lavabile in lavastoviglie ad esclusione della base antiscivolo. Adatto alla cottura a microonde.

Bicchieri



serie 350XX

Bicchiere impilabile Ø 7.5 cm x h 8.8 cm - 280 ml. Realizzato in melamina al 100%.

cod. prodotto 35070 azzurro	
cod. prodotto 35071 bianco ottico	
cod. prodotto 35072 bianco standard	
cod. prodotto 35073 giallino	
cod. prodotto 35074 giallino intenso	
cod. prodotto 35075 rosso	
cod. prodotto 35076 rosa	
cod prodotto 35077 verde	



serie 350XX

Bicchierino Ø 6.4 cm x h 8 cm - 180 ml. Realizzato in melamina al 100%.



serie 350XX

Bicchiere ottagonale Ø 8.5 cm x h 14 cm - 500 ml. Realizzato in policarbonato al 100%.

6 trasparente	cod. prodotto 35086
37 azzurro	cod. prodotto 35087
38 verde	cod. prodotto 35088
39 viola	cod. prodotto 35089
90 rosso	cod. prodotto 35090
arancione	cod. prodotto 35091
2 nero	cod prodotto 35092



serie 350XX

Bicchiere ottagonale Ø 8 cm x h 9 cm - 250 ml. Realizzato in policarbonato al 100%.

odotto 35093 trasparente	
odotto 35094 azzurro	
odotto 35095 verde	
odotto 35096 viola	
odotto 35097 rosso	
odotto 35098 arancione	
odotto 35099 nero	



serie 3510X

Bicchiere ottagonale Ø 8.5 cm x h 14 cm - 500 ml. Realizzato in policarbonato al 100%.

			•
cod. p	rodotto	35100	bianco
cod. p	rodotto	35101	nero
cod. p	rodotto	35102	oro
cod. p	rodotto	35103	blu
cod. p	rodotto	35104	rosso
cod. p	rodotto	35105	giallo
cod. p	rodotto	35106	verde



serie 351XX

Bicchiere ottagonale Ø 8 cm x h 9 cm - 250 ml. Realizzato in policarbonato al 100%.

cod. prodotto	35107 bianco
cod. prodotto	35108 nero
cod. prodotto	35109 oro
cod. prodotto	35110 blu
cod. prodotto	35111 rosso
cod. prodotto	35112 giallo
cod. prodotto	35113 verde



cod. prodotto 35117

Bicchiere Ø 7 cm x h 10,2 cm - 250 ml. La superficie esterna del bicchiere in policarbonato ha due texture differenti. Nella parte inferiore è satinato in modo da rendere migliore l'impugnatura. Nella parte superiore è lucido per un appoggio delle labbra più confortevole. Bicchiere in policarbonato



cod. prodotto 35116

Bicchiere Ø 7 cm x h 7 cm - 170 ml. La superficie esterna del bicchiere in policarbonato ha due texture differenti. Nella parte inferiore è satinato in modo da rendere migliore l'impugnatura. Nella parte superiore è lucido per un appoggio delle labbra più confortevole. Bicchiere in policarbonato



cod. prodotto 35145

Bicchiere da 200 ml con scanaluture grip. La particolare sagoma accompagna la linea delle dita per una presa sicura. Consente di trattenere all'interno la bevanda quando è inclinato.

Bicchieri specifici



serie 3515X

Bicchiere da 235 ml, con scarico per naso, pensato per pazienti con difficoltà a reclinare il capo all'indietro o ad allungare il collo.

Può essere lavato in lavastoviglie e può essere utilizzato nel forno a microonde fino a una temperatura di 110°. Ø alla base 5.5 cm, Ø bordo superiore 7.5 cm e altezza 7.5 cm.

cod. prodotto 35156 bicchiere blu cod. prodotto 35157 bicchiere bianco cod. prodotto 35158 bicchiere rosso



cod. prodotto 35005

Bicchiere trasparente da 300 ml, con coperchio, doppi manici ergonomici e beccuccio. Base larga per una maggiore stabilità

Può essere lavato in lavastoviglie e può essere utilizzato nel forno a microonde fino a 110°. Ø alla base 7.5 cm, Ø bordo superiore 8.5 cm e altezza 9.5 cm.



cod. prodotto 35143

Bicchiere da 237 ml con manici e beccuccio applicabile. Esclude i movimenti del capo durante il bere, è dotato di un'ampia base per assicurare la massima stabilità quando riposto. Lavabile in lavastoviglie ma 70° per 3 min



serie 3514X

Bicchiere con beccuccio da 250 ml. Ideato per raggiungere la massima inclinazione durante il bere, sgravando così testa da movimenti e collo da estensioni e piegatura. Anche nella versione rossa, colorazione che negli anziani affetti da Alzheimer aumenta dell'84% l'assunzione di liquidi, riducendo la perdita di peso.

cod. prodotto 35140 bicchiere blu con beccuccio cod. prodotto 35141 bicchiere rosso con beccuccio



cod. prodotto 35144

Bicchiere da 237 ml per pazienti con difficoltà a reclinare il capo all'indietro o ad allungare il collo.

Grazie ad una sezione ricavata alla base è sorretto da una mano escludendo l'utilizzo delle dita per afferrare il bicchiere e portarlo alla bocca. Lavabile in lavastoviglie.





cod. prodotto 35146

Sorreggi bicchiere Ø 6 cm consente di dotare lo stesso di un ulteriore supporto migliorandone il controllo con l'utilizzo dell'altra mano. Lavabile in lavastoviglie max 90°.



cod. prodotto 35142

Sorreggi bicchiere Ø 5.8 cm , permette di dotare un normale bicchiere di due impugnature per favorirne un miglior controllo grazie all'utilizzo di entrambe le mani. Lavabile in lavastoviglie.

Caraffe



serie 3511X

Caraffa in policarbonato con coperchio in polipropilene.

cod. prodotto 35114 caraffa 1 litro Ø 11 cm - h 17,5 cm cod. prodotto 35115 caraffa 2 litri Ø 22 cm - H 19 cm



serie 351XX

Caraffa graduata in polietilene ad alta intensità.

cod. prodotto 35159 caraffa 2 litri cod. prodotto 35160 caraffa 3 litri

Tazzone



serie 350XX

Tazzone con manico Ø 14.8 cm x h 7.3 cm - 520 ml. Realizzata in melamina al 100%.

cod. prodotto 35055 azzurro
cod. prodotto 35056 bianco ottico
cod. prodotto 35057 bianco standard
cod. prodotto 35058 giallino
cod. prodotto 35059 giallino intenso
cod. prodotto 35060 rosso
cod. prodotto 35061 rosa
cod. prodotto 35062 verde

Ciotole



serie 350XX

Ciotola Ø 13 cm x h 8 cm - 650 ml. Realizzata in melamina al 100%

cod. prodotto 35078 azzurro
cod. prodotto 35079 bianco ottico
cod. prodotto 35080 bianco standard
cod. prodotto 35081 giallino
cod. prodotto 35082 giallino intenso
cod. prodotto 35083 rosso
cod. prodotto 35084 rosa
cod. prodotto 35085 verde

Piatto caldo pasto





cod. prodotto 35125

Piatto caldo pasto Ø 21.5 cm e alto 8.5 cm. Dotato alla base di una "riserva" che riempita di acqua calda, consente di non raffreddare il pasto.

Il mantenimento della temperatura calda degli alimenti è importante per chi impiega tempo nel mangiare (es. problemi agli arti superiori). Lavabile in lavastoviglie fino a 70°.

Posate tris



cod. prodotto 35118

Posate tris realizzati in melamina al 100%:

- cucchiaio 21 cm
- forchetta 21 cm
- coltello 20.5 cm

Posate con impugnatura



cod. prodotto 35127 forchetta con impugnatura 24 cm



cod. prodotto 35128 cucchiaio con impugnatura 24 cm

Il cucchiaio e la forchetta presentano una impugnatura per essere sorrette dalla mano con il palmo aperto, non richiedendo pertanto l'utilizzo completo delle

Posate orientabili



cod. prodotto 35129 cucchiaio con impugnatura 21 cm



cod. prodotto 35131 cucchiaino con impugnatura 19 cm



cod. prodotto 35130 forchetta con impugnatura 20.5 cm



cod. prodotto 35132 coltello con impugnatura 21.6 cm

Posate orientabili grazie ad una sezione flessibile che esclude i movimenti del polso necessari per portare il cibo alla bocca.

La lama arrotondata del coltello permette con un movimento "a dondolo" di tagliare le pietanze evitando le rotazioni del polso. Impugnatura confort grip per una presa agevole e sicura.

Il cinturino dotato di chiusura a strappo per adeguare alle esigenze dell'utente l'ampiezza della presa, consente di tenere ben saldo nel palmo della mano la posata.

Disponibili anche con impugnatura rossa, la sensibilità a tale colore degli anziani affetti da Alzheimer, come provato da ricerche, ne favorisce l'alimentazione riducendo la perdita di peso, effetto della malattia. (Dati tratti dallo studio "Il contrasto visivo migliora il consumo di cibo e liquidi nei soggetti affetti da Alzheimer avanzato").



codice prodotto 35133 cinturino per posate

Posate appesantite e orientabili con cinturino



cod. prodotto 35134 forchetta appesantita con impugnatura 23 cm



cod. prodotto 35137 coltello appesantito con impugnatura 24 cm



cod. prodotto 35135 cucchiaio appesantito con impugnatura 23.5 cm



cod. prodotto **35136** cucchiaino appesantito con impugnatura 22 cm

Le posate appesantite permettono l'alimentazione in autonomia da parte di utenti con controllo limitato delle mani e delle dita. Il peso maggiorato ed il comodo cinturino, assieme all'impugnatura ergonomica, consentono di maneggiare più agevolmente le posate. La flessibilità della sezione superiore inoltre, esclude i movimenti del polso per portare il cibo alla bocca. I dischi all'interno dell'impugnatura possono essere rimossi se il peso della posata risulta eccessivo per le capacità dell'utente. All'interno di ogni impugnatura sono presenti dieci dischi, ciascuno dal peso di 20 g.

Contenitore porta protesi



cod. prodotto 35148

Contenitore porta protesi con filtro in polipropilene. \varnothing 9 cm x h 8.2 cm. Resistente agli sterilizzanti chimici. Autoclavabile fino a 140°. Disponibile nei colori: bianco, azzurro e fuxia.