

Linea strumentazione chirurgica e medicazione

Indice

Bacinelle reniformi in plastica
Bacinelle reniformi bordo alto con coperchio in acciaio inox
Bacinelle reniformi in acciaio inox
Bacinelle reniformi bordo alto in acciaio inox
Bacinelle reniformi economiche in acciaio inox
Bacinelle reniformi usa e getta
Bisturi in acciaio inox
Catini in acciaio inox
Capsule in acciaio inox
Drum per sterilizzazione in acciaio inox
Forbici chirurgiche in acciaio inox
Forbicine manicure
Forbici in metallo monouso sterili
Kit cateterismo
Kit togli suture
Kit sutura sterile
Kit strumenti chirurgici
Kit in metallo monouso sterili
Porta aghi in acciaio inox
Pinze leva punti in acciaio inox
Pinze per tessuti in acciaio inox
Pinze emostatiche in acciaio inox
Pinze reggi teli in acciaio inox
Pinze rimuovi punti monouso sterili
Pinzette
Pinze in metallo monouso sterili
Porta aghi in metallo monouso sterili
Porta cotone in acciaio inox
Portapinze / Sonda in acciaio inox
Scodellini in plastica
Scatole senza manico in acciaio inox
Scatole con manico in acciaio inox
Termometri in acciaio inox
Tronchesini manicure
Taglia unghie
Vassoi angoli rotondi in acciaio inox
Vassoi Mayo bordi bassi in acciaio inox
Vassoi in plastica
Vassoi strumenti in acciaio inox

Forbici chirurgiche in acciaio inox



cod.prodotto **26013**

Forbici rette punte alternate - 11.5 cm

cod.prodotto **26014**

Forbici rette punte alternate - 14.5 cm

cod.prodotto **26015**

Forbici rette punte alternate - 16 cm

cod.prodotto **26016**

Forbici rette punte alternate - 18 cm

cod.prodotto **26017**

Forbici rette punte alternate - 20 cm

cod.prodotto **26018**

Forbici curve punte alternate - 11.5 cm

cod.prodotto **26019**

Forbici curve punte alternate - 14.5 cm

cod.prodotto **26020**

Forbici curve punte alternate - 16 cm

cod.prodotto **26021**

Forbici curve punte alternate - 18 cm

cod.prodotto **26022**

Forbici curve punte alternate - 20 cm



cod.prodotto **26045**

Forbici rette punte smusse - 11.5 cm

cod.prodotto **26046**

Forbici rette punte smusse - 14.5 cm

cod.prodotto **26047**

Forbici rette punte smusse - 16 cm

cod.prodotto **26048**

Forbici rette punte smusse - 18 cm

cod.prodotto **26049**

Forbici rette punte smusse - 20 cm

cod.prodotto **26050**

Forbici curve punte smusse - 11.5 cm

cod.prodotto **26051**

Forbici curve punte smusse - 14.5 cm

cod.prodotto **26052**

Forbici curve punte smusse - 16 cm

cod.prodotto **26053**

Forbici curve punte smusse - 18 cm

cod.prodotto **26054**

Forbici curve punte smusse - 20 cm



cod.prodotto **26055**

Forbici rette punte acute - 11.5 cm

cod.prodotto **26056**

Forbici rette punte acute - 14.5 cm

cod.prodotto **26057**

Forbici rette punte acute - 16 cm

cod.prodotto **26058**

Forbici rette punte acute - 18 cm

cod.prodotto **26059**

Forbici rette punte acute - 20 cm

cod.prodotto **26060**

Forbici curve punte acute - 11.5 cm

cod.prodotto **26061**

Forbici curve punte acute - 14.5 cm

cod.prodotto **26062**

Forbici curve punte acute - 16 cm

cod.prodotto **26063**

Forbici curve punte acute - 18 cm

cod.prodotto **26064**

Forbici curve punte acute - 20 cm



cod.prodotto **26039**

Forbici Mayo - stile rette - 14.5 cm

cod.prodotto **26256**

Forbici Mayo - stile rette - 15 cm

cod.prodotto **26040**

Forbici Mayo - stile rette - 18 cm

cod.prodotto **26041**

Forbici Mayo - stile rette - 20 cm

cod.prodotto **26042**

Forbici Mayo - stile curve - 14.5 cm

cod.prodotto **26257**

Forbici Mayo - stile curve - 15 cm

cod.prodotto **26043**

Forbici curve punte alternate - 18 cm

cod.prodotto **26044**

Forbici curve punte alternate - 20 cm



cod.prodotto **26033**

Forbici Metzenbaum rette - 14.5 cm

cod.prodotto **26034**

Forbici Metzenbaum rette - 18 cm

cod.prodotto **26035**

Forbici Metzenbaum curve - 14.5 cm

cod.prodotto **26036**

Forbici Metzenbaum curve - 18 cm



cod.prodotto **26065**

Forbici Lister per bende - 11 cm

cod.prodotto **26066**

Forbici Lister per bende - 15 cm

cod.prodotto **26067**

Forbici Lister per bende - 18 cm

Forbici chirurgiche in acciaio inox



cod.prodotto 26031
Forbici Iris rette - 11 cm
cod.prodotto 26032
Forbici Iris curve - 11 cm



cod.prodotto 26008
Forbici Spencer per suture - 13 cm

Porta aghi in acciaio inox



cod.prodotto 26001
Porta aghi Crile Wood - 15 cm
cod.prodotto 26027
Porta aghi Crile Wood - 18 cm
cod.prodotto 26028
Porta aghi Crile Wood - 20 cm



cod.prodotto 26037
Porta aghi Mayo Egar - 14 cm
cod.prodotto 26038
Porta aghi Mayo Egar - 16 cm
cod.prodotto 26029
Porta aghi Mayo Egar - 18 cm
cod.prodotto 26030
Porta aghi Mayo Egar - 20 cm



cod.prodotto 26010
Porta aghi Mathieu - 14 cm
cod.prodotto 26011
Porta aghi Mathieu - 16 cm
cod.prodotto 26012
Porta aghi Mathieu - 20 cm

Bisturi in acciaio inox



cod.prodotto 26002
Bisturi retto - 13 cm
cod.prodotto 26003
Bisturi retto - 17.5 cm



cod.prodotto 26004
Bisturi panciuto - 13 cm
cod.prodotto 26005
Bisturi panciuto - 17.5 cm

Pinze leva punti in acciaio inox



cod.prodotto **26009**
Pinza leva punti metallici Michel - 13 cm

Pinze per tessuti in acciaio inox



cod.prodotto **26191**
Pinza Backhaus - 9 cm
cod.prodotto **26192**
Pinza Backhaus - 11cm
cod.prodotto **26193**
Pinza Backhaus - 13 cm



cod.prodotto **26169**
Pinza Backhaus X TNT 13 cm

Pinze in acciaio inox



cod.prodotto **26172**
Pinza anatomica - 12 cm
cod.prodotto **26173**
Pinza anatomica - 14 cm
cod.prodotto **26174**
Pinza anatomica - 16 cm
cod.prodotto **26175**
Pinza anatomica - 18 cm
cod.prodotto **26176**
Pinza anatomica - 20 cm



cod.prodotto **26177**
Pinza chirurgica - 12 cm 1x2
cod.prodotto **26178**
Pinza chirurgica - 14 cm 1x2
cod.prodotto **26258**
Pinza chirurgica - 15 cm 1x2
cod.prodotto **26179**
Pinza chirurgica - 16 cm 1x2
cod.prodotto **26180**
Pinza chirurgica - 18 cm 1x2
cod.prodotto **26181**
Pinza chirurgica - 20 cm 1x2



cod.prodotto **26205**
Pinza Adson - 12 cm
cod.prodotto **26206**
Pinza Adson - 12 cm 1x2
cod.prodotto **26207**
Pinza Adson micro 12 cm
cod.prodotto **26208**
Pinza Adson micro 12 cm 1x2

Pinze emostatiche in acciaio inox



cod.prodotto **26182**
Mosquito retta - 12,5 cm
cod.prodotto **26183**
Mosquito retta - 14 cm
cod.prodotto **26184**
Mosquito retta - 16 cm
cod.prodotto **26185**
Mosquito curva - 12,5 cm
cod.prodotto **26186**
Mosquito curva - 14 cm



cod.prodotto **26209**
Pinza Kelly retta - 14 cm
cod.prodotto **26210**
Pinza Kelly retta - 16 cm
cod.prodotto **26211**
Pinza Kelly curva - 14 cm
cod.prodotto **26212**
Pinza Kelly curva - 16 cm



cod.prodotto **26154**
Pinza Kocher retta - 14 cm 1x2
cod.prodotto **26259**
Pinza Kocher retta - 15 cm 1x2
cod.prodotto **26155**
Pinza Kocher retta - 16 cm 1x2
cod.prodotto **26156**
Pinza Kocher retta - 18 cm 1x2
cod.prodotto **26157**
Pinza Kocher retta - 20 cm 1x2
cod.prodotto **26158**
Pinza Kocher curva - 14 cm 1x2
cod.prodotto **26260**
Pinza Kocher curva - 15 cm 1x2
cod.prodotto **26159**
Pinza Kocher curva - 16 cm 1x2
cod.prodotto **26160**
Pinza Kocher curva - 18 cm 1x2
cod.prodotto **26161**
Pinza Kocher curva - 20 cm 1x2



cod.prodotto **26197**
Pinza Klemmer retta - 14 cm
cod.prodotto **26198**
Pinza Klemmer retta - 16 cm
cod.prodotto **26199**
Pinza Klemmer retta - 18 cm
cod.prodotto **26200**
Pinza Klemmer retta - 20 cm
cod.prodotto **26201**
Pinza Klemmer curva - 14 cm
cod.prodotto **26202**
Pinza Klemmer curva - 16 cm
cod.prodotto **26203**
Pinza Klemmer curva - 18 cm
cod.prodotto **26204**
Pinza Klemmer curva - 20 cm

Sonde in acciaio inox



cod.prodotto **26006**
Sonda - 15 cm - Ø 2 mm



cod.prodotto **26007**
Sonda Butterfly - 14 cm

Pinze reggi teli in acciaio inox



cod.prodotto **26194**
Pinza Pean - 14 cm
cod.prodotto **26195**
Pinza Pean - 16 cm
cod.prodotto **26196**
Pinza Pean - 18 cm



cod.prodotto **26152**
Pinza Foerster - 20 cm
cod.prodotto **26153**
Pinza Foerster - 25 cm



cod.prodotto **26170**
Pinza Foerster anelli piccoli - 25 cm



cod.prodotto **26171**
Pinza Duval - 14 cm x 1 cm



cod.prodotto **26189**
Pinza Crile retta - 16 cm
cod.prodotto **26190**
Pinza Crile curva - 16 cm



cod.prodotto **26187**
Pinza Allis - 15 cm
cod.prodotto **26188**
Pinza Allis - 19 cm

Tronchesini manicure



cod.prodotto **26166**
Tronchesino cuticole - 11,5 cm



cod.prodotto **26167**
Tronchesino unghie - 12,5 cm



cod.prodotto **26271**
Tronchesino unghie incarnite - 11,5 cm

Taglia unghie



cod.prodotto **26168**
Taglia unghie - 14 cm



cod.prodotto **26272**
Taglia unghie morso angolato - 14 cm



cod.prodotto **26273**
Taglia unghie a 4 cardini - 16 cm

Forbicine Manicure



cod.prodotto **26162**
Forbicine manicure punte strette - 9 cm



cod.prodotto **26163**
Forbicine manicure puntae larghe - 9 cm

Pinzette



cod.prodotto **26164**
Pinzetta - 8 cm



cod.prodotto **26165**
Pinzetta - 9,5 cm

Forbici in metallo monouso sterili



cod.prodotto **26222**
Forbici chirurgiche sterili punte acute - rette - 13 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto **26223**
Forbici chirurgiche sterili punte alterne - 13 cm - conf. 25 pz.



cod.prodotto **26227**
Forbici Iris sterili punte acute - rette - 11,5 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto **26228**
Forbici Iris sterili punte acute - curve - 11,5 cm - conf. 25 pz.



cod.prodotto **26229**
Forbici di Mayo sterili - rette - 15 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto **26230**
Forbici di Mayo sterili - rette - 17 cm - conf. 25 pz.



cod.prodotto **26231**
Forbici Liester sterili - 14 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto **26232**
Forbici Liester sterili - 16 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto **26233**
Forbici Liester sterili - 18 cm - conf. 25 pz.

Pinze in metallo monouso sterili



cod.prodotto **26234**

Pinza medicazione sterile - retta - 13 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto **26235**

Pinza medicazione sterile - retta - 16 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto **26236**

Pinza medicazione sterile - retta - 13 cm 1x2 denti - conf. 25 pz.



cod.prodotto **26240**

Pinza Splinter sterile - 12,5 cm - conf. 25 pz.



cod.prodotto **26245**

Pinza Adson sterile - retta - 12 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto **26246**

Pinza Adson sterile - retta - 12 cm 1x2 denti - conf. 25 pz.



cod.prodotto **26247** Pinza McIndoe sterile - retta - 15 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto **26247** Pinza McIndoe sterile - retta - 15 cm - conf. 25 pz.



cod.prodotto **26237**

Pinza Pean sterile - curva - 14 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto **26238**

Pinza Pean sterile - curva - 16 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto **26239**

Pinza Pean sterile - curva - 18 cm - conf. 25 pz.



cod.prodotto **26241**

Pinza Spencer Wells sterile - retta - 13 cm - conf. 25 pz.



cod.prodotto **26242**

Pinza emostatica H. Mosquito sterile - retta - 12,5 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto **26243**

Pinza emostatica H. Mosquito sterile - curva - 12,5 cm - conf. 25 pz.



cod.prodotto **26244**

Pinza Foerster sterile - 25 cm - conf. 10 pz.

Porta aghi in metallo monouso sterili



cod.prodotto **26250**

Porta aghi Mayo-Hegar sterile - 14 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto **26251**

Porta aghi Mayo-Hegar sterile - 16 cm - conf. 25 pz.



cod.prodotto **26252**

Porta aghi Crile sterile - 15 cm - conf. 25 pz.

Kit in metallo monouso sterili



cod.prodotto **26253**

Kit rimozione sutura sterile conf. 25 pz.



cod.prodotto **26254**

Kit medicazione sterile conf. 25 pz.



cod.prodotto **26255**

Kit sutura sterile conf. 10 pz.

Pinze rimuovi punti monouso sterili



cod.prodotto **26213**

Pratiche pinze monouso per rimuovere i punti regolari e di grandi dimensioni conf 20 pz.

Kit strumenti chirurgici



cod. prodotto **26025**
Trousse suprema - borsa cordura - 11 ferri



cod. prodotto **26026**
Trousse suprema - scatola in alluminio - 11 ferri

Kit sutura sterile



serie **26265**
Kit suture sterile, composto da:
Telino
Pinza chirurgica
Porta aghi
Pinza anatomica
Pinza ad anelli
Morsetto Styptic (pinza Kelly)
Forbici rette
Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm 8 strati
4 o 5 tamponi di garza
Guanti lattice medi
Sacchetto monouso grande
Telino TNT + PE

Kit toglie suture



serie **26274**
Kit toglie suture sterile, composto da:
Telino
Pinza anatomica
Pinza ad anelli
Forbici Littauer
Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm 8 strati
Compresse di garza 10 x 10 cm 8 strati
4 o 5 tamponi di garza
3 tamponi di garza
Guanti lattice medi
Sacchetto monouso grande
Cerotto medicazione 15 x 12 cm Telino TNT + PE

Kit cateterismo



cod. prodotto **26278**
Kit cateterismo - sterile, composto da:
- Telino
- Pinza ad anelli
- Guanti in vinile
- Sacchetto monouso grande
- Telino TNT + PE
- Compresse di garza TNT
- Siringa acqua
- Lubrificante monodose
- Disinfettante monodose

Vassoi in plastica



serie 262XX

Vassoio realizzato in polipropilene, facile da pulire e resistente alla maggior parte degli agenti chimici per la pulizia. Tutti i prodotti sono conformi ai British Standards ed alle normative in vigore.

Vantaggi:

- più economica di circa il 50% rispetto all'acciaio inox
 - può essere sterilizzata in autoclave a 135°C senza limiti
 - moderna
 - molto più leggera dell'acciaio INOX non si ammacca, non si sporca, non è rumorosa
- Tutti i vassoi e le bacinelle sono graduati

cod.prodotto **26118** 200 x 150 x 51 mm

cod.prodotto **26119** 300 x 250 x 52 mm

cod.prodotto **26120** 270 x 180 x 41 mm

Scodellini in plastica



serie 262XX

Scodellino realizzato in polipropilene, facile da pulire e resistente alla maggior parte degli agenti chimici per la pulizia. Tutti i prodotti sono conformi ai British Standards ed alle normative in vigore.

Vantaggi:

- più economica di circa il 50% rispetto all'acciaio inox
- può essere sterilizzata in autoclave a 135°C senza limiti
- moderna
- molto più leggera dell'acciaio INOX non si ammacca, non si sporca, non è rumorosa

cod.prodotto **26112** Ø 60 x h 40 mm - graduato 50 ml

cod.prodotto **26113** Ø 80 x h 60 mm - graduato 200 ml

cod.prodotto **26114** Ø 100 x h 45 mm - graduato 300 ml

cod.prodotto **26115** Ø 150 x h 70 mm - graduato 500 ml

Bacinelle reniformi in plastica



serie 262XX

Bacinella reniforme realizzata in polipropilene, facile da pulire e resistente alla maggior parte degli agenti chimici per la pulizia. Tutti i prodotti sono conformi ai British Standards ed alle normative in vigore.

Vantaggi:

- più economica di circa il 50% rispetto all'acciaio inox
 - può essere sterilizzata in autoclave a 135°C senza limiti
 - moderna
 - molto più leggera dell'acciaio INOX non si ammacca, non si sporca, non è rumorosa
- Tutti i vassoi e le bacinelle sono graduati

cod.prodotto **26116** 200 x 45 mm - graduato 500 ml

cod.prodotto **26117** 250 x 55 mm - graduato 750 ml

Bacinelle reniformi bordo alto con coperchio in acciaio inox



serie **260XX**

Bacinella reniforme in acciaio inox AISI 304 con spessore 0,6 mm
Bacinella reniforme 18/8 - bordo alto - con coperchio

cod.prodotto **26072** 200 x 95 x h 35 mm - capacità 300 ml

cod.prodotto **26073** 247 x 122 x h 43 mm - capacità 600 ml

cod.prodotto **26074** 309 x 149 x h 59 mm - capacità 1500 ml

Bacinelle reniformi in acciaio inox



serie **260XX**

Bacinella reniforme in acciaio inox AISI 304 con spessore 0,6 mm
Bacinelle reniforme 18/8 - bordo basso

cod.prodotto **26096** 207 x 128 x h 33 mm - capacità 480 ml

cod.prodotto **26097** 254 x 141 x h 33 mm - capacità 750 ml

cod.prodotto **26098** 280 x 141 x h 40 mm - capacità 1600 ml

Bacinelle reniformi bordo alto in acciaio inox



serie **260XX**

Bacinella reniforme in acciaio inox AISI 304 con spessore 0,6 mm
Bacinella reniforme 18/8 - bordo alto

cod.prodotto **26068** 162 x 77 x h 31 mm - capacità 190 ml

cod.prodotto **26069** 207 x 98 x h 39 mm - capacità 400 ml

cod.prodotto **26070** 247 x 122 x h 43 mm - capacità 600 ml

cod.prodotto **26071** 309 x 149 x h 59 mm - capacità 1500 ml

Bacinelle reniformi economiche acciaio inox



serie **2612X**

Bacinella reniforme economica in acciaio inox, autoclavabile a 121° con spessore di 0,5 mm - bordi curvi

cod.prodotto **26121** 162 x 77 x h 31 mm - 190 ml

cod.prodotto **26122** 207 x 98 x h 39 mm 750 ml

cod.prodotto **26123** 247 x 122 x h 43 mm - graduato 600 ml

cod.prodotto **26124** 309 x 149 x h 59 mm - graduato 1500 ml

Bacinelle reniformi usa e getta



cod.prodotto **26214**

Bacinella reniforme usa e getta sicura, pulita, facile da usare e monouso. Può essere usata per ogni tipo di utilizzo medico.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: fibra di cellulosa resistente all'acqua
- Colore: grigio-marrone
- Confezione: 300 pz. (3 confezioni da 100 pz.)
- Capacità massima: circa 700 ml
- Monouso: biodegradabile dopo essere stata trattata secondo gli standard ambientali richiesti
- Normativa: marchio CE - dispositivo medico di classe I
- Dimensioni: 25 x 13,6 x 4,5 cm

Catini in acciaio inox



serie **260XX**

Catino in acciaio inox AISI 304

Catino 18/8 - poco profondo

Autoclavabili 121° C

cod.prodotto **26075** Ø 310 x h 72 mm - basso - capacità 3 l

cod.prodotto **26076** Ø 405 x h 95 mm - basso - capacità 7 l

cod.prodotto **26077** Ø 318 x h 84 mm - alto - capacità 4 l

Capsule in acciaio inox



serie **260XX**

Capsule in acciaio inox AISI 304

Capsula 18/8 - fondo piano - rotonda

Autoclavabili 121° C

cod.prodotto **26078** Ø 107 x h 56 mm - capacità 325 ml

cod.prodotto **26079** Ø 158 x h 75 mm - capacità 940 ml

cod.prodotto **26080** Ø 208 x h 84 mm - capacità 1940 ml

cod.prodotto **26081** Ø 258 x h 92 mm - capacità 3200 ml



serie **260XX**

Capsule in acciaio inox AISI 304

Capsula 18/8 - fondo piano e becco

Autoclavabili 121° C

cod.prodotto **26102** Ø 56 x h 32 mm - capacità 50 ml

cod.prodotto **26103** Ø 88 x h 46 mm - capacità 170 ml

cod.prodotto **26104** Ø 128 x h 60 mm - capacità 450 ml

cod.prodotto **26105** Ø 158 x h 75 mm - capacità 940 ml

Vassoi strumenti in acciaio inox



serie 260XX

Vassoio in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm
Vassoio strumenti - bordi angolati - senza coperchio
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto 26089 306 x 196 x h 50 mm

cod.prodotto 26090 355 x 254 x h 50 mm

cod.prodotto 26091 380 x 304 x h 50 mm

cod.prodotto 26092 440 x 320 x h 64 mm



serie 260XX

Vassoio in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm.
Vassoio strumenti - bordi angolati - con coperchio
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto 26093 306 x 196 x h 50 mm

cod.prodotto 26094 355 x 254 x h 50 mm

cod.prodotto 26095 440 x 320 x h 64 mm

Vassoi angoli rotondi in acciaio inox



serie 260XX

Vassoio in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm.
Vassoio strumenti - bordi arrotondati - senza coperchio
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto 26082 223 x 126 x h 45 mm

cod.prodotto 26083 264 x 172 x h 47 mm



serie 260XX

Vassoio in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm.
Vassoio strumenti - bordi arrotondati - con coperchio
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto 26084 223 x 126 x h 45 mm

cod.prodotto 26085 264 x 172 x h 47 mm

Vassoi strumenti in acciaio inox



cod.prodotto **26086**

Vassoio in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm.
Autoclavabili 121° C



serie **260XX**

Vassoio in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm.
Vassoio strumenti - senza coperchio
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto **26087** 210 x 160 x h 25 mm

cod.prodotto **26088** 313 x 218 x h 31 mm

Vassoi Mayo bordi bassi in acciaio inox



serie **260XX**

Vassoio Mayo in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm.
Vassoio strumenti - bordi arrotondati - senza coperchio
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto **26099** 254 x 165 x h 18 mm

cod.prodotto **26100** 350 x 252 x h 16 mm

cod.prodotto **26101** 432 x 295 x h 19 mm

Porta cotone in acciaio inox



serie **260XX**

Porta cotone in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm.
Portacotone - con coperchio
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto **26106** Ø 102 x h 65 mm - capacità 0,5 l

cod.prodotto **26107** Ø 103 x h 126 mm - capacità 1 l

cod.prodotto **26108** Ø 127 x h 161 mm - capacità 2 l

Portapinze/Termometri in acciaio inox



serie 260XX

Porta pinze/termometri in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm. Autoclavabili 121° C

cod.prodotto **26109** portapinze Ø 55 x h 140 mm

cod.prodotto **26110** portapinze Ø 55 x h 180 mm

cod.prodotto **26111** portatermometri Ø 33 x h 80 mm

Scatole senza manico in acciaio inox



serie 261XX

Scatola in acciaio inox senza manici Autoclavabili a 125 °C

cod.prodotto **26125** 18 x 8 x h 4 cm

cod.prodotto **26126** 20 x 10 x h 6 cm

cod.prodotto **26127** 25 x 12 x h 6 cm

cod.prodotto **26128** 30 x 15 x h 6 cm

cod.prodotto **26129** 50 x 20 x h 10 cm

cod.prodotto **26130** tappetino in gomma 20 x 10 cm per art. 26126

Scatole con manico in acciaio inox



serie 261XX

Scatola in acciaio inox fornita con pratici manici per una chiusura rapida e sicura. Autoclavabili a 125 °C

cod. prodotto **26131** 18 x 8 x h 4 cm

cod. prodotto **26132** 20 x 10 x h 4,5 cm

cod. prodotto **26133** 25 x 12,5 x h 4,6 cm

cod. prodotto **26134** 30 x 15 x h 6 cm

cod. prodotto **26135** 50 x 20 x h 10 cm

cod. prodotto **26130** tappetino in gomma 20 x 10 cm per art. 26132

Drum per sterilizzazione in acciaio inox



serie 261XX

Drum cilindrici per sterilizzazione in autoclave o sterilizzatrice a secco.
Realizzati in acciaio inox AISI 304.
Dotati di banda scorrevole amovibile e maniglia ripiegabile.

cod.prodotto **26136** Ø 150 x h 100 mm

cod.prodotto **26137** Ø 150 x h 150 mm

cod.prodotto **26138** Ø 165 x h 120 mm

cod.prodotto **26139** Ø 180 x h 180 mm

cod.prodotto **26140** Ø 190 x h 160 mm

cod.prodotto **26141** Ø 190 x h 240 mm

cod.prodotto **26142** Ø 240 x h 160 mm

cod.prodotto **26143** Ø 240 x h 190 mm

cod.prodotto **26144** Ø 240 x h 240 mm

cod.prodotto **26145** Ø 290 x h 160 mm

cod.prodotto **26146** Ø 290 x h 240 mm

cod.prodotto **26147** Ø 290 x h 290 mm

cod.prodotto **26148** Ø 340 x h 180 mm

cod.prodotto **26149** Ø 340 x h 240 mm

cod.prodotto **26150** Ø 340 x h 340 mm

cod.prodotto **26151** Ø 390 x h 250 mm