

Linea monouso

Indice

Abbassalingua
Bavagli
Bacinelle reniformi usa e getta
Braccialetti identificativi
Camici in TNT
Cuffie
Contenitore espettorato
Copriscarpe
Ghiaccio istantaneo
Guanti in vinile
Guanti in lattice
Guanti in nitrile
Guanti in polietilene
Kit per cateterismo
Kit sutura sterile
Kit toglie sutura
Lenzuolini sanitari
Mascherine
Padelle
Pinze rimuovi punti monouso sterili
Sacche urina
Scovolini orali
Tappeti decontamina
Urinali uomo

Guanti sintetici in vinile economico



cod. prodotto 39073

Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ECONOMICO ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale **in polvere**.

Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).

Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Moderata resistenza chimica a detergenti, detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.

Monouso polivalente per attività rientranti nella Cat. Ia di rischio - Solo rischi minori, per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).

Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.

Utilizzi consigliati: preparazione farmaci e cosmetici - manipolazioni fini - trattamento per capelli - arti grafiche lavori di pulizia delicati.

Colore: bianco trasparente

Spessore: 0,07 mm (valore medio)

Lunghezza: 240 mm (min.)

Finitura esterna: liscia



cod. prodotto 39074

Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ECONOMICO ambidestro con bordino. **Senza polvere**. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).

Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).

Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Moderata resistenza chimica a detergenti, detersivi diluiti e soluzioni acquose di composti in genere.

Monouso polivalente per attività rientranti nella I Cat. di rischio - Solo rischi minori, per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato.

Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).

Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.

Utilizzi consigliati:

preparazione farmaci e cosmetici - manipolazioni fini - trattamento per capelli - arti grafiche lavori di pulizia delicati.

Colore: bianco trasparente

Spessore: 0,07 mm (valore medio)

Lunghezza: 240 mm (min.)

Finitura esterna: liscia

Guanti esame in vinile elasticizzato



cod. prodotto 39077

Guanto medico in vinile elasticizzato, esente da lattice di gomma naturale, **senza polvere** lubrificante, ad elevata bio-compatibilità, qualità controllata e certificata.

Guanto non sterile, in polivinilcloruro + poliestere, ambidestro con bordino, a finitura interna ed esterna liscia.

Disponibile nelle misure S6-6,5 M7-7,5 L8-8,5 XL9-9,5.

Dispositivo Medico di Classe Ia ai sensi D.Lgs. 46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/CEE), emendato con D.Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i..

Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 13.3.2008: Cod. T01020201. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.. Conforme alle norme EN 455 1-2-3 e alle norme tecniche EN 374.

Dispositivo di Protezione Individuale di IIIa Categoria ai sensi D.Lgs.475/92 (in attuazione Direttiva 89/686/CEE) e s.m.i.

Conforme alle norme EN 420, EN 388 ed EN 374.

Monouso da esame, diagnostica, terapia, laboratorio.

L'assenza di polvere permette l'uso anche in Elettronica e Laboratori di Ricerca.

Utilizzi consigliati: preparazione farmaci e cosmetici - manipolazioni fini - trattamento per capelli - arti grafiche lavori di pulizia delicati.

Guanti esame in lattice



cod. prodotto 39004

Guanto medicale in lattice di gomma naturale **senza polvere** lubrificante ad elevata bio-compatibilità, microruvido, ottima presa sul bagnato, elevate caratteristiche prestazionali, di qualità controllata e certificata.

Guanto non sterile, in lattice di gomma naturale con contenuto proteico <50µg/g ambidestro con bordino, finitura interna opaca ed esterna microruvida.

Disponibile nelle misure XS 5-5,5 S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5.

Dispositivo Medico di Classe Ia ai sensi D.Lgs. 46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/CEE), emendato con D.Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i. Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 13.3.2008: Cod. T010201. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.. Conforme alle norme EN 455 1-2-3.

Dispositivo di Protezione Individuale di IIIa Categoria ai sensi D.Lgs.475/92 (in attuazione Direttiva 89/686/CEE) e s.m.i.. Conforme alle norme EN 420, EN 388 ed EN 374.

Monouso da esame, diagnostica, terapia, laboratorio.

L' assenza di polvere permette l'uso anche in Elettronica e Laboratori di Ricerca.

Colore: bianco/lattice.

Lunghezza: 240 mm min.

Spessore palmo: 0,12 mm (valore medio).



cod. prodotto 39002

Guanto medicale in lattice di gomma naturale ad **alta sensibilità**, lubrificato **con polvere** con requisiti prestazionali conformi alle normative relative ai Dispositivi Medici di Classe Ia, ad elevata sensibilità ed uso confortevole.

Guanto non sterile, in lattice di gomma naturale, ambidestro, con bordino, a finitura interna/esterna opaca, lubrificato internamente con polvere vegetale bio-assorbibile conforme alla farmacopea USA (interno 100 mg / esterno 50 mg +/- 25%).

Dispositivo Medico di Classe Ia ai sensi D.Lgs.46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/CEE), emendato con D.Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i.

Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 22.9.2005: Cod. T010201. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.

Conforme alle norme EN 455 1-2-3 e alle norme tecniche EN 374.

Dispositivo di Protezione Individuale di IIIa Categoria ai sensi D.Lgs.475/92 (in attuazione Direttiva 89/686/CEE) e s.m.i.

Conforme alle norme EN 420, EN 388 ed EN 374.

Monouso di utilizzo polivalente: esame, terapia, diagnostica, laboratorio, corsia, ecc.

AQL<1,5 (livello G1) per assenza di fori / AQL 4,0 (livello S2) per altre caratteristiche, con riferimento alle norme EN 455 1-2. Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003.

Colore: bianco/lattice

Lunghezza: 240 mm min.

Spessore palmo 0,10 mm (valore medio).

Guanti esame in polietilene



cod. prodotto 39076

Guanto medicale in polietilene **senza polvere** ricavato da accoppiamento di due films fustellati e termosigillati ad elevata bio-compatibilità, qualità controllata e certificata con requisiti prestazionali conformi alle normative relative ai Dispositivi Medici Classe Ia.

Guanto non sterile, in LDPE (polietilene a bassa densità) vergine, ambidestro, a firma liscia, senza polvere lubrificante.

Monouso da esplorazione ed igiene, ad uso generico.

Disponibile in misura unica.

Guanti esame in nitrile



cod. prodotto 39072

Guanto medicale in nitrile (lattice sintetico), esente da lattice di gomma naturale, **senza polvere** lubrificante, ad elevata bio-compatibilità, microruvido, di uso confortevole, qualità controllata e certificata.

Guanto non sterile, in acrilonitrile-butadiene, ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida sulla punta delle dita.

Disponibile nelle misure XS 5-5,5 S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5.

Dispositivo Medico di Classe Ia ai sensi D.lgs. 46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/CEE), emendato con D.Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i.. Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 13.3.2008: Cod. T01020299. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.. Conforme alle norme EN 455 1-2-3 e alle norme tecniche EN 374.

Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria ai sensi D.Lgs.475/92 (in attuazione Direttiva 89/686/CEE) e s.m.i.

Conforme alle norme EN 420, EN 388 ed EN 374.

Monouso da esame, diagnostica, terapia e laboratorio.

L'assenza di polvere permette l'uso anche in Elettronica e Laboratori di Ricerca.

Colore: blu

Lunghezza: 240 mm min.

Spessore palmo 0,07 mm (valore medio)

Guanti in cotone



serie 390XX

Guanti in cotone per allergie dermatologiche.

cod. prodotto 39012 taglia 6

cod. prodotto 39013 taglia 6.5

cod. prodotto 39014 taglia 7

cod. prodotto 39015 taglia 7.5

cod. prodotto 39016 taglia 8

cod. prodotto 39017 taglia 8.5

cod. prodotto 39018 taglia 9

Guanti esame in nitrile



cod. prodotto 39072

Guanto riusabile in LATTICE DI GOMMA NATURALE, clorinato, di forma anatomica per mano destra e sinistra, **felpato** internamente. Trattamento interno antibatterico. Bordino arrotolato di finitura.

Ottima elasticità, sensibilità e presa anche di oggetti bagnati. Sufficiente resistenza meccanica e buona resistenza chimica a detergenti e detersivi moderatamente concentrati ed a prodotti debolmente aggressivi tipo acidi, chetoni, sostanze caustiche diluite. Sufficiente isolamento da fonti calde o fredde.

Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5. Utilizzo versatile ed igienico anche in ambienti debolmente aggressivi.



cod. prodotto 39072


Guanto riusabile in LATTICE DI GOMMA NATURALE, clorinato interno/esterno, di forma anatomica per mano destra e sinistra, **senza felpatura**. Lavabile internamente e autoclavabile. Bordino arrotolato di finitura.

Ottima sensibilità tattile, destrezza ed elasticità. Sufficiente resistenza meccanica e migliorata resistenza chimica a detergenti e detersivi moderatamente concentrati ed a prodotti debolmente aggressivi tipo acidi, chetoni, sostanze caustiche diluite.

Basso contenuto di allergeni.

Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5. Utilizzo versatile ed igienico anche in ambienti debolmente aggressivi.

Cuffie



cod. prodotto 39008

Cuffia in TNT con elastico circolare. Non sterile.

Uso: infermieristico - visitatore.

Taglia unica.

Copriscarpe




cod. prodotto 39007

Copriscarpe monouso in TNT con elastico alla caviglia. Non sterile.

Uso: infermieristico - visitatore.

Taglia unica.

Tappeti decontaminanti



serie 390XX

Tappeto decontaminante antibatterico utile come soluzione per garantire la massima igiene al luogo di lavoro.

Totale rimozione delle contaminazioni causate dal passaggio di scarpe o ruote, prima di entrare in aree pulite o sterili. Nessuna cornice contenitiva richiesta.

Dotato nella parte inferiore di un unico grande foglio adesivo per aderire perfettamente a tutte le superfici pulite e asciutte.

Ogni tappetino dispone di 30 fogli in polietilene adesivo con uno spessore di soli 1.8 mm. Quando la pellicola superiore è completamente sporca, può essere semplicemente asportata così da esporre la pellicola successiva pulita, contribuendo a mantenere un ambiente pulito in modo molto semplice.

cod. prodotto 39026 tappetino decontaminante 45 x 90 cm

cod. prodotto 39027 tappetino decontaminante 60 x 90 cm

cod. prodotto 39028 tappetino decontaminante 45 x 115 cm

cod. prodotto 39029 tappetino decontaminante 60 x 115 cm

cod. prodotto 39030 tappetino decontaminante 90 x 115 cm

Camici in TNT



cod. prodotto 39075


Camice visitatore monouso in TNT, colletto girocollo con fettuccia, chiusura posteriore al collo e alla vita con lacci e polsini con elastico. Non sterile.

Dispositivo medico di Classe Ia ai sensi D.lgs. 46/97 (in attuazione direttiva 93/42/CEE) emendato con D.lgs. 37/10 (in attuazione direttiva 2007/47/CE) e s.m.i. Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 13.3.2008: iscritto nel Repertorio dei Dispositivi medici ai sensi D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.

Uso: infermieristico - visitatore.

Disponibile in taglia unica: 115(l) x 145 (c) cm

Mascherine



cod. prodotto 39011 azzurra
Mascherina c/elastici e 3 veli.

cod. prodotto 39010 verde
Mascherina c/elastici e 3 veli.



cod. prodotto 39021

Mascherina protettiva a conchiglia azzurra

- 100% senza lattice, con fascia elastica
- Antischizzo
- Bordo largo per prevenire le irritazioni
- Morbida, flessibile, porta obiettivo in alluminio su misura
- Inodore, senza fibra di vetro
- Alta traspirabilità
- BFE supera il 99% a 4.5 micron.

Mascherine



cod. prodotto 39019

Mascherina filtrante FFP2 a conchiglia, efficienza filtrante minima garantita 92% (Norma Europea EN 149) con valvola di espirazione, protegge da particelle solide e liquide non volatili (polveri, fumi e aerosol) in una concentrazione non superiore a 10 volte il TVL del particolato.



cod. prodotto 39020

Mascherina filtrante FFP3 a conchiglia, efficienza filtrante minima garantita 98% (Norma Europea EN 149) con valvola di espirazione, protegge da particelle solide e liquide non volatili (polveri, fumi e aerosol) in una concentrazione non superiore a 30 volte il TVL del particolato.

Bavagli



cod. prodotto 39022

Bavaglio in rotolo due strati, uno di tessuto in cellulosa ultra-assorbente ed uno in polietilene resistente all'acqua.

Ogni rotolo è costituito da 80 bavagli con fustellatura e pratici lacci o nastro biadesivo.

Confezione da 480 pezzi e taglia unica.

Dimensioni bavaglio: 50 x 60 cm.

Uso: protezione di anziani e disabili durante i pasti.



cod. prodotto 39025

Bavaglio impermeabile monouso con tasca, dotato di un lato assorbente, in accoppiato carta + PE e rinforzo in TNT nello scollo e nei lacci. Finiture esterna goffrata. Non sterile.


Falcemente indossabile e resistente nella chiusura. Dispositivo medico di Classe Ia ai sensi D.l.s. 46/97 (in attuazione direttiva 93/42/CEE) emanato con D.lgs. 37/10.

Confezione da 600 pezzi e taglia unica.

Dimensioni bavaglio: 37 x 68 cm.

Uso: protezione di anziani e disabili durante i pasti.

Abbassalingua



serie 3900X

Abbassalingua monouso in legno sterili.

cod. prodotto 39005

abbassalingua 100 pezzi

cod. prodotto 39006

abbassalingua 500 pezzi

Scovolini orali



cod. prodotto 39023

Scovolino che oltre a rimuovere i detriti presenti nel cavo orale effettua una stimolazione del tessuto gengivale.

Dotato di soffici testine di schiuma con creste marcate che consente una pulizia interdentale ed elimina la parte di tessuto devitalizzato. Può essere anche utilizzato per l'applicazione di creme lenitive.

Porta sacca urine

cod. prodotto 39070

Porta sacca urine utile per il trasporto e per la copertura del sacchetto urine. Classe di Reazione al Fuoco 1 IM.

Utilizzabile con sacche urine con o senza scarico.

Si completa con l'accessorio per la copertura del tubo per il deflusso delle urine *cod. prodotto 39071*.

Sacca urine non inclusa

ACCESSORIO OPTIONAL

cod. prodotto 39071

Copertura del tubo per il deflusso delle urine.



Esempio di utilizzo



Porta sacca urine con scarico laterale



Porta sacca urine con scarico centrale



Porta sacca urine senza scarico

Sacche urine



serie 3903X

Sacca urine senza scarico.

cod. prodotto 39035

sacca urine 2000 cc. tubo 90 cm

cod. prodotto 39036

sacca urine 2000 cc. tubo 130 cm



serie 3903Xx

Sacca urine con scarico.

cod. prodotto 39037

sacca urine 2000 cc. tubo 90 cm con
valvola antiriflusso e scarico

cod. prodotto 39038

sacca urine 2000 cc. tubo 130 cm con
valvola antiriflusso e scarico



serie 3907X

Sacca urine da gamba con scarico
centrale.

cod. prodotto 39072

sacca urine 750 cc. tubo 10 cm

cod. prodotto 39073

sacca urine 750 cc. tubo 35 cm

Lenzuolini sanitari



serie **3904X**

Lenzuolino sanitario 2 veli incollati

cod. prodotto **39041** lenzuolino sanitario 2 veli incollati in pura cellulosa - 6 pz.

cod. prodotto **39042** lenzuolino sanitario 2 veli incollati in carta riciclata - 6 pz.

DIMENSIONI		
MISURE IN CM	 L	 P
39041 pura cellulosa	80	55
39042 carta riciclata	80	60



cod. prodotto **39043**

Lenzuolino sanitario in cellulosa - 4 pz.

DIMENSIONI		
MISURE IN CM	 L	 P
39043	80	84

Contenitore espettorato



cod. prodotto **21103**

Contenitore per espettorato destinato a pazienti affetti da infiammazioni alle vie respiratorie, rappresenta la giusta soluzione ad uno degli aspetti più sgradevoli nel lavoro del personale sanitario. I degenti, una volta utilizzato il contenitore, lo chiudono con l'apposito coperchio incorporato consentendo al personale addetto di eliminarlo semplicemente nella macchina trituratrice.

Il contenitore per espettorato monouso sicuro, igienico e minimizza il rischio di contrarre infezioni, non è inquinante né tossico e non presenta controindicazioni in genere. Realizzata con carta di cellulosa, colla di cera naturale e colla di resina.

Bacinelle reniformi usa e getta



cod. prodotto **26214**

Bacinella reniforme usa e getta sicura, pulita, facile da usare e monouso. Può essere usata per ogni tipo di utilizzo medico.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: fibra di cellulosa resistente all'acqua
- Colore: grigio-marrone
- Confezione: 300 pz. (3 confezioni da 100 pz.)
- Capacità massima: circa 700 ml
- Monouso: biodegradabile dopo essere stata trattata secondo gli standard ambientali richiesti
- Normativa: marchio CE - dispositivo medico di classe I
- Dimensioni: 25 x 13.6 x 4.5 cm

Urinali uomo



cod. prodotto 21101

Urinale monouso in carta riciclata biodegradabile. Scivola facilmente sotto il paziente meno mobile.

Padelle



cod. prodotto 21100

Padella usa e getta con supporto in plastica, studiata e progettata per soddisfare le esigenze del mercato nazionale, ha forma e capienza che rispettano il tradizionale modello di padella in plastica italiana. La sua superficie è liscia, studiata per non aderire alla pelle umida dell'allettato.

La padella aperta viene usata insieme ad uno speciale supporto in polipropilene che viene completamente ricoperto in modo da garantire una sicura protezione di tutte le zone di contatto.

Il polipropilene di cui è fatto il supporto contiene un additivo antimicrobico, attivo per tutta la vita del supporto, che limita lo sviluppo di batteri.

Questo contenitore è dotato, a richiesta, di apposito coperchio su misura realizzato del suo stesso materiale. La padella è realizzata con carta di cellulosa, colla di cera naturale e colla di resina.

ACCESSORIO

cod. prodotto 21101

coperchio realizzato con carta di cellulosa, colla di cera naturale e colla di resina.



cod. prodotto 21104

Padella Europea usa e getta con supporto in plastica. La sua superficie è liscia, studiata per non aderire alla pelle umida dell'allettato. La padella viene usata insieme ad uno speciale supporto in polipropilene che viene completamente ricoperto in modo da garantire una sicura protezione di tutte le zone di contatto.

Il polipropilene di cui è fatto il supporto contiene un additivo antimicrobico, attivo per tutta la vita del supporto, che limita lo sviluppo di batteri.

Può anche essere usata insieme alla comoda: in tal caso il supporto in plastica non è necessario. Per questo contenitore è disponibile un apposito coperchio realizzato con lo stesso materiale della padella.

La padella europea monouso è un prodotto sicuro e igienico che minimizza il rischio di contrarre infezioni, non è inquinante né tossico e non presenta controindicazioni in genere. La padella è realizzata con carta di cellulosa, colla di cera naturale e colla di resina.

ACCESSORIO

cod. prodotto 21105

coperchio realizzato con carta di cellulosa, colla di cera naturale e colla di resina.



Coprighesso



cod. prodotto 39031

Sacchetto avambraccio salvagesso per doccia monouso per evitare di bagnare l'ingessatura durante la doccia. Polietilene trasparente, fascia adesiva di 5 cm, con bollino adesivo per evitare lo scivolamento.



cod. prodotto 39032

Sacchetto tibia salvagesso per doccia monouso per evitare di bagnare l'ingessatura durante la doccia. Polietilene trasparente, fascia adesiva di 5 cm, con bollino adesivo per evitare lo scivolamento.

Ghiaccio istantaneo



cod. prodotto 22015

Ghiaccio istantaneo, dispositivo medico classe IIa. Classificato in base all'Allegato IX paragrafo III regola 9 della Direttiva Europa 93/42/CEE e successive modifiche (compresa la direttiva 2007/47/CE). Dispositivo in gel utilizzato per alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni generate da malattie sul Corpo Umano. Involucro realizzato in TNT.



cod. prodotto 22016

Ghiaccio istantaneo, dispositivo medico classe IIa. Classificato in base all'Allegato IX paragrafo III regola 9 della Direttiva Europa 93/42/CEE e successive modifiche (compresa la direttiva 2007/47/CE). Dispositivo in gel utilizzato per alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni generate da malattie sul Corpo Umano. Involucro realizzato in Nylon.

Gel per ultrasuoni



cod. prodotto **34210**

Gel per ultrasuoni confezione 250 gr (per eco)



cod. prodotto **34211**

Gel per ultrasuoni confezione 1 kg (per eco)



cod. prodotto **34212**

Gel per ultrasuoni, confezione + dispenser 5 kg (per eco)

Gel elettroconduttori



serie **2203X**


Raccomandato in tutte le applicazioni mediche diagnostiche dove si rende necessaria la riduzione delle resistenze di contatto tra gli elettrodi di rilevazione e la cute del paziente nell'acquisizione di segnali bioelettrici (ECG, EEG, EMG) oppure nei trattamenti terapeutici per ottimizzare l'accoppiamento tra elettrodi e cute durante la somministrazione di terapie elettriche (defibrillazione, cardioversione, elettrofisioterapia) evitando il rischio di ustione.

Non danneggia gli elettrodi di rilevazione in quanto privo di sostanze abrasive. Per uso esterno, non sterile e monouso.

cod. prodotto **22031** confezione 250 gr

cod. prodotto **22031** confezione 1000 gr

Occhiali protettivi



cod. prodotto **39047**

Questi occhiali offrono un ampio campo visivo ed un'eccellente qualità ottica. Particolarmente indicati per l'impiego nel settore medicoospedaliero, possono essere sovrapposti ai normali occhiali da vista e sono autoclavabili. Norme EN 166.

Braccialetti identificativi



cod. prodotto **39034**

Beaccialetti identificativi possono essere realizzati in carta plastificata, vinile e silicone.

Lacci emostatici



cod. prodotto 39044

Laccio emostatico tubolare di puro lattice non sterile.
Dimensioni: 37 l x Ø 1 cm

Deflussori



serie 3904X

Deflussore in set composto da: spike in ABS con presa d'aria con filtro da 0,45 micron con tappo in polietilene camera in PVC da 6,2 cm con filtro 15 micron tubo in PVC lungo 150 cm con diametro esterno ed interno 4,1 x 3 mm roller in ABS punto di iniezione latex free (isoprene) terminale luer lock in ABS ago 21G con tappo in polietilene.

cod. prodotto 39045 deflussore sterile c/roller e ago

cod. prodotto 39046 deflussore sterile c/roller cono

Cateteri



serie 390XX

Catetere maschile in lattice.

cod. prodotto 39048

catetere esterno maschile in lattice misura 25 in astuccio da 30 pz.

cod. prodotto 39049

catetere esterno maschile in lattice misura 30 in astuccio da 30 pz.

cod. prodotto 39050

catetere esterno maschile in lattice misura 35 in astuccio da 30 pz.



serie 3905X

Catetere maschile in lattice con bande biadesive.

cod. prodotto 39051

catetere esterno maschile 30 pz. in astuccio diam. 25 + 30 pz. bande biadesive

cod. prodotto 39052

catetere esterno maschile 30 pz. in astuccio diam. 30 + 30 pz. bande biadesive

cod. prodotto 39053

catetere esterno maschile 30 pz. in astuccio diam. 35 + 30 pz. bande biadesive



serie 3905X

Catetere maschile in silicone.

cod. prodotto 39054

catetere esterno maschile in silicone misura 25 in astuccio da 30 pz

cod. prodotto 39055

catetere esterno maschile in silicone misura 30 in astuccio da 30 pz

cod. prodotto 39056

catetere esterno maschile in silicone misura 35 in astuccio da 30 pz

Pinze rimuovi punti monouso sterili



cod. prodotto 26213

Pratiche pinze monouso per rimuovere i punti regolari e di grandi dimensioni.
Confezione 20 pz.

Forbici in metallo monouso sterili



cod.prodotto 26222

Forbici chirurgiche sterili punte acute - rette - 13 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26223

Forbici chirurgiche sterili punte alterne - 13 cm - conf. 25 pz.



cod.prodotto 26227

Forbici Iris sterili punte acute - rette - 11,5 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26228

Forbici Iris sterili punte acute - curve - 11,5 cm - conf. 25 pz.



cod.prodotto 26229

Forbici di Mayo sterili - rette - 15 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26230

Forbici di Mayo sterili - rette - 17 cm - conf. 25 pz.



cod.prodotto 26231

Forbici Liester sterili - 14 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26232

Forbici Liester sterili - 16 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26233

Forbici Liester sterili - 18 cm - conf. 25 pz.

Pinze in metallo monouso sterili



cod.prodotto 26234

Pinza medicazione sterile - retta - 13 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26235

Pinza medicazione sterile - retta - 16 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26236

Pinza medicazione sterile - retta - 13 cm 1x2 denti - conf. 25 pz.



cod.prodotto 26240

Pinza Splinter sterile - 12,5 cm - conf. 25 pz.



cod.prodotto 26245 Pinza Adson sterile - retta - 12 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26246 Pinza Adson sterile - retta - 12 cm 1x2 denti - conf. 25 pz.



cod.prodotto 26247 Pinza McIndoe sterile - retta - 15 cm - conf. 25 pz.

Pinze in metallo monouso sterili



cod.prodotto **26237** Pinza Pean sterile - curva - 14 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto **26238** Pinza Pean sterile - curva - 16 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto **26239** Pinza Pean sterile - curva - 18 cm - conf. 25 pz.



cod.prodotto **26241** Pinza Spencer Wells sterile - retta - 13 cm - conf. 25 pz.



cod.prodotto **26242** Pinza emostatica H. Mosquito sterile - retta - 12,5 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto **26243** Pinza emostatica H. Mosquito sterile - curva - 12,5 cm - conf. 25 pz.



cod.prodotto **26244** Pinza Foerster sterile - 25 cm - conf. 10 pz.

Porta aghi in metallo monouso sterili



cod.prodotto **26250**

Porta aghi Mayo-Hegar sterile - 14 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto **26251**

Porta aghi Mayo-Hegar sterile - 16 cm - conf. 25 pz.



cod.prodotto **26252**

Porta aghi Crile sterile - 15 cm - conf. 25 pz.

Kit in metallo monouso sterili



cod.prodotto **26253**

Kit rimozione sutura sterile conf. 25 pz.



cod.prodotto **26254**

Kit medicazione sterile conf. 25 pz.



cod.prodotto **26255**

Kit sutura sterile conf. 10 pz.

Kit sutura sterile



cod. prodotto 26265

Kit suture sterile, composto da:

- Telino
- Pinza chirurgica
- Porta aghi
- Pinza anatomica
- Pinza ad anelli
- Morsetto Styptic (pinza Kelly)
- Forbici rette
- Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm 8 strati
- 4 o 5 tamponi di garza
- Guanti lattice medi
- Sacchetto monouso grande
- Telino TNT + PE

Kit toglì sutura



cod. prodotto 26274

Kit toglì suture sterile, composto da:

- Telino
- Pinza anatomica
- Pinza ad anelli
- Forbici Littauer
- Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm 8 strati
- Compresse di garza 10 x 10 cm 8 strati
- 4 o 5 tamponi di garza
- 3 tamponi di garza
- Guanti lattice medi
- Sacchetto monouso grande
- Cerotto medicazione 15 x 12 cm Telino TNT + PE

Kit per cateterismo



cod. prodotto 26278

Kit cateterismo - sterile, composto da:

- Telino
- Pinza ad anelli
- Guanti in vinile
- Sacchetto monouso grande
- Telino TNT + PE
- Compresse di garza TNT
- Siringa acqua
- Lubrificante monodose
- Disinfettante monodose