

Linea ausili

movimentazione paziente

Indice

Carrozzine ad autospinta
Carrozzina ad autospinta 100% plastica - amagnetica
Carrozzina ad autospinta bariatrica
Carrozzina ad autospinta per ingombri ridotti
Carrozzine da transito
Carrozzine da transito per ingombri ridotti
Comode ad autospinta
Comode da transito
Copri schienale per carrozzine
Cuscino di contenimento per carrozzine
Cuscino dorsale per carrozzine
Cuscino riposa braccia per carrozzine
Deambulatori ascellari
Deambulatori pieghevoli
Grucce ascellari
Montascale per carrozzine
Parti di ricambio per carrozzine
Parti di ricambio per deambulatori
Quadripode
Rollator
Salva gambe per carrozzine
Salva polpaccio e copri pedalina per carrozzina
Sedie da comodo ad autospinta posteriore
Sedie da comodo ad autospinta anteriore
Sedie da comodo da transito
Sedia geriatrica
Seggioloni polifunzionali basculanti ad autospinta
Seggioloni polifunzionali basculanti da transito
Seggiolone polifunzionale basculante da transito geriatrica
Stabilizzatori
Tripode

Deambulatori pieghevoli



cod. prodotto 17174

Deambolatore pieghevole con chiusura a pulsante, doppia funzione fisso e oscillante (nell'utilizzo alternato ciascun lato della struttura si muove alternativamente in modo da favorire la deambulazione); manopole imbottite, puntali in gomma antiscivolo.

Realizzato in	Alluminio anodizzato
Larghezza	56 cm
Altezza	da 82 cm a 92 cm
Portata max	130 Kg



cod. prodotto 17175

Deambolatore pieghevole con chiusura a pulsante, manopole imbottite, puntali in gomma antiscivolo.

Realizzato in	Alluminio anodizzato
Larghezza	61 cm
Altezza	da 73 cm a 83 cm
Portata max	130 Kg



cod. prodotto 17176

Deambolatore pieghevole con chiusura a pulsante, due puntali e due ruote fisse, manopole imbottite, puntali in gomma antiscivolo.

Realizzato in	Alluminio anodizzato
Larghezza	60 cm
Altezza	da 72 cm a 82 cm
Portata max	130 Kg



cod. prodotto 17177

Deambolatore pieghevole con chiusura a pulsante, due puntali con sistema autobloccante e due ruote fisse, manopole imbottite, puntali in gomma antiscivolo.

Realizzato in	Alluminio anodizzato
Larghezza	63 cm
Altezza	da 82 cm a 99 cm
Portata max	130 Kg



cod. prodotto 17178

Deambolatore pieghevole con chiusura a pulsante, due ruote con rotazione frizionata e due ruote piroettanti, manopole imbottite, puntali in gomma antiscivolo.

Realizzato in	Alluminio anodizzato
Larghezza	61 cm
Altezza	da 85 cm a 103 cm
Portata max	130 Kg



cod. prodotto 17179

Deambolatore pieghevole con chiusura a pulsante, due puntali e due ruote piroettanti, manopole imbottite, puntali in gomma antiscivolo.

Realizzato in	Alluminio anodizzato
Larghezza	63 cm
Altezza	da 82 cm a 99 cm
Portata max	130 Kg



cod. prodotto 17180

Deambolatore pieghevole con chiusura a pulsante, quattro ruote piroettanti, manopole imbottite.

Realizzato in	Alluminio anodizzato
Larghezza	62 cm
Altezza	da 75 cm a 85 cm
Portata max	130 Kg

Deambulatori ascellari



cod. prodotto 17181

Deambolatore con appoggio antibrachiale smontabile in acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti di cui 2 con freni, sottoascellari imbottiti con supporto regolabile in altezza, larghezza e profondità.

Realizzato in	Acciaio verniciato
Larghezza	54 cm
Altezza sottoascellari	da 113 cm a 150 cm
Portata max	130 Kg



cod. prodotto 17182

Deambolatore con appoggio antibrachiale pieghevole con 4 ruote piroettanti di cui 2 con freni, sottoascellari imbottiti con supporto regolabile in altezza, larghezza e profondità. Dotato di impugnatura anatomica.

Realizzato in	Acciaio verniciato
Larghezza	50 cm
Altezza impugnature	da 95 cm a 110 cm
Altezza sottoascellari	da 122 a 149 cm
Portata max	130 Kg



cod. prodotto 17183

Deambolatore pieghevole dotato di appoggi ascellari, ruote da Ø 80mm di cui due piroettanti e due con dispositivo di stazionamento

Realizzato in	Acciaio
Larghezza	49 cm
Altezza	da 114 cm a 134 cm
Lunghezza	70 cm
Portata max	120 Kg



cod. prodotto 17184

Deambolatore con appoggio antibrachiale, ampio piano imbottito, con incavo, dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freni. Supporto del tavolo regolabile in altezza, 2 maniglie regolabili in inclinazione e larghezza.

Realizzato in	Acciaio verniciato
Larghezza	56 cm
Altezza	da 101 cm a 137 cm
Portata max	130 Kg



cod. prodotto 17185

Deambolatore ascellare con struttura pieghevole dotato di appoggi sottoascellari imbottiti e regolabile in altezza, con 4 ruote piroettanti di cui 2 con freni di stazionamento.

Realizzato in	Acciaio verniciato
Larghezza	56 cm
Altezza	da 118 cm a 145 cm
Portata max	100 Kg



cod. prodotto 17186

Appoggio brachiale con ampio piano imbottito per deambolatore 17185

Parti di ricambio per deambulatori pieghevoli e ascellari



cod. prodotto 17197
Gambe con sistema autobloccante.
2 pezzi.



cod. prodotto 17198
Ruote con sistema autobloccante.
2 pezzi.



cod. prodotto 17199
Ruote piroettanti 8 fori.
2 pezzi.



cod. prodotto 17200
Ruote fisse 8 fori.
2 pezzi.



cod. prodotto 17201
Gambe complete.
2 pezzi.



cod. prodotto 17202
Puntali colore grigio.
Ø 2,8 cm
2 pezzi.

Rollator



cod. prodotto 17193
Rollator regolabile in altezza, dotato di 4 ruote da cm 8 piroettanti di cui 2 con dispositivo di stazionamento.

Realizzato in	Acciaio
Larghezza	49 cm
Altezza	da 82 cm a 97 cm
Portata max	80 Kg



cod. prodotto 17194
Rollator pieghevole senza seduta, impugnature anatomiche, 2 puntali posteriori e 2 ruote frontali fisse in EVA.

Realizzato in	Acciaio verniciato
Larghezza	61 cm
Altezza	da 78 cm a 88 cm
Portata max	136 Kg



cod. prodotto 17195
Rollator pieghevole, ruote anteriori fisse e puntali antiscivolo posteriori.

Realizzato in	Lega d'acciaio
Larghezza	45 cm
Altezza	da 52 cm a 87 cm
Portata max	100 Kg



cod. prodotto 17196
Rollator pieghevole, laccato epossidico di colore rosso, ruote anteriori fisse e puntali antiscivolo posteriori.

Realizzato in	Lega d'acciaio
Larghezza	52 cm
Altezza	da 84 cm a 101 cm
Portata max	100 Kg



cod. prodotto 17187
Rollator pieghevole con seduta, vassoio e cestino porta oggetti, impugnature anatomiche, 4 ruote Ø cm 20 in TPR.

Realizzato in	Acciaio verniciato
Larghezza	60 cm
Altezza	da 75 cm a 98 cm
Altezza seduta	61 cm
Portata max	136 Kg



cod. prodotto 17188
Rollator pieghevole con seduta, vassoio e cestino porta oggetti, impugnature anatomiche complete di catarifrangente, schienale imbottito in EVA, seduta imbottita PVC, dotato di freni sulle ruote posteriori a doppia funzione, 4 ruote Ø cm 20 in EVA.

Realizzato in	Alluminio verniciato
Larghezza	61 cm
Altezza	da 84 cm a 99 cm
Altezza seduta	56 cm
Portata max	136 Kg

Rollator



cod. prodotto 17189

Rollator pieghevole con seduta in materiale plastico, cestino metallico, vassoio porta oggetti in plastica e porta bastone. Impugnature ergonomiche, regolabile in altezza, dotato di freni. Ruote anteriori piroettanti. Ruote posteriori fisse.

Realizzato in	Acciaio
Larghezza	59 cm
Altezza	da 78,5 cm a 93 cm
Altezza seduta	61 cm
Portata max	Kg 120



cod. prodotto 17190

Rollator pieghevole con seduta e schienale imbottiti in materiale plastico, cestino porta oggetti, impugnature ergonomiche regolabili in altezza, due ruote anteriori piroettanti e due posteriori fisse con sistema autobloccante a pressione.

Realizzato in	Alluminio
Larghezza	61,5 cm
Altezza	da 81 cm a 92 cm
Altezza seduta	55 cm
Portata max	120 Kg



cod. prodotto 17191

Rollator pieghevole con seduta in plastica e cestino, impugnature anatomiche, 2 puntali posteriori e 2 ruote frontali fisse in EVA.

Realizzato in	Acciaio verniciato
Larghezza	61 cm
Altezza	da 78 cm a 88 cm
Altezza seduta	48 cm
Portata max	136 Kg



cod. prodotto 17192

Rollator pieghevole con seduta imbottita in materiale plastico, impugnature ergonomiche regolabili in altezza, due ruote fisse anteriori e due puntali posteriori antiscivolo.

Realizzato in	Acciaio
Larghezza	60 cm
Altezza	da 83 cm a 95 cm
Altezza seduta	53,5 cm
Portata max	100 Kg

Gruce ascellari - tripode - quadripode



cod. prodotto 1720X

Gruce ascellari in alluminio regolabili a 9 differenti livelli d'altezza dotate di:

- appoggi sottoascellati in PVC morbido estraibili;
- impugnature ergonomiche a 5 posizioni rivestite in PVC morbido;
- puntale in gomma;
- puntale di regolazione in altezza costituito da un doppio tubo in alluminio.

cod. prodotto 17203

Altezza utilizzatore	da 157 cm a 178 cm
Regolazione in altezza	da 114 cm a 135 cm
Portata	120 Kg

cod. prodotto 17204

Altezza utilizzatore	da 178 cm a 198 cm
Regolazione in altezza	da 133 cm a 153 cm
Portata	120 Kg

cod. prodotto 17205

Tripode con impugnatura ergonomica in polietilene:

- struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 11 differenti livelli.

Altezza	da 73 cm a 99 cm
Portata max	114 Kg

cod. prodotto 17206

Quadripode con impugnatura ergonomica in polietilene:

- struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio anodizzato;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 11 differenti livelli.

Altezza	da 73 cm a 99 cm
Portata max	114 Kg



Stabilizzatori

cod. prodotto 17207

Stabilizzatore in acciaio verniciato con 2 maniglie regolabili e 4 ruote piroettanti di cui 2 frenanti. Il piano di appoggio è dotato di cuscini anatomici che "scaricano" spalle, braccia e nuca. Regolabile in altezza tramite pistone a gas azionato da comando a leva.



cod. prodotto 17208

Stabilizzatore a struttura aperta in acciaio verniciato per consentire una maggiore libertà di movimento e di manovra, con 2 maniglie regolabili, 4 ruote piroettanti munite di freno. Il piano di appoggio regolabile in altezza attraverso pistone a gas azionato da comando a leva.



Stabilizzatori

cod. prodotto 17209

Stabilizzatore a sollevamento elettrico, rappresenta un'ottima soluzione per lo standing del paziente. Riduce il rischio di danni fisici al personale infermieristico assistente. Struttura stabile e aperta per offrire una maggiore libertà di movimento e di manovra. 4 ruote piroettanti munite di freno. Dotato di telecomando manuale di regolazione in altezza per favorire l'utilizzo sia per il paziente che per l'assistente. Tutti i componenti elettrici sono adatti all'uso in ambienti umidi. Le maniglie, di forma ergonomica, sono dotate di dispositivo di regolazioni per ottenere un migliore adattamento individuale.

Maniglie dotate di dispositivo di regolazione omnidirezionale.

Cuscini anatomici che "scaricano" spalle, braccia e nuca.

Telecomando manuale di regolazione in altezza con supporto per favorire l'utilizzo sia per il paziente che per l'assistente.

Pistone per il sollevamento elettrico.

Componenti elettrici impermeabili.

Munito di dispositivo frenante su tutte e 4 le ruote.



Stabilizzatori

cod. prodotto 17210

Stabilizzatore in acciaio verniciato con polveri epossidiche atossiche e cromato. Dotato di 4 ruote piroettanti con freni indipendenti.

Manubrio regolabile in altezza. Sostegno ascellare imbottito e regolabile in altezza, può essere rimosso per soggetti con sufficiente controllo del tronco.

Sostegno pelvico imbottito per il bacino, può essere regolato sia in altezza che in senso antero-posteriore per impostare la deambulazione con spostamento del baricentro in avanti. Include braghetta utile in caso di cedimento dell'utilizzatore.




Stabilizzatori

cod. prodotto 17211

Stabilizzatore ideale per gli esercizi di statica e di equilibrio.

Composto da:

- Unità di bilanciamento con regolazioni a scatto in altezza indipendenti tra il sollevamento elettronico e il poggiamani.
- Pulsantiera per il comando della salita e della discesa con programmazione automatica memorizzata.
- Tavolo imbottito regolabile in altezza e in profondità.
- Pulsante di emergenza.
- Ginocchiere imbottite regolabili in altezza, lunghezza e profondità.
- Ferma talloni regolabili ed estraibili.
- Pedana in legno rivestito.
- 2 ruote per piccoli spostamenti.
- 1 fascia di sollevamento standard con rivestimento interno in pelle scamosciata antiscivolo e ganci per la trazione in salita.




Stabilizzatori

cod. prodotto 17212

Stabilizzatore ideale per gli esercizi di statica e di equilibrio.

Composto da:

- Unità di bilanciamento basata su molle a resistenza variabile.
- Tavolino in legno regolabile con appoggio morbido.
- Ginocchiere regolabili singolarmente.
- Supporti pelvici.
- Talloniere.
- Pedana in metallo antiscivolo e anti usura.
- 4 ruote con sistema di bloccaggio indipendente.
- Leva di controllo per l'inserimento dell'unità di bilanciamento dinamica a 0°, 6° e 11°.
- Monitor opzionale di grandi dimensioni (21,1 x 15,8 cm) che si distingue per leggibilità di programmi di bio feedback.



Carrozze ad autospinta pieghevoli



serie 1714X

Carrozzina ad autospinta standard con telaio pieghevole a crociera singola con braccioli ribaltabili e smontabili.

Rivestimento del sedile e dello schienale dotati di imbottitura morbida per garantire comfort durante l'utilizzo.

Ruote posteriori piene Ø 60 cm ad estrazione rapida.

Ruotina paracolpi per proteggere muri e mobili dagli urti installata sulla pedana poggiatesta.

Dotata di freni.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM															
17144	110	43	83	21	72	51	40÷54	39	43	55	28	18	60	20	120
17145								42		58		18			
17146								44		60		19			
17147								46		62		19			
17148								48		64		19			
17149								50		66		19			



serie 17082

Carrozzina ad autospinta pieghevole standard ad autospinta robusta a crociera singola con braccioli estraibili e telaio stabilizzante.

Pedane girevole ed estraibili.

Blocco freni.

Ruote posteriori piene Ø 60 cm.

Ruote anteriori piene Ø 20 cm.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM									
17082	105	75	51	43	61	16	60	20	120

Carrozze ad autospinta pieghevoli



serie 1701X

Carrozzina ad autospinta standard in acciaio colore nero martellato, con telaio pieghevole a crociera singola (cod. prodotto 17012-17013-17014) e doppia crociera (cod. prodotto 17015-17016). Dotata di braccioli ribaltabili con imbottiture. Ruote posteriori Ø 60 cm e copertone in PU pieno con freni. Ruote anteriori Ø 20 cm e copertone in PU pieno. Pedane estraibili e regolabili in altezza.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM										
										Portata max
17012	103	40	72	50	39	58	19	60	20	120
17013					42	61				120
17014					45	64				120
17015					48	67				140
17016					51	70				140



serie 1713X

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio a doppia crociera, con braccioli ribaltabili ed estraibili. Ruote posteriori piene Ø 60 cm ad estrazione rapida. Ruotine anteriori Ø 20 cm con forcelle in alluminio a tre posizioni di regolazione. Ruotine per passaggi stretti con possibilità di duplice regolazione in altezza. Blocco freni in alluminio. Schienale in nylon imbottito di colore nero. Seduta in nylon imbottito di colore nero.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM										
										Portata max
17133	42	96	52	39	41	59	16	60	20	120
17134				42		62				
17135				45		65				
17136				48		68				
17137				51		71				

Carrozze ad autospinta pieghevoli



serie 1702X

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole a doppia crociera e braccioli ribaltabili in acciaio.

Ruote posteriori piene Ø 60 cm ad estrazione rapida, dotata di ruotini per passaggi stretti e freni.

Ruote anteriori Ø 20 cm.

Pedane girevoli, estraibili e regolabili in altezza.

Tasca posteriore porta documenti.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM										 Portata max
17022	103	42	71	51	39	60	21	60	20	120
17023					42	62				
17024					45	64				
17025					48	68				
17026					51	70				

Carrozzina ad autospinta pieghevole 100% plastica - amagnetica



serie 1708X

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole a doppia crociera, 100% plastica.

Seduta in nylon.

Schienale estraibile.

Braccioli estraibili con pannello laterale in nylon.

Reggigambe estraibili regolabili in altezza con fascia ferma gambe in nylon.

Ruote posteriori piene Ø 60 cm con freni.

Ruotini anteriori Ø 20 cm.

Barra posteriore per accompagnatore.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM											 Portata max
17080	108	39	86	54	42	67	36	19	60	20	100
17081					48	73		20			120

Carrozzina ad autospinta bariatrica pieghevole



serie 1700X

Carrozzina pieghevole ad autospinta bariatrica con telaio stabilizzante in acciaio verniciato a doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca porta documenti sul retro.

Ruote posteriori piene Ø 60 cm con raggi in plastica, gomme nere solide.

Ruote anteriori nere in PU Ø 20 cm - spessore 5 cm con forcella in acciaio e fori per la regolazione della ruota.

Braccioli corti estraibili con imbottitura in PU.

Pedane estraibili regolabili in lunghezza con poggipiedi in plastica nera e cinturino ferma tallone.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM															
17001	118	90	48	92	76	52	43+57	50	41	73	32	26	60	20	200
17002								55		78					
17003								60		83					

Carrozzina ad autospinta per ingombri ridotti pieghevole



serie 1714X

Carrozzina ad autospinta ad ingombri ridotti con telaio pieghevole a crociera singola, con braccioli estraibili.

Ruote posteriori piene Ø 50 cm con copertone in PU pieno, con freni.

Ruotine anteriori Ø 20 cm con copertone in PU pieno.

Pedane estraibili e regolabili in altezza.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM										
17142	97	40	75	52	40	52	17,5	50	20	110
17143						45	18,5			

Carrozze da transito pieghevoli



serie 170XX

Carrozzina da transito in acciaio colore nero martellato, con telaio pieghevole a crociera singola (cod. prodotto 17017-17018-17019) e doppia crociera (cod. prodotto 17020-17021), dotata di braccioli ribaltabili con imbottiture.

Ruote posteriori Ø 30 cm e copertone in PU pieno.

Ruote anteriori Ø 20 cm e copertone in PU pieno.

Pedane estraibili regolabili in altezza.

Fascia ferma-gambe regolabile in nylon.

Cintura addominale con chiusura anteriore tramite fibbia di plastica.

Freni registrabili in acciaio.

Maniglie di spinta in materiale plastico.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM										
										Portata max
17017	94	40	72	50	39	58	19	30	20	120
17018					42	61				120
17019					45	64				120
17020					48	67				140
17021					51	70				140



cod. prodotto 17150

Carrozzina da transito standard ad autospinta con telaio pieghevole a crociera singola con braccioli estraibili.

Pedane girevoli ed estraibili.

Blocco freni.

Ruote posteriori Ø 30 cm.

Ruote anteriori Ø 20 cm.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM									
									Portata max
17150	88	64	51	43	53	13,5	30	20	120

Carrozze da transito pieghevoli



serie 170XX

Carrozzina da transito con telaio pieghevole a doppia crociera e braccioli ribaltabili in acciaio.

Ruote posteriori piene Ø 30 cm.

Ruote anteriori Ø 20 cm.

Pedane girevoli, estraibili e regolabili in altezza.

Tasca posteriore porta documenti.

Forcella rinforzata.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM										
17027	103	42	71	51	39	57	21	30	20	120
17028					42	59				
17029					45	61				
17030					48	65				
17031					51	67				



serie 1700X

Carrozzina da transito, telaio stabilizzante in acciaio verniciato a doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca porta documenti sul retro.

Ruote posteriori Ø 30 cm con sgancio rapido, gomme nere in PU, ruotine di sicurezza.

Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio.

Braccioli corti ribaltabili con imbottitura in nylon nero.

Pedane estraibili regolabili in lunghezza con poggiatesta in plastica nera e cinturino ferma tallone.

ACCESSORIO RICAMBIO



cod. prodotto 17009

Pedana elevabile verniciata - 2 pezzi.



cod. prodotto 17008

Pedana elevabile cromata - 2 pezzi.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM															
17004	98	75	41	92	76	50	41+56	40	43	53	25	18,5	30	20	150
17005								43		56					
17006								45		58					
17007								50		63					

Carrozzine da transito per ingombri ridotti pieghevoli



cod. prodotto 17010

Carrozzina da transito pieghevole con freni e telaio in alluminio anodizzato a doppia crociera, sedile e schienale in nylon imbottito, tasca porta oggetti sul retro. Ruote frontali e posteriori piene. Braccioli ribaltabili. Completa di cintura. Fascia poggia polpacci. Dotata di freni.

ACCESSORIO RICAMBIO



cod. prodotto 17011

Borsa per il trasporto.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM															
17010	86	58	38	89	65	43	33	37	41	44	29	7	20	13	75



cod. prodotto 17138

Carrozzina da transito con telaio in alluminio pieghevole. Dimensioni ridotte che conferiscono al dispositivo l'estrema versatilità pur garantendo il massimo comfort per l'utente. Seduta e schienale in nylon. Braccioli ribaltabili con imbottiture in EVA. Cintura di sicurezza in nylon per trasferimenti. Pedane poggia piedi ribaltabili. Freni di stazionamento indipendenti. Barra per accompagnatore con imbottitura in EVA.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM							
17138	78	32	41	31	49	6,8	80

Seggioloni polifunzionali basculanti ad autospinta



serie 1703X

Seggiolone polifunzionale ad autospinta assistito.

Telaio in acciaio verniciato, seduta e schienale anatomici in poliuretano stampato e rivestito in nylon nero lavabile.

Poggiatesta anatomico in poliuretano stampato rivestito in nylon nero lavabile, regolabile in altezza, profondità ed angolazione. Braccioli e fianchetti imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e larghezza.

Pedane estraibili, regolabili in larghezza, profondità ed inclinazione, con poggiatesta regolabili in altezza, dotati di cuscinetti proteggi ginocchio.

Poggiapiedi regolabile in lunghezza.

Cuscinetti contenitivi del busto, imbottiti, estraibili, regolabili in altezza, larghezza e angolazione.

Divaricatore anatomico imbottito e regolabile.

Ruote posteriori Ø 60 cm con sgancio rapido.

Ruote anteriori in PU, Ø 20 cm con forcella in alluminio, regolabili in più posizioni.

Ruotini anti ribaltamento in dotazione.

Maniglione di spinta imbottito, regolabile in altezza, completo di comandi operatore.

ACCESSORI RICAMBIO



cod. prodotto 17035
Poggiatesta protezione.



cod. prodotto 17036
Tavolino sagomato.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM															
17033	113	81	45	108	64÷77	57	40+60	40	49	60	45	60	20	5	100
17034								45		65	46				



serie 1703X

Seggiolone polifunzionante ad autospinta con seduta basculante, schienale inclinabile da 90° a 120° e regolabile in altezza, dotato di appoggiatesta multi regolabile e con traslazione laterale.

Braccioli estraibili regolabili in profondità e altezza.

Pedane elevabili con regolazione in altezza e in flessione estensione.

Seduta regolabile in larghezza e profondità.

Ruote posteriori Ø 60 cm ad estrazione rapida con possibilità di variare la posizione di fissaggio.

Telaio allungabile nella parte anteriore inferiore che permette di regolare il passo ruota.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM									
17037	99	41+46	40+45	39	59	-2° ÷ 20°	37,5	60	140
17038				44	64				
17039				49	69				

Seggioloni polifunzionali basculanti ad autospinta



serie 171XX

Seggiolone polifunzionante ad autospinta realizzata in lega d'alluminio ad alta resistenza, dotata di sedile e schienale con imbottitura a media densità reclinabile da 90° a 135° grazie a due pistoni.

Braccioli avvolgenti.

Poggiatesta morbido, regolabile in altezza, profondità, inclinabile e traslabile lateralmente.

Pedane con imbottitura girevole, regolabili ed elevabili in altezza.

Poggiapiedi estensibili da 38 a 50 cm.

Ruote anteriori 17,8 x 2,5 cm in PU.

Ruote posteriori Ø 60 cm in PU soft.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM												
17139	115	46+51	117	21+28	48+53	41	53+58	72	42	60	17,8	125
17140						46		76				
17141						51		82				



serie 172XX

Seggiolone polifunzionante ad autospinta polifunzionante basculante.

Sedile removibile, basculante e profondità regolabile.

Schienale reclinabile indipendentemente.

Ruote posteriori in plastica piene Ø 60 cm con freni.

Ruote anteriori piroettanti Ø 20 cm.

Struttura in acciaio servo assistenza con molla a gas.

Pedane regolabili in altezza, estraibili girevoli.

Braccioli regolabili in altezza.

Fiancate sincro schienale regolabili in larghezza.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM										
17213	109	40+45	25+32	40	92	62	31	60	20	150
17214				45		66	33			
17215				50		72	33			
17216				56		80	36			
17217				60		84	42			

Seggioloni polifunzionali basculanti ad autospinta



serie 1704X

Seggiolone polifunzionante ad autospinta molto confortevole, ideale per persone che devono rimanere sedute a lungo.

Dotata di sedile e schienale composti da una mousse a memoria media in Dartex. Braccioli avvolgenti regolabili in altezza e girevoli per i trasferimenti.

Poggiatesta morbido e regolabile in inclinazione, altezza e profondità.

Pedane autobloccanti con imbottiture per i polpacci, girevoli per facilitare il trasferimento del paziente, regolabili in altezza, larghezza e profondità.

Sedile basculante grazie a 2 pistoni a gas per garantire una miglior assistenza per il riposizionamento del paziente.

Possibilità di regolare la seduta a 45 cm da terra.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM													
17047	117	45+50	102	22+29	42+52 (anteriore) 38+53 (posteriore)	39	50	63	60	19°+113°	-2° + 15°	-5° + 50°	Portata max 120
17048						45		69					
17049						51		75					



serie 172XX

Seggiolone polifunzionale ad autospinta con tessuti lavabili e traspiranti.

Sistema basculante da 0° a 32°.

Reclinabile da 0° a 20° con angolazioni regolabili.

Schienale regolabile in altezza.

Seduta regolabile in larghezza e profondità, imbottitura in poliuretano stampato anatomicamente per situazioni di stabilità e deviazioni del tronco-bacino.

Base di stabilizzazione dello schienale in alluminio con alette laterali di contenimento.

Braccioli in poluretano estraibili e regolabili in altezza.

Pedane regolabili in diverse posizioni.

OPTIONAL

cod. prodotto 17076 Appoggiatesta polifunzionale.

cod. prodotto 17077 Cuneo divaricatore.

cod. prodotto 17078 Spinta tronco laterali.

cod. prodotto 17079 Tavolino bordo incavo con attacco.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM											
17218	111	86	41+56	20+30	52	36	54+60	57	31	120	Portata max
17219						40		61			
17220						45		66			
17221						50					

Seggioloni polifunzionali basculanti da transito



serie 1722X

Seggiolone polifunzionante basculante da transito.
 Sedile removibile, basculante e profondità regolabile.
 Schienale reclinabile indipendente.
 Ruote posteriori in plastica piene Ø 30 cm con freni.
 Ruote anteriori piroettanti Ø 20 cm.
 Struttura in acciaio servo assistenza con molla a gas.
 Pedane regolabili in altezza, estraibili e girevoli.
 Braccioli regolabili in altezza.
 Fiancate sincro schienale regolabili in larghezza.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM										
17222	109	40÷45	25+32	40	92	54	29	30	20	Portata max 150
17223				45		60	31			
17224				50		66	32			
17225				56		72	34			
17226				60		76	40			



serie 1705X

Seggiolone polifunzionante da transito molto confortevole, ideale per persone che devono rimanere sedute a lungo.
 Dotata di sedile e schienale composti da una mousse a memoria media in Dartex. Braccioli avvolgenti regolabili in altezza e girevoli per i trasferimenti.
 Poggiatesta morbido e regolabile in inclinazione, altezza e profondità.
 Pedane autobloccanti con imbottiture polpacci, girevoli per facilitare il trasferimento del paziente, regolabili in altezza, larghezza e profondità.
 Sedile basculante grazie a 2 pistoni a gas per garantire una migliore assistenza per il riposizionamento del paziente.
 Possibilità di regolare la seduta a 45 cm da terra.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM															
17050	117		45+50	102		42+52 (anteriore) 38+53 (posteriore)	39	50	63			30			Portata max 120
17051							45		69						
17052							51		75						

Seggioloni polifunzionali basculanti da transito



serie 1704X

Seggiolone polifunzionale da transito con seduta basculante, schienale inclinabile da 90° a 120° e regolabile in altezza, dotato di appoggiatesta multiregolabile e con traslazione laterale.

Braccioli estraibili regolabili in profondità e altezza.

Pedane elevabili con regolazione in altezza e in flessione estensione.

Seduta regolabile in larghezza e profondità.

Ruote posteriori Ø 30 cm ad estrazione rapida con possibilità di variare la posizione di fissaggio.

Telaio allungabile nella parte anteriore e inferiore che permette di regolare il passo ruota.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM									
17040	99	41+46	40+45	39	59	-2° ÷ 25°	37,5	30	140
17041				44	64				
17042				49	69				



serie 1722X

Seggiolone polifunzionale assistito da transito.

Telaio in acciaio verniciato, sedute e schienale anatomici in poliuretano stampato e rivestiti in nylon nero lavabile.

Poggiatesta anatomico in poliuretano stampato rivestito in nylon nero lavabile, regolabile in altezza, profondità ed angolazione. Braccioli e fianchetti imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e larghezza.

Pedane estraibili, regolabili in larghezza, profondità ed inclinazione con poggiatesta regolabili in altezza dotate di cuscinetti protetti ginocchia.

Poggiapiedi regolabile in lunghezza.

Cuscinetti contenitivi del busto, imbottiti, estraibili, regolabili in altezza, larghezza e angolazione.

Divaricatore anatomico imbottito e regolabile.

Ruote anteriori in PU, Ø 20 cm con forcelle in alluminio, regolabili in più posizioni.

Ruotini anti ribaltamento in dotazione.

Maniglioni di spinta imbottiti, regolabili in altezza completi di comandi operatore.

ACCESSORI RICAMBIO



cod. prodotto 17035
Poggiatesta protezione.



cod. prodotto 17036
Tavolino sagomato.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM															
17227	113	81	45	108	64+77	57	40+60	40	49	57	41	30	20	5	110
17228								45	67	43					

Seggioloni polifunzionali basculanti da transito



serie 172XX

Seggiolone polifunzionale da transito con tessuti lavabili e traspiranti.

Sistema basculante da 0° a 32°.

Reclinabile da 0° a 20° con angolazioni regolabili.

Schienale regolabile in altezza.

Seduta regolabile in larghezza e profondità, imbottitura in poliuretano stampato anatomicamente per situazioni di stabilità e deviazioni del tronco-bacino.

Base di stabilizzazione dello schienale in alluminio con alette laterali di contenimento.

Braccioli in Poluretano estraibili e regolabili in altezza.

Pedane regolabili in diverse posizioni.

OPTIONAL

cod. prodotto 17076 Appoggiatesta polifunzionale.

cod. prodotto 17077 Cuneo divaricatore.

cod. prodotto 17078 Spinta tronco laterali.

cod. prodotto 17079 Tavolino bordo incavo con attacco.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM										
17229	109	84	41+56	20+30	52	36	54+60	57	29	120
17230						40		61		
17231						45		66		
17232						50				



serie 1723X

Seggiolone polifunzionale da transito dinamico ad assorbimento con sistema basculante da 0° a 32°, reclinabile, con angolazioni regolabili, sistema di assorbimento con unica molla regolabile su 3 intensità con variazione dell'angolo tronco-bacino.

Braccioli e fianchetti con linee smussate, in tessuto lavabile e traspirante, estraibili e regolabili in altezza, con sistema a scorrimento a seguire dal movimento dell'arco superiore e non dalla reclinabilità dello schienale.

Schienale regolabile in altezza e seduta regolabile in larghezza e profondità.

Pedana unica multifunzionale rivestita lateralmente, regolabile con due pistoni laterali fissati alla seduta per l'assorbimento delle forze di carico degli arti inferiori e della flessione estensione delle ginocchia e della tibiotarsica.

Appoggiatesta avvolgente dotato di sistema di regolazione.

Imbottiture in Poliuretano stampato e conformate anatomicamente per situazione di instabilità e deviazione del tronco-bacino. Base di stabilizzazione dello schienale in alluminio e alette laterali di contenimento.

OPTIONAL

cod. prodotto 17078 Spinta tronco laterali.

cod. prodotto 17079 Tavolino bordo incavo con attacco.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM										
17233	109	84	41+56	20+30	52	36	54+60	52	29	120
17234						40		56		
17235						45		61		
17236						50				

Seggioloni polifunzionali basculanti da transito



serie 1705X

Seggiolone da transito basculante dotato di cuscino con seduta alta 8 cm. L'altezza dello schienale (77 cm) e dei braccioli dipendono dallo spessore del cuscino/seduta 6-8-10 cm.
Altezza seduta regolabile da 45 cm a 56 cm.
Pedana monoblocco montata su di una molla, per permettere alla persona di appoggiarsi durante il trasferimento.
Tavolo estraibile, girevole e regolabile in profondità.
Appoggiatesta imbottito.
Cintura di sicurezza di serie.
Dotato di 5 ruote, di cui una direzionale.

OPTIONAL

cod. prodotto **17169** Asta porta flebo.

cod. prodotto **17170** Pedana con appoggiapiedi separati.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM											
17053	112	46				38		67	-4° ÷ 36°	36	120
17054			119	23 (cuscino cm 6)	45.47.49	40	75				
17055			121,5	25 (cuscino cm 8)	51.52.53	42	77				
17056			124	27 (cuscino cm 10)	54.55.56	44	79				
17057						48					



serie 170XX

Seggiolone da transito basculante per interni ed esterni a 4 ruote di cui 2 ruote grandi posteriori e 2 ruote anteriori da 6" direzionali.
Altezza seduta regolabile da 45 cm a 56 cm.
Pedana monoblocco montata su di una molla, per permettere alla persona di appoggiarsi durante il trasferimento.
Tavolo estraibile, girevole e regolabile in profondità.
Appoggiatesta imbottito.
Cinture di sicurezza.

OPTIONAL

cod. prodotto **17169** Asta porta flebo.

cod. prodotto **17170** Pedana con appoggiapiedi separati.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM											
17058	112	46				38		67	-4° ÷ 36°	36	120
17059			119	23 (cuscino cm 6)	45.47.49	40	75				
17060			121,5	25 (cuscino cm 8)	51.52.53	42	77				
17061			124	27 (cuscino cm 10)	54.55.56	44	79				
17062						48					

Seggioloni polifunzionali basculanti da transito



serie 1706X

Seggiolone basculante da transito in acciaio cromato o verniciato composto da schienale avvolgente, di forma triangolare, per un miglior contenimento del tronco.

Può essere sistemato in due posizioni per determinare le profondità del sedile. Regolazione delle inclinazioni in 6 posizioni mediante bloccaggio a scatto posteriore.

Fianchi chiusi, estraibili e girevoli lateralmente con braccioli regolabili in altezza. Poggiatesta avvolgente imbottito, separato dallo schienale e regolabile in inclinazione, altezza e senso antero-posteriore.

Rivestimento in cordino PVC lavabile che consente un'ampia traspirazione e altamente resistente all'usura.

Paraspigoli imbottiti per le ginocchia.

Poggiagambe regolabile con grande fascia di sostegno imbottita.

Pedana unica, ribaltabile e girevole lateralmente per facilitare l'accostamento dell'operatore, la salita e la discesa dell'utilizzatore.

Freni a tamburo con unica leva di bloccaggio e ruote imperforabili.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM												
17064	115	102	71÷78	40÷44	117÷130	75÷90	37÷52	40	56	30°	25,4	100
17065								45	62		26	110
17066								50	67		26,5	

Seggiolone polifunzionale basculante da transito geriatrica



cod.prodotto 17267

Seggiolone da transito basculante geriatrica, dotato di:

- Schienale reclinabile con doppio comando.
- Sedile basculante in mousse a memoria media.
- Braccioli regolabili in altezza.
- Pedana retrattile.
- Freno centralizzato.
- Ruote direzionali.

Disponibile con ACCESSORI (vedere figura destra)



DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM												
17063	80+133	133	0÷27	48	53	54	80	70	12°	30°	33	140

Comode ad autospinta posteriore

*serie 172XX*

Carrozzina da comodo ad autospinta posteriore con WC igienizzabile.
 Vaschetta WC estraibile.
 Super imbottiture anatomiche.
 Imbottiture tessuti ignifughi.
 Schienale regolabile e facilmente ribaltabile sul sedile.
 Cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili.
 Fianchi estraibili.
 Fianchetti paravestiti.
 Gomme soft.
 Pedane regolabili.
 Poggiagambe imbottito.
 Maniglioni di spinta allo schienale.
 Freni manuali.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM									 Portata max
17237 / 17238 / 17239	73	54	43 / 45,5 / 48	50	65,5	21	60	20	130
17240 / 17241 / 17242			48 / 50,5 / 53		71				
17243 / 17244 / 17245			53 / 55,5 / 58		76				

*serie 1724X*

Carrozzina da comodo ad autospinta posteriore in acciaio non legato con piano di seduta in spugna e WC.
 Vaschetta estraibile.
 Ruote posteriori Ø 60 cm.
 Freno manuale.
 Schienale avvolgente reclinabile.
 Braccioli estraibili.
 Pedane elevabile regolabili in altezza.
 Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM								 Portata max	
17246	88	23	53	43	56	53	25	60	120
17247				48					
17248				53					
17249				58					

Comode ad autospinta posteriore



serie 1725X

Carrozzina da comodo imbottita ad autospinta con WC.
 Vaschetta WC estraibile.
 Schienale avvolgente e reclinabile.
 Braccioli estraibili.
 Pedane elevabili e regolabili in altezza.
 Poggiagambe imbottito.

OPTIONAL

cod. prodotto 17109 Appoggiatesta polifunzionale.
 cod. prodotto 17110 Cuneo divaricatore.
 cod. prodotto 17111 Spinta tronco laterali.
 cod. prodotto 17112 Tavolino bordo incavo con attacco.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM									
									Portata max
17250	123	23	53	38	56	65	25	60	120
17251				43					
17252				48					
17253				53					

Comode da transito



serie 1725X

Carrozzina da comodo con WC igienizzabile.
 Vaschetta WC estraibile.
 Super imbottiture anatomiche.
 Imbottiture tessuti ignifughi.
 Schienale regolabile.
 Cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili.
 Fianchi estraibili.
 Fianchetti paravestiti.
 Gomme soft.
 Pedane regolabili.
 Maniglioni di spinta allo schienale.
 Freni manuali.
 Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM									
									Portata max
17254	73	54	43	50	53	16	20	20	130
17255			45,5						
17256			48						

Comode ad autospinta anteriore



serie 172XX

Carrozzina da comodo ad autospinta anteriore con WC igienizzabile.
 Vaschetta WC estraibile.
 Super imbottiture anatomiche.
 Imbottiture tessuti ignifughi.
 Schienale regolabile e facilmente ribaltabile sul sedile.
 Cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili.
 Fianchi estraibili.
 Fianchetti paravestiti.
 Gomme soft.
 Pedane regolabili.
 Maniglioni di spinta allo schienale.
 Freni manuali.
 Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM									
17257 / 17258 / 17259	73	54	43 / 45,5 / 48	50	66	21	20	60	Portata max 130
17260 / 17261 / 17262			48 / 50,5 / 53						



serie 1726X

Carrozzina da comodo ad autospinta anteriore in acciaio non legato con piano di seduta in spugna e WC.
 Vaschetta WC estraibile.
 Ruote anteriori Ø 60 cm.
 Freno manuale.
 Schienale avvolgente reclinabile.
 Braccioli estraibili.
 Pedane elevabili e regolabili in altezza.
 Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM									
17263	88	23	53	43	56	53	25	60	120
17264				48					
17265				53					
17266				58					

Comode ad autospinta posteriore



serie 1708X

Carrozzina da comodo ad autospinta con ruote anteriori piroettanti e posteriori grandi.

Schienale anatomico reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul sedile.

Ruote posteriori Ø 60 cm in PU soft.

Ruote anteriori piroettanti 20x5 cm in PU soft.

Freno a leva sulle ruote posteriori.

Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM											
											Portata max
17084	110	107	26	45	50	43	58	66	25,5	60	100
17085						46					
17086						50					
17087						53					

Comode ad autospinta anteriore



serie 170XX

Carrozzina da comodo ad autospinta con ruote posteriori piroettanti e ruote anteriori grandi.

Schienale anatomico reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul sedile.

Ruote anteriori Ø 60 cm in PU soft.

Ruote posteriori piroettanti 20x5 cm in PU soft.

Freno a leva sulle ruote anteriori.

Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM											
											Portata max
17088	89	107	26	45	50	43	58	66	26,5	60	100
17089						46					
17090						50					
17091						53					

Comode da transito



serie 1709X

Carrozzina da transito comoda con 4 ruote 20x5 cm in PU soft, di cui le posteriori piroettanti.

Schienale anatomico reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul sedile.

Freno manuale sulle ruote anteriori.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM										
17092	84	107	26	45	50	43	58	62	24,5	100
17093						46				
17094						50				
17095						53				

Sedia geriatrica



cod.prodotto 17083

Sedia geriatrica con schienale reclinabile a 45°.

Appoggiategambe ad allungamento contemporaneo alla reclinazione dello schienale.

Dotata di braccioli regolabili in altezza.

Può essere fornita con o senza ruote posteriori per lo spostamento.

DIMENSIONI E PESO

Larghezza	66 cm
Altezza	120 cm
Portata max	130 Kg

Accessori per carrozzine

Salva polpacci e copri pedaline



cod.prodotto 17130

Salva polpacci imbottito con Poliuretano autoestinguente Classe1M densità 30.

Il rivestimento in nylon permette una facile igienizzazione e pulizia con semplice spugna.

Facilissimo da applicare grazie alle chiusure a gancio rapido regolabili.

cod.prodotto 17131

Le copri pedaline garantiscono un'ottima protezione per i piedi del paziente in carrozzina.

Facili anche da lavare grazie al rivestimento in nylon.

Salva gambe



cod.prodotto 17128

Salva gambe pensato e realizzato per risolvere il decubito al tallone degli ospiti in carrozzina.

L'ausilio con imbottitura in fibra cava siliconata, costituita da 6 diverse sacche studiate per disperdere la pressione dovuta al peso degli articoli.

Facile da fissare al telaio della carrozzina grazie al velcro e facilissimo da igienizzare grazie alla fodera impermeabile ma traspirante.

DATI TECNICI

Larghezza	45 cm
Lunghezza	60 cms

cod.prodotto 17129

Salva gambe studiato per proteggere i piedi e i polpacci.

L'imbottitura è realizzata in Poliuretano ed ovatta autoestinguente Classe1M densità 30.

Il rivestimento impermeabile, permette una facile pulitura o igienizzazione con spugna o detersivi appositi.

Grazie al foro centrale il salvagambe è compatibile con l'utilizzo di corpetti pelvici.

Copri schienale



cod.prodotto 17132

Copri schienale per bascule con comodissima imbottitura in viscoelastico termosensibile.

Facilissimo da posizionare grazie al velcro sulla federa in Poliester elastizzato e Poliuretano su tela, a seconda delle esigenze.

Accessori per carrozzine

Cuscino riposa braccia



cod.prodotto 17171

Cuscino riposa braccia in fibra cava siliconata.

Adattabile ad ogni tipo di sedia o carrozzina, riduce notevolmente la pressione sui lati.

I cuscini sorreggono il paziente lateralmente assicurando un confortevole supporto alle braccia.

Rivestimento anteriore in PU, posteriore in cotone.

Prodotto ignifugo.

Cuscino dorsale



cod.prodotto 17172

Cuscino dorsale in fibra cava siliconata.

Adattabile ad ogni tipo di sedia o carrozzina, garantisce un supporto avvolgente alla schiena, protegge da eventuali colpi e riduce i picchi di pressione.

Prodotto ignifugo.

Cuscino di contenimento



cod.prodotto 17173

Cuscino di contenimento ideale per carrozzine.

Costituisce un prolungamento dello schienale garantendo sostegno al tronco ed un efficace contenzione laterale.

Assicura massimo comfort anche alle braccia, grazie alle microsferi di polistirolo al suo interno.

Rivestimento in PU.

Prodotto ignifugo.

Montascala per carrozzine

serie 1712X

Montascala che applicato alla carrozzina permette di affrontare qualsiasi tipo di scala interna, esterna o a chiocciola, senza sforzo.

Il sensore dell'innovativo sistema di avanzamento rileva la fine dello scalino e attiva la frenata automatica rendendo sicura ogni scala.

La velocità regolabile in modo lineare e le varie modalità di utilizzo singolo scalino continuo, sono facilmente gestibili.

Il montascala ha un'alta compatibilità con la maggioranza delle carrozzine in commercio.

Il sistema di recupero energia permette di non rimanere bloccati sulla scala in caso di batteria esaurita.

Possibilità di usare la carrozzina manualmente anche con il montascala agganciato.

DOTAZIONE

- Gruppo propulsivo con freno automatico.
- Cintura di sicurezza.
- Dispositivo di aggancio alla carrozzina.
- Smart step 2.0 per ridurre le sollecitazioni e luce ausiliaria.
- Batterie sigillate al gel piombo.
- Carica batterie elettronico automatico.
- Chiave di sicurezza e STOP di emergenza.
- Articolo a norma CE. Certificato ISO, BE, QVH, TUV.
- Istruzioni all'uso.

Manubrio ergonomico per rendere le operazioni di salita e discesa comode e sicure.

Il comando ospita tasti e indicatori intuitivi per gestire le diverse modalità di guida ed è inoltre fornito del dispositivo di STOP di emergenza.

Maniglia regolabile in altezza.

Le ruote in gomma piena possono essere utilizzate sia su scale al chiuso senza danneggiarle che su scale all'esterno.

La staffa di appoggio si muove su un ammortizzatore evitando bruschi colpi e donando comfort all'utente.

Lo smart 2.0 riduce le sollecitazioni e le vibrazioni durante l'utilizzo.

Sensori per la frenata sul bordo dello scalino.



DATI TECNICI

	cod. prodotto 17126	cod. prodotto 17127
Portata max. utente + carrozzina	135 Kg	160 Kg
H totale min - max	115 - 135 cm	120 - 165 cm
Dimensioni min. seduta carrozzina	variabile a seconda del modello	variabile a seconda del modello
Velocità min - max	5 - 20 scalini al minuto	8 - 23 scalini al minuto
Raggio di sterzata min.	90 cm a seconda della carrozzina	90 cm a seconda della carrozzina
H scalino superabile fino a	22 cm / 23,5 cm (su richiesta)	22 cm / 23,5 cm (su richiesta)
Funzione Smart Step 2.0	SI	SI
Luce LED ausiliaria	SI	NO
Autonomia con una carica fino a	15 - 20 piani (circa 300 scalini)	15 - 20 piani (circa 300 scalini)
Peso / Tipo pacco batteria	3 / 2 Kg x 12V, 3,3AH, gel - piombo	3 / 2 Kg x 12V, 3,3AH, gel - piombo
Peso / Tipo propulsore	15,8 Kg / 24V, 200 W, DC	16,9 Kg / 24V, 275 W, DC
Peso totale	22 Kg	23,1 Kg

Parti di ricambio per carrozzine

Su richiesta qualsiasi parte di ricambio per carrozzina previo invio di marca/modello.



Esempio ruota per carrozzina da transito.



Esempio ruota per carrozzina ad autospinta.



Esempio copertone per ruota carrozzina



Esempio bracciolo standard,



Esempio bracciolo morbido.




Esempio base pedana poggia piedi.



Esempio freno carrozzina.



Esempio maniglie volantini.



Esempio volantini.