

## Linea ausili bagno

### Indice

Barelle doccia

Braccioli per wc

Comode da transito

Lavatesta da carrozzina

Lavatesta da letto

Rialzo per bidet e wc

Rialzo per wc

Sedie da doccia basculante

Sedie da doccia e wc con ruote

Sedie da doccia

Sedie da doccia e da wc

Sedie da doccia e da wc basculante

Sostegno per wc

Telo doccia

---

## Rialzo per bidet e WC



cod. prodotto 15000

Rialzo a doppia funzione utilizzabile su bidet e wc.

Grazie alla sua forma si installa facilmente su ogni tipo di water e bidet senza l'utilizzo di fermi. Realizzato in EVA lo rende morbido al contatto, resistente al deterioramento, ad olii e solventi.

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	L	P	H	Kg
15000	34,6	46,3	10	1,5

## Rialzo per WC



cod. prodotto 15001



cod. prodotto 15002



cod. prodotto 15003

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	H	Icona
15001	6	250
15002	10	
15003	14	

Ppuò essere montato con sicurezza su tutti i tipi di water tramite le due staffe laterali in plastica regolabili in larghezza. Il disegno ergonomico della seduta offre un maggior comfort all'utente grazie alla riduzione della pressione di appoggio. Il profilo della seduta, con una leggera inclinazione negativa, facilita una postura corretta, riduce la flessione dell'anca e delle ginocchia. Per consentire una facile accessibilità per l'igiene personale il rialzo è dotato di apertura frontale e posteriore.



15005



15006

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	H	Icona
15005 - 15006	12,5	130

Viene fissato sul water da un meccanismo di bloccaggio adatto a tutti i tipi di water. Il profilo della seduta incorpora uno svaso frontale per facilitare l'igiene personale.

cod. prodotto 15005

Rialzo per water con vite centrale e braccioli fissi.

cod. prodotto 15006

Rialzo per water con vite centrale e braccioli ribaltabili

## Sostegno per WC



cod. prodotto 15004

Sostegno per water in struttura di alluminio anodizzato Ø 2,5 cm. Utile come ausilio per sedersi e alzarsi dal wc. Adattabile ad ogni tipo di wc. Gambe regolabili in altezza, puntale in gomma antiscivolo.

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	L	P	H	
15004	58÷63	49	70÷82,5	100

## Braccioli per WC



serie 1500X

Braccioli per water stabili e funzionali facilmente installabili sul sanitario, a scelta tra ribaltabili e fissi, presentano maniglie dal design ergonomico e funzionale e garantiscono una presa ed un comfort unici.

Sono inclusi anche il sedile e il coperchio, in caso di spazio limitato, è possibile montare un solo bracciolo agevolando l'utilizzo del water.

La superficie liscia agevola e velocizza le operazioni di pulizia. Il design lo rende adatto ad ogni ambiente.

cod. prodotto 15007 braccioli fissi

cod. prodotto 15008 braccioli ribaltabili

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	L	P	H	Kg	
15007 - 15008	60	-	-	5	150
H braccioli dalla seduta	-	-	25		
Profondità braccioli	-	41,5	-		
Distanza tra braccioli	49	-	-		

## Sedie da doccia



cod. prodotto 15052

Sedia da doccia circolare con struttura in alluminio anodizzato. Seduta ergonomica in polietilene. Regolabile in altezza, 5 diversi livelli. Puntali in gomma antiscivolo.



cod. prodotto 15053

Sedia da doccia con struttura in alluminio anodizzato. Seduta ergonomica in Polietilene con fori per il deflusso dell'acqua. Impugnature laterali. Schienale per un corretto supporto dorsale. Regolabile in altezza, 5 diversi livelli. Puntali in gomma antiscivolo.

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	L Diametro	H	Kg	
Seduta 15052	41	36+54	1,25	120

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	L Larghezza	L Lunghezza	H	Kg	
Seduta 15053	40	33	36+46	2	120

## Sedia da doccia basculante



*cod. prodotto 15063*

Sedia da doccia basculante leggera e versatile.

Struttura in alluminio verniciato con polveri epossidiche e atossiche.

Schienale avvolgente di forma triangolare, per un miglior contenimento del tronco.

Può essere sistemato su due posizioni per determinare due profondità del sedile.

Regolazione dell'inclinazione mediante bloccaggio su cremagliera posteriore.

Sedile inclinato di 15° per non far scivolare in avanti l'utilizzatore.

Rivestimento in corda plastica lavabile per consentire un'ampia traspirazione e altamente resistente all'usura. Il rivestimento elastico assume le forme delle spalle e dei glutei.

Braccioli estraibili e girevoli lateralmente.

Poggiatesta avvolgente separato dallo schienale e regolabile in altezza, inclinazione e senso antero-posteriore.

Pedana unica ribaltabile per facilitare l'accostamento dell'operatore, la salita e la discesa dell'utilizzatore.

Poggiagambe regolabile nell'inclinazione.

Ruote piene di cui 2 posteriori con freno.

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM													
15063	108	92	103	117+145	75+100	57	40+44	49	30°	12	12	18	Portata max 110

## Sedie da doccia e da WC



*cod. prodotto 15048*

Sedia da doccia e da comodo con struttura pieghevole in alluminio. Piano seduta, imbottiture braccioli e schienale in poliuretano morbido. Dotata di 5 livelli di regolazione in altezza. Puntali in gomma.

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM					
	Larghezza	Lunghezza	H	Kg	Portata max
<i>Seduta</i>	42	42	47+60	-	-
<i>Dimensione foro</i>	16	32	-	-	-
<i>Totale</i>	50	-	-	7	120

*cod. prodotto 15049*

Sedia da doccia e da comodo con struttura in acciaio verniciato.

Gambe estraibili e regolabili in altezza. Dotata di 6 livelli di regolazione in altezza.

Poggia braccia in materiale plastico. Seduta in copertura rigida e schienale in PVC imbottito. Secchio estraibile con coperchio. Puntali in gomma.

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM					
	Larghezza	Lunghezza	H	Kg	Portata max
<i>Seduta</i>	40	44	-	-	-
<i>Dimensione foro</i>	25	19	-	-	-
<i>Totale</i>	54	-	48+61	7,5	120



## Comode da transito

*serie 1503X*

Comoda da transito comodo con wc igienizzabile.

Vaschetta wc estraibile.

Super imbottiture anatomiche.

Imbottiture tessuti ignifughi.

Schienale regolabile.

Cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili.

Fianchi estraibili.

Fianchetti paravestiti.

Gomme soft.

Pedane regolabili.

Maniglioni di spinta allo schienale.

Freni manuali.

Poggiagambe imbottito

## DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM									
15037	73	54	43	50	53	16	20	20	Portata max 130
15038			45,5						
15039			48						

*serie 1504X*

Comoda da transito in acciaio non legato con piano di seduta in spugna e WC.

Vaschetta wc estraibile.

4 ruote Ø 20 cm.

Freno manuale.

Schienale avvolgente reclinabile.

Braccioli estraibili.

Pedane elevabili e regolabili in altezza.

Poggiagambe imbottito.

## DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM										
15040	88	23	53	43	56	53	18,5	20	20	Portata max 120
15041				48						
15042				53						
15043				58						
15044				63						

## Comode da transito



*cod. prodotto 15045*

Comoda da transito in acciaio verniciato grigio.

Schienale smontabile in PU.

Braccioli ribaltabili in basso con imbottitura in PU.

Seduta con sedile in similpelle imbottito e amovibile, wc in plastica completo di coperchio e estraibile.

Pedane ribaltabili e regolabili in altezza.

4 ruote piroettanti Ø 12,5 cm di cui 2 con freno.

## DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM															
15045	89	56	42	95	74	53	45+54	45	42	49	12,5	12,5	12,5	120	



*cod. prodotto 15050*

Comoda da transito con ruote, 2 delle quali con freno di stazionamento.

Dotata di braccioli ribaltabili e pedane estraibili e regolabili in altezza.

Copri-seduta in ecopelle imbottita, vaso con coperchio in plastica e paraspruzzi.

Vaschetta wc estraibile.

## DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM					dimensione foro					
15050	41	95	46	53	25,5 x 22	44	89	56,5	12,9	120

## Sedie da doccia e da WC con ruote



*cod. prodotto 15060*

Sedia da doccia e da wc con struttura pieghevole.

Struttura in alluminio.

Schiena e seduta in PU morbido.

Seduta con foro di dimensioni 16x32 cm.

Braccioli ribaltabili con poggibraccio.

Pedane estraibili.

2 livelli di regolazione in altezza.

4 ruote piroettanti con freni di stazionamento.

Vaschetta wc estraibile.

## DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM								
								Portata max
15060	42	49	42	36	10	10	11	120



*cod. prodotto 15009*

Sedia da doccia e da wc con struttura totalmente in alluminio anodizzato.

Braccioli ribaltabili.

Pedane ribaltabili lateralmente, estraibili e regolabili in lunghezza.

Sedile, schienale e braccioli imbottiti in PVC termosaldato.

4 ruote piroettanti di cui 2 anteriori con freno.

Vaschetta wc estraibile.

## DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM														
														Portata max
15009	90	59	41	95	73	50	38+43	41	40	57	10	10	9,5	110

## Sedie da doccia e da WC con ruote



*cod. prodotto 15046*

Sedia da doccia e wc leggera e versatile regolabile in altezza.  
Struttura interamente in alluminio verniciato con vernice epossidica.  
Sedile, schienale e braccioli imbottiti in PU.  
Braccioli ribaltabili.  
Seduta con apertura centrale per consentire l'utilizzo del secchio.  
Pedane girevoli, estraibili con poggiatesta regolabile in altezza.  
4 ruote piroettanti di cui 2 posteriori con freno con forcella in plastica.  
Vaschetta wc estraibile.

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM														
15046	78÷85	58	42	99÷110	69÷71,5	49÷51,5	40÷55	45	46	57	12	12	12	125



*cod. prodotto 15059*

Sedia da doccia e wc in alluminio con schienale reclinabile.  
Poggiatesta, braccioli e pedane amovibili.  
Imbottiture del sedile e dello schienale in PU morbido per un miglior comfort dell'utente.  
Sedile con foro di dimensioni 16x32 cm.  
Poggiatesta regolabile in altezza e profondità.  
Facilmente smontabile per un minimo ingombro.  
4 ruote piroettanti dotate di freno di stazionamento.  
Vaschetta wc estraibile.

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM								
15059	42	55	42	53	10	10	15	120

## Sedie da doccia e da WC con ruote



*cod. prodotto 15054*

Sedia da doccia e wc con telaio in acciaio verniciato a polvere.  
Costruita per essere di estrema semplicità di utilizzo per utente ed assistente.  
Leggerezza e design permettono di muoversi e di aderire perfettamente al wc a pavimento o a parete.  
La rientranza frontale e l'apertura nella parte posteriore della seduta in Polipropilene permettono un accesso ottimale nelle operazioni di igiene intima.  
Il poggiatesta è riponibile sotto la seduta. I braccioli in Polipropilene, regolabili in altezza e ruotabili verso l'esterno per facilitare l'accesso alla seduta, possono essere abbassati o ruotati.  
Ruote con sistema di bloccaggio.  
Resistente fino a 85° per le operazioni di pulizia.  
Maniglia per l'assistenza.

## DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM										
15054	22	36	43,5	49	48	52	5	5	14	130



*cod. prodotto 15055*

Sedia da doccia e wc in duralluminio rinforzato, laccato epossidico, anti ruggine e anti corrosione.  
Braccioli ribaltabili.  
Schienale in PU estraibile.  
Sedile in PU con apertura anatomica per wc.  
Appoggiatesta regolabile in altezza ed estraibile.  
Ruote con sistema di bloccaggio.

## DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM									
15055	86	46	50+55	46	56	12,7	12,7	125	Portata max

## Sedie da doccia e da WC con ruote



*cod. prodotto 15056*

Sedia da doccia e wc in duralluminio anodizzato, laccato epossidico, anti ruggine e anti corrosione.

Braccioli ribaltabili.

Schienale estraibile in PU idrorepellente.

Sedile in PU estraibile, idrorepellente, con apertura anatomica per utilizzo su wc.

Pedane estraibili e regolabili in altezza.

Ruote posteriori con sistema di bloccaggio.

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM								
15056	87	42	98	52,5	44	56	14,5	Portata max 160



*cod. prodotto 15057*

Sedia da doccia e wc in struttura leggera.

Struttura in alluminio.

Schienale estraibile.

Sedile asportabile con wc extra large per lavaggio facilitato.

Braccioli regolabili in altezza ed estraibili.

Pedane regolabili, girevoli ed estraibili.

Ruote posteriori con sistema di bloccaggio.

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM									
15057	standard	80	55	43	51	13	13	11	Portata max 130

## Sedie da doccia e da WC basculante con ruote



cod. prodotto 15047

Sedia da doccia e wc basculante leggera e versatile.

Struttura interamente in alluminio verniciato.

Sedile e schienale in PU nero.

L'inclinazione della seduta può essere variata fra i 5° anteriormente e 25° posteriormente.

Poggiatesta in PU regolabile in altezza e inclinazione.

Seduta estraibile con wc, apertura centrale per consentire l'utilizzo del secchio e tappo.

Braccioli ribaltabili in PU nero.

Pedane girevoli, estraibili, regolabili in lunghezza con poggia piedi.

4 ruote piroettanti di cui 2 posteriori con freno.

## DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM														
15047	135÷100	82÷88	42	105÷132	75	54	40÷50	45	46	56	12	12	14,5	Portata max 125



cod. prodotto 15058

Sedia da doccia e da wc basculante fino a 25°.

Struttura in alluminio verniciato regolabile in altezza.

Sedile in Poliuretano morbido con coprifuco di dimensione 19x36 cm.

Schienale in nylon estraibile con regolazione a 2 inclinazioni 93° e 103°.

Pedane in plastica regolabili in altezza con fascia fermagambe in nylon.

Poggiatesta in PU regolabile in altezza e profondità.

Ruote piroettanti in plastica con copertura in gomma e freno di stazionamento.

## DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM								
15058	42	55	43	48	10	10	15	Portata max 120

## Sedie da doccia e da WC basculante con ruote



*cod. prodotto 15061*

Sedia da doccia e wc basculante.

Struttura in duralluminio ad alta resistenza, verde metallizzato.

Schienale ripiegabile in avanti con tela schienale tensionabile.

Poggiatesta modellabile e regolabile in altezza, profondità e inclinazione.

Braccioli ribaltabili basculante da 0° a 18°.

Dotato di 4 ruote, tutte con dispositivo frenante.

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM									
15061	42	89+100	80	26	54	44	49	56	Portata max 100



*cod. prodotto 15062*

Sedia da doccia e wc leggera con sedile basculante.

Struttura in alluminio.

Schienale estraibile.

Sedile asportabile con wc extra large per lavaggio facilitato.

Braccioli regolabili, ribaltabili ed estraibili.

Pedane regolabili, girevoli ed estraibili.

Ruote posteriori con freno.

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM									
15062	standard	80	55	43	51	13	13	11	Portata max 130

## Barelle doccia idraulica

*serie 1506X*

La barella doccia regola idraulicamente l'altezza del piano di appoggio agevolando lo spostamento del paziente dalla condizione di giacenza alla barella.

Il pedale permette la regolazione in altezza della barella ed è presente su entrambi i lati per una maggiore manovrabilità.

Dotata di materassino imbottito in materiale ad alta resistenza ignifugo e lavabile con sistema di lavaggio dell'acqua integrato, bordi alti per la protezione dagli spruzzi durante il lavaggio e poggiatesta posizionabile a piacere.

Il piano ha un'inclinazione fissa di 5 cm per facilitare il ricarica dell'acqua.

Le sponde laterali sono facilmente adattabili per il trasferimento del paziente, dotate di doppia chiusura e manovrabili con una sola mano.

4 ruote piroettanti sono anti-filo con freno centralizzato Ø 20 cm di cui uno con blocco direzionale per garantire manovrabilità e direzionalità nella movimentazione della barella.

*cod. prodotto 15064* inclinazione piano FISSA

*cod. prodotto 15065* inclinazione piano REGOLABILE

## DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	 L Lunghezza	 L Larghezza	 H Altezza		
<i>Dimensione piano</i>	190	66	60÷95	-	135
<i>Max ingombro</i>	206	80		-	

*cod. prodotto 15071*

La barella doccia idraulica consente di effettuare in tutta sicurezza le operazioni legate all'igiene quotidiana.

Maneggevole, affidabile, sicura e facile da usare.

Grazie alla cinghia pettorale di sicurezza è possibile movimentare il paziente riducendo i rischi di caduta.

Il sistema di salita e discesa viene attuato attraverso i pedali per la regolazione dell'altezza.

Il piano portante è in laminato plastico idrofugo sul quale viene appoggiato il materassino impermeabile asportabile.

La costruzione, particolarmente robusta, permette di movimentare pazienti fino a 160 kg di peso.

Il dispositivo di scarico può essere rimosso facilmente e senza attrezzi di alcun genere, riducendo il tempo di lavoro e permettendo regolari cicli di disinfezione.

Base con ruote di cui 2 frenanti.

## DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	 L Lunghezza	 L Larghezza	 H Altezza		
<i>Dimensione piano</i>	188,5	58	62,7÷92,3	200	160
<i>Max ingombro</i>	216,8	58	103,2		

## ACCESSORIO

*cod. prodotto 15073* telo barella doccia

## Barella doccia elettrica



*cod. prodotto 15072*

La barella doccia elettrica consente di effettuare in tutta sicurezza le operazioni legate all'igiene quotidiana.

Maneggevole, affidabile, sicura e facile da usare.

Il piano portante è in laminato plastico idrofugo sul quale viene appoggiato il materassino impermeabile asportabile.

La costruzione, particolarmente robusta, permette di movimentare pazienti fino a 135 kg di peso.

Il dispositivo di scarico può essere rimosso facilmente e senza attrezzi di alcun genere, riducendo il tempo di lavoro e permettendo regolari cicli di disinfezione.

Dotata di centralina con batteria asportabile, telecomando e chiave esagonale per discesa di emergenza.

Base con ruote di cui 2 frenanti.

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	 L Lunghezza	 L Larghezza	 H Altezza	 Kg Peso	 Capacità
<i>Dimensione piano</i>	183	57	64÷95	103	135
<i>Max ingombro</i>	204	77	95		

### ACCESSORIO

*cod. prodotto 15073* Telo barella doccia

## Barella doccia idraulica o elettrica



*cod. prodotto 15066*

Barella per doccia e trasferimento per adulti.

Modello configurabile a seconda delle preferenze dell'operatore e delle caratteristiche antropometriche dell'utente.

Dispone della possibilità di assumere la posizione di Trendelenburg, oltre all'inclinazione del piano di appoggio per il drenaggio dell'acqua.

Dotata di paracolpi girevoli incorporati nella struttura del piano di appoggio.

La regolazione in altezza della barella doccia può avvenire mediante attuatore elettrico (a pedale o con pulsantiera oppure con pistone idraulico).

E' possibile estendere in lunghezza lo spazio utile interno alla materassina inclinando parzialmente la tendina lato testa, ed eventualmente anche lato piedi fino a 40°.

La regolazione dello schienale favorisce situazioni di maggiore comfort per l'utente e per l'operatore durante le operazioni di igiene con cambio di postura della persona.

Lo schienale è inclinabile agevolmente dall'operatore mediante molla a gas e comando ergonomico.

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	 L Lunghezza	 L Larghezza	 H Altezza	 Kg Peso	 Capacità
<i>Dimensione piano</i>	198	78	61÷100	106	180
<i>Max ingombro</i>	202	78÷86			

## Telo doccia



*cod. prodotto 15067*

Il telo doccia garantisce il lavaggio e l'igiene personale delle persone allettate, direttamente sul letto con acqua corrente senza necessità di trasferimento o sollevamento.

L'assistito, all'interno del telo doccia, può essere lavato con l'acqua prelevata direttamente dal rubinetto tramite prolunga o in alternativa con l'apposito serbatoio d'acqua a pressione dotato di tubo flessibile e di doccetta.

Al termine, uno scarico permette la fuoriuscita dell'acqua da raccogliere in idoneo raccoglitore.

A corredo, tappo e tubo flessibile per facilitare lo scarico d'acqua.

### DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM	 L Lunghezza	 L Larghezza	 H Altezza	 Peso
<b>15067</b>	186	80	17	2.5

### OPTIONAL

*cod. prodotto 15068* Prolunga doccia (doccetta pulsante e adattatore a rubinetto)

*cod. prodotto 15069* Borsone

*cod. prodotto 15070* Serbatoio acqua (doccetta a pulsante)

### ESEMPIO PRATICO:



## Lavatesta a scivolo per carrozzina



*cod. prodotto 15077*

Ideale per lavare e risciacquare i capelli nel lavabo o nel catino, per persone in carrozzina.

Colore azzurro in PVC elettrosaldato.

Plastica gonfiabile ai lati.

DIMENSIONI: 38 x 78 x h 7 cm

## Lavatesta da letto



*cod. prodotto 15074*

Kit per lavaggio capelli realizzata in materiale plastico PVC composto da vaschetta gonfiabile con scolo e sacca per deflusso dell'acqua. Capacità 10 l.

DIMENSIONI: 53 x 61 x h 20 cm



*cod. prodotto 15075*

Kit per lavaggio capelli composto da vaschetta gonfiabile con sistema di deflusso per l'acqua che può essere raccolta in un catino o secchio.

Il doppio bordo garantisce una maggiore praticità evitando di bagnare il letto.

Colore azzurro in PVC termosaldato.

DIAMETRO ESTERNO: Ø 60 cm



*cod. prodotto 15076*

Kit per lavaggio capelli composto da vaschetta gonfiabile con sistema di deflusso per l'acqua che può essere raccolta in un catino o secchio.

Colore azzurro in PVC termosaldato.

DIAMETRO ESTERNO: Ø 60 cm