Linea sollevatori e imbragature

Indice

Accessori batterie per sollevatori e verticalizzatori
Accessori ruote per sollevatori e verticalizzatori
Accessori telecomandi per sollevatori e verticalizzatori
Imbragature universali per sollevatori
Imbragature universali per verticalizzatori
Sollevatori elettrici
Sollevatore elettrico a torre
Sollevatore elettrico mini
Sollevatore idraulico
Verticalizzatori elettrici

Sollevatore idraulico



cod. prodotto 20000

Sollevatore idraulico in tubolari di acciaio verniciato a polvere.

Ruote piroettanti da 10 cm di cui 2 con freno.

Gambe regolabili in larghezza tramite leva manuale (da 64 a 118 cm) che garaniscono una maggiore stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti. Pompa oleodinamica per sollevamento manuale e valvola per abbassamento controllato. Dotato di imbragatura con poggiatesta.

Portata massima: 150 kg

ACCESSORIO OPTIONAL



cod. prodotto 20004 Bilancia per sollevatore

Sollevatore elettrico mini



cod. prodotto 20008

Sollevatore elettrico mini con struttura in acciaio è un prodotto studiato per abbinare la comodità dei comuni sollevatori con la praticità delle dimensioni più contenute richieste nell'uso in ambienti ridotti.

Tale peculiarità, abbinata all'ampia corsa del braccio di sollevamento, consente di eseguire più facilmente tutti i trasferimenti che sono necessari durante la cura quotidiana.

Le gambe della base, dotate di robuste ruote gemellari di cui due con freno a pedale, sono divaricabili tramite leva per agevolare l'accesso frontale a carrozzelle o altro in piena stabilità e sicurezza.

Il movimento del braccio è garantito dall'attuatore elettrico, dotato di sistema di sicurezza in caso di black-out ed alimentato da 2 batterie, con pulsanti di salita e discesa sul telecomando in dotazione, con un'autonomia di 50 cicli completi di salita e discesa. Carica batterie automatico in dotazione.

Sono disponibili diversi tipi e taglie di imbragature per l'adattamento alla mobilità del paziente.

Portata massima: 150 kg

cod. prodotto 20090 minisollevatore portata 200 kg

ACCESSORIO OPTIONA



cod. prodotto 20005

Gambe apribili elettricamente



cod. prodotto 20010
Bilancia per sollevatore

Sollevatori elettrici



cod. prodotto 20002

Sollevatore elettrico in tubolari di acciaio verniciato a polvere.

Ruote piroettanti da 10 cm di cui 2 con freno.

Gambe regolabili in larghezza tramite leva manuale (da 54.5 a 102.5 cm) che garantiscono maggiore stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti.

Motore elettrico di sollevamento con batteria separabile dalla centralina, dotato di pulsante per stop di emergenza (discesa emergenza manuale).

Fornito di imbragatura con poggiatesta e telecomando con indicatore led stato carica. Portata massima: 135 kg

ACCESSORIO OPTIONAL



cod. prodotto 20004
Bilancia per sollevatore



cod. prodotto 20001

Sollevatore elettrico in tubolari di acciaio verniciato a polvere.

Ruote piroettanti da 10 cm di cui 2 con freno.

Gambe regolabili in larghezza tramite leva manuale (da 64 a 118 cm) che garantiscono maggiore stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti.

Motore elettrico di sollevamento con batteria separabile dalla centralina, dotato di pulsante per stop di emergenza (discesa emergenza manuale).

Fornito di imbragatura con poggiatesta e telecomando con indicatore led stato carica. Portata massima: 150 kg

ACCESSORIO OPTIONAL



cod. prodotto 20004 Bilancia per sollevatore

Sollevatori elettrici



cod. prodotto 20003

Sollevatore elettrico in tubolari di acciaio verniciato a polvere.

Ruote piroettanti da 10 cm di cui 2 con freno.

Gambe regolabili in larghezza tramite leva manuale (da 64 a 118 cm) che garantiscono maggiore stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti.

Motore elettrico di sollevamento con batteria separabile dalla centralina, dotato di pulsante per stop di emergenza (discesa emergenza manuale).

Fornito di imbragatura con poggiatesta e telecomando con indicatore led stato carica. Portata massima: 180 kg

ACCESSORIO OPTIONAL



cod. prodotto 20004
Bilancia per sollevatore



cod. prodotto 20006

Sollevatore elettrico che grazie alla sua corsa di sollevamento permette di eseguire più facilmente tutti i trasferimenti che sono necessari nella cura quotidiana.

L'adattamento alla mobilità del paziente si ottiene tramite diversi tipi di imbragature. Grazie alle ruote gemellari di cui 2 con freno, è possibile inserirsi senza problemi sotto di abituali letti

La base divaricabile facilita tutti i trasferimenti necessari durante la cura quotidiana. Telecomando con 2 m di cavo centralina elettronica con pulsante di emergenza e led stato batteria. Possibilità di inserimento di tutti i modelli di imbragature previsti nel nostro programma.

Portata massima: 150 kg

ACCESSORIO OPTIONAL



cod. prodotto 20005
Gambe apribili elettricamente



cod. prodotto 20010
Bilancia per sollevatore

Sollevatori elettrici



cod. prodotto 20006

Sollevatore elettrico che grazie alla sua corsa di sollevamento permette di eseguire più facilmente tutti i trasferimenti che sono necessari nella cura quotidiana. L'adattamento alla mobilità del paziente si ottiene tramite diversi tipi di imbragature. Grazie alle ruote gemellari di cui 2 con freno, è possibile inserirsi senza problemi sotto gli abituali letti.

La base divaricabile facilita tutti i trasferimenti necessari durante la cura quotidiana. Possibilità di inserimento di tutti i modelli di imbragature previsti nel nostro programma. Portata massima: 200 kg

ACCESSORIO OPTIONAL



cod. prodotto 20005 Gambe apribili elettricamente



cod. prodotto 20010
Bilancia per sollevatore

Sollevatore elettrico a torre



cod. prodotto 20011

Sollevatore elettrico a torre é la soluzione più dinamica e completa per la movimentazione di pazienti in sicurezza, grazie alla sua stabilità.

La colonna permette un'escursione in altezza di 110 cm circa.

E' possibile raccogliere un paziente dal pavimento. Il bilancino al quale si aggancia l'imbragatura permette di ruotare il paziente senza basculare durante la movimentazione.

Il sollevatore elettrico a torre è dotato di movimentazione verticale elettrica. Apertura delle gambe elettrica e alimentato in bassa tensione a mezzo telecomando, completo di box batterie, elettronica e caricabatterie e soddisfa tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla norma.

Portata massima: 200 kg

Imbragature universali con poggiatesta per sollevatori



cod. prodotto 20037

Imbragatura standard con poggiatesta, misura unica, destinata all'utilizzo con il sollevamalati per i casi più ricorrenti.
Realizzata in tessuto antistrappo e altamente traspirante.
Dotata di maniglie.
Portata massima:250 kg



cod. prodotto 20038

Imbragatura standard con poggiatesta, misura unica, destinata all'utilizzo con il sollevamalati per i casi più ricorrenti.
Con cinghie regolabili sul lato testa.
Realizzata in tessuto antistrappo e altamente traspirante.
Dotata di maniglie.
Portata massima:250 kg



cod. prodotto 20055 S cod. prodotto 20056 M cod. prodotto 20057 L cod. prodotto 20058 XL cod. prodotto 20058 XXL

Imbragatura standard per sollevapersone destinata all'utilizzo con il sollevamalati per i casi più ricorrenti. Realizzata con supporti in policarbonato per zona testa e lombare. Tessuto a rete ad elevata tenacità e traspirabilità.

Portata massima:250 kg



cod. prodotto 20022 S cod. prodotto 20023 M cod. prodotto 20023 L cod. prodotto 20024 XL cod. prodotto 20024 XLL

Imbragatura standard con supporto testa per sollevapersone destinata all'utilizzo con il sollevamalati per i casi più ricorrenti. Tessuto a rete ad elevata tenacità e traspirabilità.

Portata massima:250 kg



cod. prodotto 20060 S cod. prodotto 20061 M cod. prodotto 20062 L

cod. prodotto 20063 XL

cod. prodotto 20064 XLL

Imbragatura standard per sollevapersone destinata all'utilizzo con il sollevamalati per i casi più ricorrenti.

Realizzata con supporti in policarbonato per il contenimento del capo. Tessuto a rete ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata massima:250 kg



cod. prodotto 20095 S cod. prodotto 20096 M cod. prodotto 20097 L

cod. prodotto 20098 XL

cod. prodotto 20099 XXL

Imbracatura per sollevapersone con supporto per la testa in policarbonato, imbottitura per la zona testa e gambe. Aggancio al sollevatore a placchette. Tessuto Slipstex ad elevata resistenza, buone capacità di scivolamento e traspirazione.

Portata massima 250 Kg

Imbragature universali con poggiatesta per sollevatori



cod. prodotto 20013

Imbragatura destinata all'utilizzo con il sollevamalati per i casi più ricorrenti. Realizzata in tessuto, nastro e filo 100% poliestere.

Il tessuto é antistrappo, altamente traspirante, adatto al contatto anche con acqua. Il robusto nastro di bordatura è cucito senza tagli su tutto il perimetro dell'imbragatura al fine di garantire maggiore tenacità.

Tre punti di trazione: nell'area pelvica, nell'area dorsale, nell'area della testa che consentono una regolazione precisa in modo da sollevare il paziente nella posizione più consona. Tre maniglie nella parte posteriore dell'imbragatura consentono di orientare il paziente in modo preciso e senza sforzo.

Portata massima: 180 kg



cod. prodotto 20018 S cod. prodotto 20019 M cod. prodotto 20020 L cod. prodotto 20021 XL

Imbragatura standard con poggiatesta che garantisce sostegno a tutto il corpo e alla testa. Adatta a tutte le situazioni più comuni di sollevamento, utilizzabile con sollevatori sia fissi che mobili.

Realizzata con tessuti che offrono il massimo comfort e la massima maneggevolezza.

Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l'imbragatura e forma, ad ogni estremità, un occhiello con tre diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria durante il sollevamento. La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell'imbragatura al fine di garantire maggiore tenacità. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un filo in poliestere ad alta resistenza.

Portata massima: 250 kg



cod. prodotto 20022 M cod. prodotto 20023 L cod. prodotto 20024 XL

Imbragatura che sostiene tutto il corpo compreso il capo e dotata di supporti in policarbonato per zona testa e zona lombare.

Adatta a tutte le situazioni più comuni di sollevamento.

E' realizzata con tessuto denominato Slipstex, tessuto 100% poliestere, ad elevata resistenza, alto scivolamento, antistrappo, traspirante. Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l'imbragatura e forma, ad ogni estremità, un occhiello con diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria durante il sollevamento.

La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell'imbragatura al fine di garantire maggiore tenacità. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un filo in poliestere ad alta resistenza. Portata massima: 250 kg



cod. prodotto 20025 M cod. prodotto 20026 L cod. prodotto 20027 XL

Imbragatura che sostiene tutto il corpo compreso la testa ed è dotata di supporti in policarbonato per il suo contenimento. Adatta a tutte le situazioni più comuni di sollevamento utilizzabile con sollevatori sia fissi che mobili.

E' realizzata con tessuto denominato Slipstex, tessuto 100% poliestere, ad elevata resistenza, alto scivolamento, antistrappo, traspirante. Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l'imbragatura e forma, ad ogni estremità, un occhiello con diversi punti di aggancio di diversi colori per assicurare la simmetria durante il sollevamento. La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell'imbragatura al fine di garantire maggiore tenacità. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un filo in poliestere ad alta tenacità.

Portata massima: 250 kg

Imbragature con poggiatesta a placchette per sollevatori



cod. prodotto 20090 S cod. prodotto 20091 M cod. prodotto 20092 L cod. prodotto 20093 XL cod. prodotto 20093 XXL

Imbragatura per sollevapersone con supporto per la testa in policarbonato, imbottitura per la zona testa e gambe. Aggancio al sollevatore a placchette.

Tessuto Slipstex ad elevata resistenza, buone capacità di scivolamento e traspirazione. Portata massima 250 Kg.

Imbragature universali senza poggiatesta per sollevatori



cod. prodotto 20014 \$ cod. prodotto 20015 M cod. prodotto 20016 L cod. prodotto 20017 XL

Imbragatura standard senza poggiatesta che garantisce sostegno a tutto il corpo ad eccezione della testa. Adatta a tutte le situazioni più comuni di sollevamento, utilizzabile con sollevatori sia fissi che mobili.

Realizzata con tessuti che offrono il massimo comfort e la massima maneggevolezza. Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l'imbragatura e forma, ad ogni estremità, un occhiello con tre diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria durante il sollevamento.

La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell'imbragatura al fine di garantire maggiore tenacità. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un filo in poliestere ad alta resistenza.

Portata massima:250 kg



cod. prodotto 20036 Imbragatura standard, misura unica, destinata all'utilizzo con il sollevamalati per i casi più ricorrenti.

Realizzata in tessuto antistrappo e altamente traspirante. Dotata di maniglie. Portata massima:250 kg



cod. prodotto 20045 S cod. prodotto 20046 M cod. prodotto 20047 L cod. prodotto 20048 XL cod. prodotto 20049 XXL

Imbragatura standard per sollevapersone destinata all'utilizzo con il sollevamalati per i casi più ricorrenti. Realizzata in tessuto a rete ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata massima:250 kg

Imbragature universali da toilette senza poggiatesta per sollevatori



cod. prodotto 20028 S cod. prodotto 20029 M cod. prodotto 20030 L cod. prodotto 20031 XL

Imbragatura utilizzata per il sollevamento, trasferimento e operazioni igieniche per la toilette. È realizzata con tessuto a rete Strongtex, 100% poliestere, affidabile in ogni situazione anche a contatto con l'acqua, antistrappo e altamente traspirante. Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l'imbragatura e forma, ad ogni estremità, un occhiello con diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria durante il sollevamento. La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell'imbracatura al fine di garantire maggiore tenacità. Le cuciture vengono eseguite utilizzando filo in poliestere ad alta resistenza. Una morbida imbottitura fornisce un gradevole supporto sotto le braccia.

Portata massima: 250 kg

Imbragature universali da toilette senza poggiatesta per sollevatori



cod. prodotto 20070 S cod. prodotto 20071 M cod. prodotto 20072 L cod. prodotto 20073 XL cod. prodotto 20074 XXL

Imbragatura senza poggiatesta per sollevapersone adatte al trasferimento e alle operazioni igieniche. Realizzata in tessuto a rete ad elevata

tenacità e traspirabilità.

Portata massima: 250 kg



cod. prodotto 20040

Imbragatura senza poggiatesta per sollevapersone adatte al trasferimento e alle operazioni igieniche.

Realizzata in tessuto antistrappo e altamente traspirante.

Portata massima:200 kg

Imbragature universali da toilette con poggiatesta per sollevatori



cod. prodotto 20032 S cod. prodotto 20033 M cod. prodotto 20034 L cod. prodotto 20035 XL

Imbragatura con supporto per la testa utilizzata per il sollevamento, trasferimento e operazioni igieniche per la toilette.

E' realizzata con tessuto a rete Strongtex, 100% poliestere, affidabile in ogni situazione anche a contatto con l'acqua, antistrappo e altamente traspirante. Una robusta cinghia spinata (100% poliestere), orla l'imbragatura e forma, ad ogni estremità, un occhiello con diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria durante il sollevamento.

La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell'imbragatura al fine di garantire maggiore tenacità. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un filo in poliestere ad alta resistenza. Una morbida imbottitura fornisce un gradevole supporto sotto le

Portata massima: 250 kg



cod. prodotto 20075 S cod. prodotto 20076 M cod. prodotto 20077 L cod. prodotto 20078 XL cod. prodotto 20079 XXL

Imbragatura con poggiatesta per sollevapersone adatte al trasferimento e alle operazioni igieniche.

Realizzata in tessuto a rete ad elevata tenacità e traspirabilità.

Portata massima: 250 kg

Imbragature universali amputati per sollevatori



cod. prodotto 20041 M cod. prodotto 20042 L

Imbragatura utilizzata per il sollevamento di pazienti con amputazioni mono e bilaterali degli arti inferiori. E' importante che l'utilizzatore abbia un buon controllo del collo. E' realizzata con tessuto Slipstex, 100% poliestere, ad elevata resistenza, alto scivolamento, antistrappo, traspirante.

Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l'imbragatura e forma, ad ogni estremità, un occhiello con diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria durante il sollevamento.

La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell'imbragatura al fine di garantire maggiore tenacità. Sono previsti due anelli guida per assicurare un posizionamento corretto del supporto gambe. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un filo in poliestere ad alta resistenza. Una morbida imbottitura fornisce un comfortevole supporto sia a livello della schiena che a livello cosce. Portata max Kg 250.



cod. prodotto 20043
Imbragatura utilizzata per il sollevamento di pazienti con amputazioni mono e bilaterali degli arti inferiori.
Dotata di maniglie.
Realizzata in tessuto antistrappo a elevata traspirabilità.
Portata massima:250 kg



Imbragatura utilizzata per il sollevamento di pazienti con amputazioni mono e bilaterali degli arti inferiori.
Dotata di maniglie.
Realizzata in tessuto antistrappo

cod. prodotto 20044

Realizzata in tessuto antistrappo e altamente traspirante.
Portata massima:250 kg



cod. prodotto 20065 S cod. prodotto 20066 M cod. prodotto 20067 L cod. prodotto 20068 XL cod. prodotto 20069 XXL

Imbragatura utilizzata per il sollevamento di pazienti con amputazioni mono e bilaterali degli arti inferiori. Realizzata in tessuto ad alta resistenza, buone capacità di scivolamento e traspirazione.

Portata massima: 250 kg

Imbragatura per trasferimetno orizzontale



cod. prodotto 20039

Imbragatura standard per trasferimetno orizzontale destinata all'utilizzo con il sollevamalati per i casi più ricorrenti.

Realizzata in tessuto antistrappo e altamente traspirante.

Dotata di maniglie.

Portata massima:250 kg

Verticalizzatori elettrici



cod. prodotto 20009

Verticalizzatore elettrico a batteria, che permette di eseguire più facilmente diversi tipi di trasferimento che sono necessari nella vita quotidiana.

La colonna regolabile in altezza, la pedana regolabile, la ginocchiera regolabile e l'imbragatura a corsetto adattabile consentono di effettuare operazioni di verticalizzazione in piena sicurezza ed armonia con le caratteristiche antropometriche dell'utente

Le dimensioni ridotte consentono il passaggio in spazi limitati ed il pieno controllo da parte degli assistenti.

In dotazione imbragatura a corsetto con anelli di regolazione; in alternativa sono disponibili taglie per corporature diverse.

Caricabatterie automatico in dotazione.

Portata massima: 150 kg



cod. prodotto 20012

Verticalizzatore elettrico con struttura in tubolari di acciaio verniciato a polvere.

Ruote piroettanti da 10 cm di cui 2 con freno.

Gambe regolabili in larghezza tramite leva manuale (da 59 a 100 cm) che garantiscono una maggiore stabilità e facile accesso in ambienti con spazi stretti.

Motore elettrico di sollevamento con batteria separabile dalla centralina, dotato di pulsante per stop di emergenza (discesa emergenza manuale).

Portata massima: 180 kg

Imbragature universali per verticalizzatori



cod. prodotto 20080 S cod. prodotto 20081 M cod. prodotto 20082 L cod. prodotto 20083 XL cod. prodotto 20084 XXL

Imbragatura per verticalizzatori con cintura addominale di contenzione.

Realizzata in tessuto ad elevata resistenza, buone capacità di scivolamento e traspirazione.

Portata massima: 250 kg



cod. prodotto 20085 \$ cod. prodotto 20086 M cod. prodotto 20087 L cod. prodotto 20088 XL cod. prodotto 20089 XXL

Imbragatura per verticalizzatori.

Realizzata in tessuto ad elevata resistenza, buone capacità di scivolamento e traspirazione.

Portata massima: 250 kg

Parti di ricambio per sollevatori e verticalizzatori

Ruote







Esempio ruote in acciaio con e senza freno

Su richiesta qualsiasi parte di ricambo previo invio di marca e modello

Batterie



Esempio batteria 12V 2Ah - 12 V 2.2 Ah



Esempio batteria 12V 2Ah - 12 V 2.2 Ah

Su richiesta qualsiasi parte di ricambo previo invio di marca e modello

Telecomandi



Esempio telecomando a 2 pulsanti



Esempio telecomando a 2 pulsanti



Esempio telecomando a 4 pulsanti



Esempio telecomando a 4 pulsanti



Esempio telecomando a 4 pulsanti



Esempio telecomando a 5 pulsanti

Su richiesta qualsiasi parte di ricambo previo invio di marca e modello