

# L'innovazione è il nostro futuro

---



**for.me.sa.**  
forniture medico sanitarie

 **for. *Gin***  
Ginecologia

**Anello vaginale per la contenzione  
del prollasso uterino**



Il prolasso genitale consiste nella caduta verso il basso dell'utero, isteroptosi o isterocele attraverso la vagina fino a fuoriuscire dal vestibolo della vagina nei casi più gravi. In questa discesa spesso si abbassa anche la vescica definito cistocele e talvolta anche il retto o rettocele.

Il prolasso genitale può non causare alcun disturbo, oppure può manifestarsi con senso di peso ai genitali, difficoltà durante i rapporti sessuali, stipsi, ritenzione o incontinenza urinaria.

#### Come si interviene

Per i casi più gravi, il ricorso alla chirurgia è inevitabile, valutata in base alla gravità del prolasso e dei disturbi associati.

L'intervento chirurgico abitualmente usato per la correzione di un prolasso genitale è la colpoisterectomia; asportazione dell'utero per via vaginale associato alla plastica vaginale.

#### Quali sono le alternative

Le alternative terapeutiche proponibili alla donna sono diverse.

Il trattamento più appropriato per le pazienti che non sono in condizioni di salute sufficienti per sottoporsi all'intervento chirurgico o all'anestesia è il pessario vaginale.

Si tratta di un anello di gomma, silicone o PVC, che viene collocato in vagina, tra il fornice vaginale posteriore e l'osso pubico, per sostenere l'utero.

L'inserimento si effettua in ambulatorio e l'anello va sostituito periodicamente (dopo 30-90 giorni), per effettuare una terapia antisettica, al fine di evitare lesioni da decubito e infezioni vaginali.



#### GLOSSARIO

##### **Incontinenza urinaria da stress o da sforzo**

E' una forma di incontinenza urinaria nella quale la perdita involontaria di urina si verifica in seguito all'aumento della pressione intra-addominale.

##### **Cistocele, enterocele, rettocele e uretrocele**

Il prollasso del retto (rettocele), dell'intestino tenue (enterocele), della vescica (cistocele) e dell'uretra (uretrocele) sono particolarmente inclini a verificarsi contemporaneamente. Uretrocele e cistocele si verificano quasi sempre insieme.

Il cistocele e il cistourethrocele comunemente si sviluppano in seguito ad un indebolimento della fascia vescicale pubocervicale.

L'enterocele si verifica solitamente dopo un intervento di isterectomia.

La debolezza della fascia pubocervicale e della fascia retrovaginale permette la discesa dell'apice vaginale, contenente peritoneo ed anse del tenue.


Il rettocele deriva dal cedimento dei muscoli elevatori dell'ano.

Esistono tre tipi classificazione in base alla gravità del prollasso: 1°, 2° e 3° grado.

##### **Prollasso uterino o prollasso della volta vaginale**

Nel prollasso vaginale, la parte superiore della vagina si abbassa verso la parte inferiore determinandone la sporgenza verso l'esterno. La parte superiore può scendere parzialmente o completamente fuoriuscendo dal corpo e causando un prollasso totale.


Solitamente è associato a un cistocele o rettocele.



Il Pessario ad anello è un trattamento efficace per il prollasso sia precoce che avanzato.

Esistono molte forme e dimensioni di pessari per soddisfare le esigenze dei singoli pazienti sarà il tuo Ginecologo a scegliere quello più adatto per forma e dimensione.

Il pessario ad anello Knob con protuberanza aggiuntiva viene utilizzato per il trattamento dell'incontinenza urinaria da sforzo.




*Pessario ad anello Knob con o senza membrana*



*Offriamo una vasta gamma di pessari morbidi, flessibili, di vari materiali e in più taglie.*

*Istruzioni dettagliate per il Medico Ginecologo, nonché informazioni sul paziente per la cura di sé. Tutti i prodotti sono conformi alla FDA, CGMP, normative CE e ISO 13485 e 10993 per la biocompatibilità.*



Il Pessario Gellhorn con drenaggi è utilizzato per il trattamento di sintomi come il cistocele o anche il rettocele al secondo/ terzo grado di prollasso uterino. Questa tipologia con stelo rende più semplice l'inserimento e la rimozione del Dispositivo.



**for.me.sa.**  
forniture medico sanitarie

# A sostegno delle donne



*Il pavimento pelvico è un insieme di muscoli che ha la funzione di mantenere nella posizione corretta gli organi pelvici, cioè utero, retto, vescica e uretra.*

*I muscoli del pavimento pelvico garantiscono sostegno agli organi pelvici.*

*Possiamo immaginarlo come un "ponte sospeso": ad un'estremità di questo ponte si trova l'osso sacro e dall'altra il pube. I "cavi sospensori", che grazie alla loro tensione tengono fermo il ponte, sono i legamenti di sostegno.*

*Il nostro pavimento pelvico non è rigido, è qualcosa di dinamico che si adatta ai nostri movimenti e ai cambi di postura, e lo fa sempre garantendo una tensione adeguata a mantenere in posizione la vescica, l'utero e il retto della zona pelvica.*

*La riabilitazione del pavimento pelvico, o perineo, può essere definita come un insieme di tecniche di tipo preventivo, conservativo, con una nulla o minima invasività, con lo scopo di attenuare o risolvere i segni e sintomi derivanti dalle disfunzioni della muscolatura che costituisce il pavimento pelvico stesso.*

Quando e a chi è indicata?

È rivolta prevalentemente (ma non solo) alle donne, poiché i casi di disfunzione perineale sono spesso legati alla menopausa o al post-parto. La rieducazione perineale è indicata a livello preventivo (per evitare l'insorgere di disfunzioni) in situazioni come pre e post-partum (inizio dal terzo trimestre di gravidanza e a circa 40 giorni dal parto); prima e dopo chirurgia pelvica; debolezza dei muscoli perineali, secondaria a malattie congenite, neuropatie, dolori perineali, età, limitazione dell'attività fisica e prolungato allattamento.

La riabilitazione pelvi-perineale può essere divisa in tre momenti fondamentali:

- presa di coscienza della muscolatura
- potenziamento della muscolatura
- attivazione e corretto utilizzo della muscolatura nella vita di tutti i giorni.

Le tecniche di cui si avvale la riabilitazione del pavimento pelvico sono:

- chinesioterapia o ginnastica perineale
- biofeedback
- elettrostimolazione funzionale (SEF).



Le figure sanitarie di riferimento per la riabilitazione del pavimento pelvico sono il Fisioterapista e l'Ostetrica (opportunamente formati in materia).


Il Fisioterapista è una figura di primo contatto e si può iniziare la riabilitazione anche senza prescrizione medica.

Per avere una diagnosi è comunque opportuno rivolgersi al Medico Specialista competente che a seconda del problema sarà il Ginecologo, l'Urologo, il Proctologo o il Neurologo.







senza pigmento



Il **Pessario in gomma** è utilizzato principalmente per un lieve prolasso uterino di primo grado.



Il **Pessario in silicone** è utilizzato principalmente per un lieve prolasso uterino di primo grado.



Il **Pessario in silicone sterile** è utilizzato principalmente per un lieve prolasso uterino di primo grado.





Il **Pessario Flexi Shelf** è utilizzato per la contenzione del prolasso uterino di secondo o terzo grado.

La sua forma anatomica aiuta a limitare la possibilità di complicazioni nel movimento intestinale, mentre lo stelo rigido rende più semplice l'inserimento e la rimozione del Dispositivo.

- 57
- 64
- 70
- 76



Il **Pessario Gellhorn** e **Short Gellhorn** con drenaggi è utilizzato per il trattamento di sintomi come il cistocele o anche il rettocele al secondo-terzo grado di prolasso uterino. Questa tipologia con stelo rende più semplice l'inserimento e la rimozione del Dispositivo.

### Gellhorn

- 38
- 45
- 51,5
- 57
- 63
- 70
- 76
- 82
- 88
- 95
- 101

### Short Gellhorn

- 38
- 44
- 51
- 57
- 63,5
- 70
- 76
- 83
- 89
- 95



Il **Pessario Shaatz** è utilizzato per il trattamento di sintomi come il cistocele o anche il rettocele al secondo-terzo grado di prolasso uterino.

La sua forma convessa assicura un'aderenza perfetta, mentre i fori per il drenaggio permettono una semplice rimozione.

- 38
- 45
- 51,5
- 57
- 63
- 70
- 76
- 82
- 88



**Il Pessario Dish** piatto con e senza membrana è utilizzato per il trattamento di sintomi come il cistocele o anche il rettocele al terzo grado di prolasso uterino.

Questo pessario può anche alleviare l'incontinenza urinaria da stress.

Il silicone morbido e flessibile rende più semplice l'inserimento e la rimozione del Dispositivo.

50 55 60 65 70 75 80 85



**Il Pessario Cup** piatto con e senza membrana è utilizzato per il trattamento del prolasso di primo e secondo grado.

Il silicone morbido e flessibile rende più semplice l'inserimento e la rimozione del Dispositivo.

50 55 60 65 70 75 80 85



**Il Pessario Oval** è comunemente utilizzato per un leggero prolasso uterino di primo grado o per un cistocele.

La forma del pessario impedisce la sua rotazione nelle donne che hanno subito un intervento chirurgico vaginale.

È disponibile con e senza la membrana di supporto.

50,5 57 63,5 70,5 76 83 89 96 101



**Il Pessario ad anello con membrana** è utilizzato principalmente per un lieve prolasso uterino di primo grado.

*Disponibile solo la versione con membrana*

44 50 58 63 69 76 83 88 95 100



**Il Pessario Donut** è utilizzato per il trattamento del prolasso uterino di secondo o terzo grado, come cistocele o rettocele. Questa tipologia di pessario, generalmente utilizzata dalle donne in fase post-menopausa, è abbastanza elastico da permettere un facile inserimento e rimozione.

50 59 65 69 76 83 88 95



**Il Pessario a Cubo** è utilizzato per il trattamento di sintomi come il cistocele o anche il rettocele al secondo-terzo grado di prolasso uterino. È disponibile con o senza drenaggio.

25 29 33 37 41 45 50 56 63  
70 75



**Il Pessario ad anello Knob** con protuberanze ha le stesse indicazioni di quello ad Anello e viene utilizzato per il trattamento dell'incontinenza urinaria da sforzo. È disponibile con o senza membrana di supporto.

44 50 58 63 69 76 83 88



**Il Pessario ad anello per incontinenza** è indicato in caso di stress urinario e per un lieve prolasso uterino o cistocele di primo grado.

44 51 57 64 70 76 83 89 95 102



Il **Pessario di Marland** è utilizzato per ridurre i sintomi di prolasso uterino di secondo o terzo grado, di cistocele o di rettocele.

Questo pessario con piattaforma elevata può anche ridurre i fastidi di incontinenza urinaria.

Disponibile con o senza membrana di supporto.

57 63 70 76 82 88 95



Il **Pessario a sella Gehrung** con membrana di supporto è usato soprattutto per un cistocele significativo o rettocele e può anche essere utile in casi di prolasso uterino di secondo o terzo grado.

Questo pessario può essere conformato manualmente per poter risolvere problemi individuali od anatomici.

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95



Il **Pessario di Hodge** ha una doppia curva oblunga ed è utilizzato per correggere una retro deviazione dell'utero.

È un pessario malleabile che viene anche usato per prolapsi uterini di primo e parziale secondo grado ma può anche risolvere un cistocele.

Può essere conformato manualmente ed è adatto a donne in età riproduttiva.

È disponibile con e senza membrana di supporto.

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110



## Box esposizioni pessari

Realizzati in silicone blu per una facile identificazione.

Disponibili 9 tipologie.

Ogni scatola contiene sei formati assortiti.

Il Dispositivo può essere sterilizzato fino a 100 volte.

Anello



Cube




Dish con membrana



Oval



Gellhorn



Anello con membrana



Anello con Knob



Marland con membrana



Cup



**Il Pessario gonfiabile in silicone** è usato per alleviare i sintomi lievi di cistocele o un rettocele di secondo o terzo grado. Completo di pompetta per gonfiaggio. Disponibile in 4 misure.

51 57 64 70



### **Speculum vaginale monouso a perno centrale.**


Da utilizzare per la dilatazione vaginale con esposizione del collo dell'utero. Il sistema a perno centrale permette di regolare e bloccare con sicurezza l'apertura del canale vaginale. La superficie liscia ed i bordi arrotondati garantiscono un'introduzione indolore.

misura	diametro	colore
L	Ø 30 mm	verde
M	Ø 26 mm	rosso
M/S	Ø 24 mm	blu
S	Ø 20 mm	bianco
Virgo	Ø 16 mm	giallo



### **Speculum vaginale monouso con regolazione a vite laterale.**

misura	diametro
L	Ø 36 mm
M	Ø 28 mm
S	Ø 20 mm



### Set di dilatatori vaginali

Ogni set comprende quattro dimensioni di dilatatori.

Tutti i prodotti sono conformi a FDA, GMP, CE e le norme ISO 13485 e 10993 per la biocompatibilità.

Realizzati in silicone



#### Misura L misure in mm

taglia	lunghezza mm	altezza A mm	altezza B mm
XL	150	30	38
L	138	25,5	32
M	128	22,5	28
S	120	19,5	24



#### Misura M misure in mm

taglia	lunghezza mm	altezza A mm	altezza B mm
XL	95	26	33
L	86	22,5	28
M	78	19,5	23
S	75	12,5	17



#### Misura S misure in mm

taglia	lunghezza mm	altezza A mm	altezza B mm
XL	75	13,5	18
L	65	12	16
M	60	10,5	14
S	50	9,5	13

## L'elettrocauterio monouso sterile

Sistema auto-alimentato a batteria, sterile e monouso, da utilizzarsi per la cauterizzazione di piccoli vasi.


Non necessita né di cavi né di placche.

*Il campo di applicazione è molto ampio ed in particolare può essere utilizzato in ambulatori di ginecologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, urologia, dermatologia.*

*L'elettrocauterio è comunque adatto ad essere usato in tutte quelle specialità ambulatoriali dove è necessaria una cauterizzazione precisa e di veloce esecuzione.*

*L'elettrocauterio è destinato al solo utilizzo in campo ambulatoriale in quanto solo le punte sono sterili, mentre il fusto viene fornito non sterile.*

*Nella confezione delle punte è inclusa una protezione in polietilene, anch'essa sterile, che serve a coprire il fusto durante l'uso.*



ref	F7244	F7266	F7234	F7277	F7288	F7255	F7255UF
tip shape forma punta	FINE FINE	LARGE LARGA	FINE FINE	FINE FINE	THICK SPESSA	FINE FINE	ULTRA FINE ULTRA FINE
tip length (mm) lunghezza punta (mm)	28	28	75	125	28	28	28
temp.re (°C / °F) temperatura (°C / °F)	1200 / 2200				800 / 1400	600 / 1100	
activ. pressure (gr) pressione attivaz. (gr)	200				200	200	
power supply alimentazione	3,0				3,0	1,5	
diameter (mm) diametro (mm)	16				16	16	
weight (gr) peso (gr)	65	65	78	78	65	45	45
series serie	<b>HTC</b>				<b>MTC</b>	<b>LTC</b>	
	HIGH TEMPERATURE CAUTERY				MED. TEMP. CAUTERY	LOW TEMPERATURE CAUTERY	



### L'elettrocauterio riutilizzabile

permette la sostituzione delle batterie e delle punte.

Inserendo una punta sterile nella sua parte anteriore l'elettrocauterio riutilizzabile, diventa un sistema auto-alimentato per la cauterizzazione dei piccoli vasi e può essere usato al posto del "kit" elettrobisturi/cavo/pinza di coagulo.

Le due batterie alcaline hanno una notevole durata e permettono alle punte di raggiungere la temperatura di 1.200.°C (2.200 °F).

Sono disponibili tre punte: fine, larga e lunga.

### Gel trasparente per ultrasuoni

Questo versatile prodotto può essere utilizzato per migliorare la conducibilità elettrica tra elettrodi e corpo del paziente con:

- trasduttori ad ultrasuoni, in modo da creare un contatto perfetto tra pelle e trasduttore,
- doppler, cardiocografi, miografi, ecoencefalografi, ed altri esami elettromedicali.

Non sporca, non provoca irritazioni, solubile in acqua e facilmente rimovibile con una salvietta.

Solo per uso esterno.

Fiacone da 1000 ml.



	Types	Prolasso		Cistocele
		(1°-2° grado)	(2°-3° grado)	
	Cube		•	•
	Cup	•		•
	Dish	•	•	•
	Donut		•	•
	Gellhorn		•	•
	Gellhorn (Short Stern)		•	•
	Gehrung		•	•
	Hodge	•		•
	Marland		•	•
	Oval	•		•
	Anello vaginale	•		•
	Pessario Knob		•	•
	Shaatz		•	•

	Types	 Rettocele	 Incontinenza	 Dislocamento del retto	 Insufficienza cervicale
	Cube	•			
	Cup		•	•	•
	Dish				
	Donut	•			
	Gellhorn	•			
	Gellhorn (Short Stern)	•			
	Gehrung	•			
	Hodge		•	•	•
	Marland		•		
	Oval				
	Anello vaginale				
	Pessario Knob		•		
	Shaatz				



**for.me.sa.**  
forniture medico sanitarie

**Per tutte le informazioni potete contattarci**  
dal lunedì al venerdì  
dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30

Tel.: 39 0521.628482  
info@formesa.it  
salesassistance@formesa.it

[www.formesa.it](http://www.formesa.it)  
[www.pessario.it](http://www.pessario.it)

 **for. *Gin***  
**GINECOLOGIA**