



DCR

Divisione
Case di Riposo



Catalogo
promozioni





Tritapillole Elettrico

Il Tritapillole Giotty consente la frantumazione di compresse a granulometria calibrata, adatto alla preparazione di terapie orali in strutture ospedaliere e residenze geriatriche.

Facilmente trasportabile, con buona autonomia operativa e dotato di batteria ricaricabile, consente la frantumazione di pastiglie mediante un attuatore elettrico recante un gruppo rotante e una base di supporto per il bicchierino di raccolta della compressa frantumata.

Viene fornito di batteria, caricabatteria e una scocca esterna di contenimento.



Per vedere il video
informativo vai su:
www.formesa.it/video-giotty



I vantaggi del tritapillole Giotty

Precisione operativa: la particolare conformazione del rotore e dello statore consentono di ottenere una elevata garanzia di frantumazione delle compresse e/o pastiglie;

Diminuzione del tempo necessario per la preparazione di terapie orali da frantumare;

Diminuzione degli sforzi degli arti superiori dell'operatore, dovuti alle tradizionali manovre con tritapillole manuali e/o mortai;

Diminuzione dei costi: il bicchiere da impiegare nella raccolta della terapia è un semplice bicchiere di plastica da caffè;

Autonomia: facilità di trasporto e pulizia del dispositivo;

Migliorare l'ambiente dedicato alla preparazione dei farmaci spesso causa di inalazioni degli stessi;

Garantire una corretta igiene dello strumento tra una terapia e l'altra in modo da evitare pericolose contaminazioni di farmaci.

Tritapillole Severo

SEVERO



- **Polverizza** qualsiasi compressa in pochi secondi.
- **Riduce** del 40% il tempo di preparazione della terapia.
- Bicchierini e rondelle monouso per **massima igiene**.
- **Sempre pronto all'uso**.
- **Si effettua assistenza per riparazioni, ricambi e consumabili.**

Velina per frantumazione
confezione da **2100 pz**



Bicchierini monouso
confezione da **2100 pz**



Frantumapillole e Portapillole

cod. prodotto **FOR.TGYH.MY02**



Il frantumapillole a stella ha il pregio di avere un'**impugnatura ampia, ergonomica ed antiscivolo** che rende l'operazione più agevole. E' pertanto adatto a persone con scarsa forza nelle mani o agli operatori sanitari che devono effettuare questa operazione più volte durante la giornata. Fabbricato con materiale atossico e facile da pulire. Dotato di scomparto portapillole.



cod. prodotto **FOR.TGYH.002**

tagliapillole tascabile con scomparti arrotondati.

Sistemi di distribuzione farmaci



cod. prodotto **12003**

Dispenser grande per terapia orale completo di coperchio.



cod. prodotto **12004**

Dispenser medio per terapia orale completo di coperchio.



cod. prodotto **12006**


Vassoio distribuzione terapia.
Misura: 34x45 cm

Kit antidecubito

Materasso antidecubito a bolle con compressore.

Previene e **tratta le piaghe da decubito di I stadio.**

cod. prodotto **14163**



cod. prodotto **31124**

Materessino di livellamento.

Misura: 190x80x4 cm.

cod. prodotto **31125**

Materessino di livellamento.

Misura: 190x80x6 cm.

cod. prodotto **31221**

Materessino di livellamento.

Misura: 190x80x8 cm.



cod. prodotto **14180**

Il kit antidecubito è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito.

Composto da un sovramaterasso a 18 elementi intercambiabili in Nylon/PVC con tubi di connessione a 2 vie, una base in Nylon/PVC, una fodera in Nylon/PU, e un compressore con manopola di regolazione della pressione.

I 18 elementi sono fissati per mezzo di bottoni, facilmente intercambiabili in caso di rottura e lavabili.

Accessori di ricambio

cod. prodotto **14213**

materasso ad elementi intercambiabili.

cod. prodotto **14189**

fodera

MISURE IN CM	 L	 P	 H	 Kg	
Materasso	198	88	11	-	130
Compressore	28	15	9	1,4	-




cod. prodotto **14059**

Cuscino per rotazione anziani indispensabile per l'operatore sanitario, aiuta il paziente allettato o l'anziano a girarlo sul fianco, cambiare passivamente la sua posizione e facilitare la pulizia quotidiana del paziente. Realizzato in poliuretano espanso, non si deforma anche dopo un lungo utilizzo, mentre il rivestimento esterno è in ecopelle.



La forma particolare, consente di inserire la parte sopra l'altezza delle ginocchia nelle due scanalature e ruotare il paziente mantenendo la spina dorsale in linea con la rotazione del corpo. Le due maniglie laterali aiutano l'operatore nelle manovre di rotazione.



serie **140XX**

Cuscino antidecubito a bolle d'aria a 1 valvola realizzato per assicurare comfort e supporto agli utilizzatori di sedie a rotelle e a persone che trascorrono periodi prolungati in posizione seduta. Il cuscino, realizzato in PVC e gomma, è composto da celle interconnesse gonfiate ad aria. La confezione contiene 2 fodere traspiranti con base antiscivolo, 1 pompa di gonfiaggio e 1 kit di riparazione.

MISURE IN CM	 L	 P	 H
14048	40	40	6
14049	45	40	6
14050	45	45	6
14051	50	45	6



cod. prodotto **14086**

Cuscino anatomico per la prevenzione delle lesioni da decubito, realizzato in mousse di poliuretano viscoelastico si conforma al paziente donando estrema morbidezza e confort. La fodera traspirante è impermeabile e antiscivolo.

MISURE IN CM	 L	 P	 H
14071	42	42	8



cod. prodotto **14096**

Cuscino in viscoelastico compatto realizzato per colata ed ermeticamente chiuso. Leggero, duttile, lavabile in lavatrice. Parte inferiore antiscivolo.

MISURE IN CM	 L	 P	 H
14096	42	42	4,5

Protezioni



cod. prodotto **14155**

Protezione per la prevenzione del decubito della **caviglia** realizzata con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in cotone 34x31 cm.

Fasce di chiusura con sistema di fissaggio a velcro.



cod. prodotto **14132**

Protezione per la prevenzione del decubito del **gomito** realizzata con fibra cava siliconata racchiusa in fodera di cotone con sistema di fissaggio a velcro.

Dimensioni: 40x20 cm.



cod. prodotto **14142** taglia M

Guanto universale protettivo con anello in Nylon. Realizzati in cotone 100% con chiusura in velcro. Dimensioni: 29x28 cm.

cod. prodotto **14140** taglia L

Guanto universale protettivo con anello in Nylon. Realizzati in cotone 100% con chiusura in velcro. Dimensioni: 32,5x31 cm.

Deambulatori

Pieghevoli



cod. prodotto **17178**

Deambolatore pieghevole con chiusura a pulsante, due ruote con rotazione frizionata e due ruote piroettanti, manopole imbottite, puntali in gomma antiscivolo.

MISURE IN CM	 L	 H	
17178	66 ÷ 69	84 ÷ 102	130



cod. prodotto **17184**

Deambolatore pieghevole antibrachiale, ampio piano imbottito con incavo, dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno.

Appoggio antibrachiale regolabile in altezza con impugnature regolabili in inclinazione e larghezza.

MISURE IN CM	 L	 H	
17184	48	81 ÷ 113,5	130



cod. prodotto **17522**

Rollator pieghevole con seduta, vassoio e cestino porta oggetti, impugnature anatomiche, 4 ruote Ø 20 cm.

MISURE IN CM	 L	 H	
17522	60	75÷95	130

Movimentazione

Carrozzine



Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio a doppia crociera, con braccioli ribaltabili ed estraibili. Ruote posteriori piene Ø 60 cm ad estrazione rapida. Ruotine anteriori Ø 20 cm con forcelle in alluminio a tre posizioni di regolazione. Ruotine per passaggi stretti con possibilità di duplice regolazione in altezza. Blocco freni in alluminio. Schienale in Nylon e seduta in Nylon imbottito.

Vari modelli
Sedute da 38 a 52 cm



Poltrona polifunzionale ad autospinta realizzata in lega d'alluminio ad alta resistenza, dotata di sedile e schienale con imbottitura a media densità reclinabile da 90° a 135° grazie a due pistoni. Braccioli avvolgenti. Poggiatesta morbido, regolabile in altezza, profondità, inclinabile e traslabile lateralmente. Pedane con imbottitura girevole, regolabili ed elevabili in altezza. Poggiapiedi estensibili da 38 a 50 cm. Ruote anteriori Ø 20 cm in PU. Ruote posteriori Ø 60 cm in PU soft.

Vari modelli e accessori opzionali
Sedute da 41 a 45 cm



Seggiolone da transito basculante per interni ed esterni a 4 ruote di cui 2 grandi posteriori e 2 anteriori da 15 cm direzionali. La pedana montata su di una molla, permettere alla persona di appoggiare i piedi durante il trasferimento (estraibile). Fornito di tavolo ribaltabile e regolabile in profondità. Dotato di cinture di sicurezza. Poggiatesta imbottito estraibile.

Vari modelli con sedute differenti e accessori opzionali.



Seggiolone da transito da interni basculante dotato di cuscino con seduta alta 8 cm.

L'altezza dello schienale (77 cm) e dei braccioli dipendono dallo spessore del cuscino/seduta 6-8-10 cm. La pedana montata su di una molla, permettere alla persona di appoggiare i piedi durante il trasferimento (estraibile).

Fornito di tavolo ribaltabile e regolabile in profondità. Dotato di cinture di sicurezza.

Poggiatesta imbottito estraibile.

Dotato di 5 ruote da 100 mm. di cui una direzionale per una guida ottimale.

Vari modelli con sedute differenti e accessori opzionali.



Carrozzina da comodo ad autospinta con ruote anteriori piroettanti e posteriori grandi.

Schienale anatomico reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul sedile.

Ruote posteriori Ø 60 cm in PU soft.

Ruote anteriori piroettanti 20x5 cm in PU soft.

Freno a leva sulle ruote posteriori.

Struttura imbottita.

Vari modelli con sedute differenti e accessori opzionali.



Seggiolone basculante da transito in acciaio cromato o verniciato composto da schienale avvolgente, di forma triangolare, per un miglior contenimento del tronco.

Seduta regolabile in profondità.

Schienale e poggiatesta reclinabile ed ergonomici.

Braccioli imbottiti e regolabili in altezza.

Poggiatesta multiregolabile traspirante e antibatterico.

Le speciali corde visco-elastiche seguono l'anatomia dell'utente, adattandosi senza generare sfregamento e prevenendo la formazione di ulcere da pressione.

Poggiatesta regolabile con ampia fascia di sostegno per la parte inferiore delle gambe.

Vari modelli con sedute differenti e accessori opzionali.

ORMESA
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •



Sedia da doccia e wc è estremamente leggera confortevole, mentre la forma delle maniglie permettono alla carrozzina di compiere varie manovre in modo semplice.

Il design della sedia permette una perfetta aderenza sia al wc che alla parete.

La rientranza frontale e l'apertura nella parte posteriore della seduta in polipropilene permettono un accesso ottimale nelle operazioni di igiene intima.

I braccioli in polipropilene, regolabili in altezza e ruotabili verso l'esterno per facilitare l'accesso alla seduta, possono essere abbassati o ruotati.

Poggiatesta regolabile e riponibile sotto la seduta.

Ruote con sistema di bloccaggio.

Resistente fino a 85° per le operazioni di pulizia.

Maniglia per l'assistenza.

Vari modelli con sedute differenti e accessori opzionali.



La barella doccia ad altezza variabile fornisce un'esperienza di igiene confortevole e dignitosa per i degenti/pazienti dipendenti e una soluzione di lavoro sicura ed efficiente per gli assistenti.

Dotata di materassino imbottito di ottima qualità per resistere nel tempo.

Il piano di lavaggio inclinabile.

Dotata di sponde ribaltabili di 180° per consentire un facile posizionamento del paziente sulla barella direttamente dal letto e viceversa.

Vari modelli e accessori opzionali.

MISURE IN CM	 L	 P	 H
Dimensione piano	200	86	65÷94

Contenimento

Cinture



cod. prodotto **19010**

Cintura pettorale evita lo scivolamento del paziente. Utilizzata su comoda o carrozzina. Dotata di cinghie regolabili. Chiusura a clip.



cod. prodotto **19020**

Cintura pelvica evita lo scivolamento del paziente. Utilizzata su comoda o carrozzina. Dotata di cinghie regolabili. Chiusura a clip.



cod. prodotto **19028**

Cintura divaricatrice evita lo scivolamento in avanti del paziente seduto su comoda o carrozzina, dotato di robuste cinghie e bretelle di ancoraggio regolabili. Chiusura a clip.



cod. prodotto **19044 S**
cod. prodotto **19045 M**

cod. prodotto **19046 L**
cod. prodotto **19047 XL**

Cintura addominale da letto con cinghie laterali incorporate. Provvista di 3 chiusure magnetiche complete e 2 chiavi magnetiche. Realizzata in cotone 50% e poliestere 50%.


Accessori



cod. prodotto **14146**

Chiusura a calamita per serraggio e blocco di tutti i sistemi di contenzione.

La chiusura a calamita si compone di una testina di chiusura e base di appoggio.



cod. prodotto **14145**

Chiave magnetica per serraggio e blocco di tutti i sistemi di contenzione.

Cuscini di posizionamento

Preventiva antidecubito



cod. prodotto **34295**

Cuscino universale in microperle di polistirolo. Rivestimento in tessuto gommato **ignifugo** Classe 1IM, sfoderabile.

DIMENSIONI: 30 x 20 cm



cod. prodotto **34305**

Cuscino multifunzionale a "S" e per spalle-dorso-anche-ginocchia in microperle di polistirolo. Rivestimento in tessuto gommato **ignifugo** Classe 1IM, sfoderabile.

DIMENSIONI: 180 x 30 cm



cod. prodotto **34320**

Cuscino cilindrico per arti inferiori e parte addominale in microperle di polistirolo. Rivestimento in tessuto gommato **ignifugo** Classe 1IM, sfoderabile.

DIMENSIONI: 60 x Ø 18 cm



cod. prodotto **34312**

Cuscino semicircolare per supporto dorsale e per il posizionamento laterale in microperle di polistirolo. Rivestimento in tessuto gommato **ignifugo** Classe 1IM, sfoderabile.

DIMENSIONI: 180 x Ø 30 cm



cod. prodotto **34316**

Cuscino circolare aperto per nuca o per seduta in microperle di polistirolo. Rivestimento in tessuto gommato **ignifugo** Classe 1IM, non sfoderabile.

DIMENSIONI: Ø 48 cm



cod. prodotto **34347**

Cuscino per scarico della mano utilizzato per ridurre la pressione a livello del polso in microperle di polistirolo. Rivestimento in tessuto gommato **ignifugo** Classe 1IM, sfoderabile.

DIMENSIONI: 45 x 22 x 8 cm

Ultrasonoterapia

Multifrequenza



cod. prodotto **34731**

Apparecchio professionale per ultrasonoterapia a multifrequenza 1/3 MHz.

Apparecchio per trattamenti di ultrasonoterapia con doppio manipolo e possibilità di scelta della frequenza di lavoro (1 MHz - 3 MHz).

Fisioterapia



cod.prodotto **31264**

Lettino elettrico per visita medica, altezza e schienale regolabili elettricamente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 8 cm. Ruote azionabili tramite pedalini. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 11M. Portarotolo opzionale.

Misure in cm	L 202	P 90	H 52÷92
--------------	-------	------	---------



cod.prodotto **34465**

Lettino a due sezioni regolabile elettricamente in altezza, per terapia metodo Bobath, massaggi e visita medica. Regolazione testata con molla a gas. Imbottitura e rivestimento ignifughi classe 11M.

accessori opzionali:

4 ruote - sponde laterali ribaltabili - doppia pedaliera.

Misure in cm	L 200	P 100	H 47÷80
--------------	-------	-------	---------



cod. prodotto **34028**

Parallela per deambulazione con piano di camminamento in legno rivestito in materiale antiscivolo colore blu. Rampe di accesso in alluminio antiscivolo. Corrimano in acciaio regolabile sia in altezza che in larghezza.

Misure in cm	L 300	P 70	H 70 ÷ 100
--------------	-------	------	------------



cod. prodotto **34039**

Scala a due rampe per deambulazione in acciaio verniciato, parti scorrevoli zincocromato. Corrimano, a forma anatomica in metallo verniciato, regolabili in altezza con un sistema telescopico. I volantini impediscono allentamenti e possibili assestamenti dei corrimano durante il carico della persona. Gradini chiusi rivestiti in PVC con antiscivolo con altezze diverse. La scala può essere posizionata sia ad angolo che dritta.

Cyclette



cod. prodotto **34724**

Cyclette verticale

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli.

Massa volante: peso 6 kg.

Console: con display LCD.

Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulsazioni, velocità e odometro.

Manubrio: regolazione inclinazione.

Rilevazione: cardio hand pulse.

Portata massima: 110 Kg.

Dimensioni del prodotto 845 x 510 x 1350 mm.

Peso del prodotto imballato 27 Kg.



cod. prodotto **34586**

Cyclette orizzontale

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo.

Massa volante: peso 7 kg.

Console: con display LCD.

Informazioni: Tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, odometro.

Regolazione dello sforzo: manuale su 8 livelli.

Rilevazione cardio: hand pulse.

Portata massima: 115 Kg.

Dimensioni del prodotto 144 x 63 x 91,5 cm (LxPxH).

Peso del prodotto imballato 28,5 Kg.

Degenza

Letti e materassi



cod. prodotto **31215**

Letto elettrico per degenza a 3 snodi e 4 sezioni con sponde scorrevoli in alluminio. Dotato di doghe in legno e telecomando. Movimento Trendellemburg. Altezza minima rete dal suolo cm 43.


MISURE IN CM	 L	 P	 H
31215	220	105	41÷86



serie **31247**

Materasso antidecubito a sezione unica in poliuretano espanso ventilato lavorato a punta di piramide tronca. Misura: 190x85x14 cm.

Disponibili varie misure.



cod. prodotto **31076**

Fodera per materasso realizzato tessuto **ignifugo 1 IM** con cerniera o a cuffia. Anallergico, antiacaro, atossico, traspirante, antimicotico, latex free, impermeabile, elasticizzato, antisudore, antiumidità, leggero, resistente e antibatterico.



cod. prodotto **31154**

Cuscino in fibra di poliestere 100% ignifugo.

Fodera di rivestimento in poliestere 100% , irrestringibile e lavabile in acqua a 40°.

DIMENSIONI: 80X50 cm



cod. prodotto **31078**

Federa idrorepellente in tessuto ignifugo.

DIMENSIONI: 80X50 cm



cod. prodotto **31082**

Parasponda in poliuretano espanso, con rivestimento in tessuto gommato **ignifugo** classe 1IM antimuffa, antistatico e antimicotico con cerniera sfoderabile. forma ad uncino. Universale e adattabile a qualsiasi tipo di sponda, fi ssaggio a velcri. Universale e adattabile a qualsiasi tipo di sponda.

DIMENSIONI: 190X3X40 cm



cod. prodotto **14159**

Supporto per schiena con braccioli e appoggiatesta

Supporto per mantenere la posizione seduta a letto conformato anatomicamente.

la fodera può essere lavata a mano o in lavatrice programma delicati.

Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo.



cod. prodotto **31192**

Tavolino sagomato per letto degenza.



cod. prodotto **31035**

Tavolino servitore su ruote con molla per sollevamento automatico.

Struttura in acciaio cromato con piano inclinabile. Superficie in laminato antigraffio con bordo di contenimento.

Altezza regolabile manualmente.

DIMENSIONI: 76,5x38,5x78÷110 cm



cod. prodotto **31032**

Alza coperte in tubo di alluminio anodizzato smontabile.

DIMENSIONI: 58x58x36 cm



cod. prodotto **31059**

Supporto della sacca urine in metallo plastificato per il fissaggio al letto o alla sedia del paziente.

Con attacco tondo per meglio adattarsi alla conformazione dei supporti di ancoraggio.

Trasferimento Paziente



Telo di trasferimento ad alto scorrimento non crea attrito e agevola la movimentazione del paziente.

Tessuto molto robusto e resistente con doppie ribattute e maniglie.

Disponibile in diverse dimensioni, anche su misura.

cod. prodotto **10113** dimensione: 90x50

cod. prodotto **10037** dimensione: 130x70

cod. prodotto **10123** dimensione: 165x70




Telo per il posizionamento dei pazienti non crea attrito e agevola la movimentazione del paziente. Tessuto molto robusto e resistente. Disponibile in diverse dimensioni.

cod. prodotto **10034** dimensione: 110x75
 cod. prodotto **10040** dimensione: 150x70
 cod. prodotto **10118** dimensione: 170x72
 cod. prodotto **10117** dimensione: 195x70
 cod. prodotto **10119** dimensione: 200x140



Telo tubolare viene posto tra il paziente e il materasso in modo che i due lati scorrano l'uno sull'altro, facendo muovere il paziente in tutte le direzioni con estrema facilità. Disponibile in diverse dimensioni.

cod. prodotto **10063** dimensione: 150x70
 cod. prodotto **10067** dimensione: 190x75
 cod. prodotto **10015** dimensione: 60x41- rosso
 cod. prodotto **10016** dimensione: 122x71- rosso



cod. prodotto **10070**

Disco rotante per movimentare, ruotare e sedere i pazienti con grandi problemi di deambulazione. La sua rotazione impedisce brusche torsioni del tronco e favorisce gli spostamenti da seduto a seduto. La rotazione deve essere guidata dall'operatore. Superficie d'appoggio antiscivolo e maniglia per il trasporto. Portata massima: 160 Kg.

DIMENSIONI: 38 Ø cm



cod. prodotto **10096**

Barella per recupero salme per corsia in acciaio inox AISI 304 con ruote frenanti Ø 15 cm. Grazie al coperchio girevole è garantita la massima discrezione.

DIMENSIONI: 220x80x70÷113 cm

Sollevatori Imbracature



cod. prodotto **20007**

Sollevatore elettrico che grazie alla sua corsa di sollevamento permette di eseguire più facilmente tutti i trasferimenti che sono necessari nella cura quotidiana. L'adattamento alla mobilità del paziente si ottiene tramite diversi tipi di imbragature.

Grazie alle ruote gemellari di cui 2 con freno, è possibile inserirsi senza problemi sotto gli abituali letti.

La base divaricabile facilita tutti i trasferimenti necessari durante la cura quotidiana.

Telecomando con 2 m di cavo, centralina elettronica con pulsante di emergenza e led stato batteria. Possibilità di inserimento di tutti i modelli di imbragature previsti nel nostro programma.

Portata massima: 150 kg.

Accessori optional



cod. prodotto **20101**

Gambe apribili elettricamente



cod. prodotto **20102**

Bilancia per sollevatore



cod. prodotto **20009**

Verticalizzatore elettrico a batteria, che permette di eseguire più facilmente diversi tipi di trasferimento che sono necessari nella vita quotidiana.

La colonna regolabile in altezza, la pedana regolabile, la ginocchiera regolabile e l'imbragatura a corsetto adattabile consentono di effettuare operazioni di verticalizzazione in piena sicurezza ed armonia con le caratteristiche antropometriche dell'utente.

Le dimensioni ridotte consentono il passaggio in spazi limitati ed il pieno controllo da parte degli assistenti.

In dotazione, imbragatura a corsetto con anelli di regolazione; in alternativa sono disponibili taglie per corporature diverse.

Caricabatterie automatico in dotazione.

Portata massima: 150 kg.

Imbragature Universali



Imbragatura standard con supporto testa per sollevapersona destinata all'utilizzo con il sollevamalai per i casi più ricorrenti. Tessuto a rete STRONGTEX ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata massima: 250 kg.



cod. prodotto **20050** S
cod. prodotto **20023** M
cod. prodotto **20024** L
cod. prodotto **20054** XL
cod. prodotto **20055** XXL



Imbragatura standard per sollevapersona destinata all'utilizzo con il sollevamalai per i casi più ricorrenti. Realizzata in tessuto a rete STRONGTEX ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata massima: 250 kg.



cod. prodotto **20045** S
cod. prodotto **20046** M
cod. prodotto **20047** L
cod. prodotto **20048** XL
cod. prodotto **20049** XXL

Arredamento

Ambulatori



cod.prodotto **25052**

Armadio portafarmaci con mobiletto interno per stupefacenti in monoblocco di bilaminato plastico.

L'Armadio farmacia è in monoblocco di bilaminato plastico spessore 20 mm, dotato di 4 gambe regolabili in ABS antiacido.

Due ante girevoli con cerniere ad apertura a 270° con 16 vani portamedicinali e serrature di sicurezza; guarnizioni perimetrali anti-polvere.

All'interno: 2 contenitori doppi apribili a 90° dotati di 32 vani portamedicinali completi di ringhierino in plexiglass trasparente; 5 ripiani regolabili; mobiletto per stupefacenti completo di serratura, apertura a ribalta con sportellino trasformabile in piano d'appoggio.

DIMENSIONI: 100x60x190 cm



cod.prodotto **25161**

Armadio spogliatoio monoblocco a 2 posti, costruito in lamiera di acciaio di prima qualità.

Cerniere interne speciali antiscasso

Ripiano superiore metallico dotato di asta porta grucce zincata e di ganci zincati.

DIMENSIONI: 80x50x180 cm





cod.prodotto **25020**

Paravento in alluminio anodizzato a 3 ante.
Paravento con struttura in tubo di alluminio anodizzato, tendine in plastica lavabile, autoestinguente, su ruote piroettanti.

DIMENSIONI: 160x170 cm

cod. prodotto **25021**

Paravento 4 ante

DIMENSIONI: 212,5x170 cm



cod.prodotto **25017**

Asta portaflebo 4 ganci per ipodermoclisi in alluminio anodizzato.

Base in plastica a 5 razze su ruote di cui 2 frenanti.

Regolabile in altezza: 135 ÷ 240 cm.



cod.prodotto **20168**

Asta portaflebo 2 ganci

Carrelli

In acciaio



cod. prodotto **32147**

Portabombola monoposto per ambienti sanitari da 10 lt a 14 lt verniciata a polveri acriliche.

Trasformabile su 3 ruote - 2 ruote anteriori in gomma grigia Ø 20 cm e 1 ruota posteriore su snodo girevole di Ø 6,5 cm.

Dotato di 2 cinghie con fibbia.



cod. prodotto **32012**

Carrello raccolta/distribuzione biancheria disponibile con struttura in acciaio verniciato o con struttura in acciaio inox.

Dotati di 4 ruote Ø 125 mm, 2 delle quali con blocco, e 4 paraspigoli in gomma agli angoli.

Sacco non incluso.

DIMENSIONI: 135x65x102 cm



cod. prodotto **32246**

Carrello raccogliitore biancheria con apertura a pedale. Base in plastica ABS con bordi rigida, robusta, autoportante.

L'anello portasacco (35x25,5 cm) è in nylon rinforzato con fibra di vetro e una guarnizione in gomma per tenere fermo il sacco.

Due tubi verticali in acciaio inossidabile AISI 304 sono saldati alla base e reggono l'anello ferma sacco.

Rotelle piroettanti in gomma grigia che non lasciano segni (le 2 anteriori con freno) di 8 Ø cm.

DIMENSIONI: 73,5x51x91 cm



cod. prodotto **32022**

Carrello medicazione in acciaio elettrozincato 10/10 verniciato a fuoco su fondo epossidico e rifinito con smalti acrilici e poliuretanici.

Antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile.

Piano di lavoro in ABS autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 52x40xh60 cm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati, alzatina in lamiera elettrozincata, regolabile in altezza con blocco sicurezza di fine corsa, completa di doppia fila di cassettoni reclinabili in plastica trasparente (5+4) e ripiano superiore, dimensioni 60x11xh2,5 cm, con bordo contenitivo.

Cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli.

Serratura a chiave centralizzata.

DIMENSIONI: 81x60x170 cm



Carrello realizzato completamente in acciaio inox.

Struttura in tubo tondo lucido Ø 2,5 cm.

Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati, imbullonati al telaio con finitura spazzolata.

Paracolpi in gomma grigia.

Ruote piroettanti di 10 Øcm, di cui 2 con freno.



MISURE IN CM	Ripiani	↔ L	↗ P	↕ H
32087	2	80	50	94
32088	2	100	50	94
32089	2	100	60	94

MISURE IN CM	Ripiani	↔ L	↗ P	↕ H
32272	3	80	50	94
32091	3	100	50	94
32092	3	100	60	94

Pesa persone

Balance



cod. prodotto **21002**

Bilancia pesa persone digitale medica a poltrona elettronica con indice di massa corporea BMI, certificata per uso medico.

Struttura tubolare metallica verniciata per pesare pazienti fino a 300 kg con ampia seduta ergonomica.

Funzioni: tara, indice di massa corporea BMI, blocco del peso, azzeramento automatico, auto programmabile.

MISURE IN CM	 L	 P	 H	
21002	60	80	100	300



cod. prodotto **21006**

Bilancia a piattaforma professionale elettronica a piattaforma multiuso con indice di massa corporea BMI, certificata per uso medico.

La piattaforma è composta da due rampe laterali per pazienti su carrozzina.

Si può utilizzare la piattaforma anche per pesare il paziente che ha difficoltà a rimanere in posizione eretta installando un corrimano.

Visore multifunzionale con doppio LCD con 5 memorie integrate per fissare il peso delle carrozzine.

Può essere spostata grazie alle due ruote laterali.

Alimentata con batterie ricaricabili (40 ore durata) con alimentatore esterno.

MISURE IN CM	 L	 P	 H	
21006	84	116	7	300÷400

Diagnostica

Strumentazione



cod. prodotto **22004**

Sfigmomanometro con impugnatura costruito artigianalmente, presenta ottime finiture ed i componenti che lo costituiscono sono stati ottenuti da soluzioni avanzate.

Movimento tedesco, ottenuto secondo i più severi standard qualitativi

Il vetro, in polycarbonato, resiste all'alcool e alle sollecitazioni meccaniche.

Valvola di scarico cromata.

Il bracciale è in poliammide con chiusura a velcro.

Tutti i materiali impiegati sono anallergici.

Disponibili vari modelli.



cod. prodotto **22008**

Stetofonendoscopio per adulti a doppia campana, in alluminio.

Caratteristiche

- Archetto in rame cromato; olive rigide a pressione.
- Colore disponibile: Blu.
- Dimensione: membrana Ø 35 mm - campana Ø 30 mm - lunghezza tubo 63 cm.
- Privo di lattice.

Disponibili vari modelli.



cod. prodotto **23130**

Elettrocardiografo digitale a 12 canali

Display a cristalli liquidi da 8,9" a colori, con inclinazione di 15° per una migliore visualizzazione. Tastiera alfanumerica per l'inserimento dei dati con protezione in silicone impermeabile dei tasti. Stampante termica incorporata con carta da 210 mm.

Batteria al litio con autonomia di 3 ore in funzionamento continuo.

Analisi del ritmo cardiaco, impostabile fino a 300 secondi, su tutte le 12 derivazioni.

Registrazione e stampa automatica del tracciato in caso di rilevazione aritmia.

Funzione di riconoscimento impulso da pacemaker e trasferimento dati al software di gestione ECG attraverso LAN.

Otoscopio



cod. prodotto **23101**

Otoscopio a fibre ottiche di alta qualità.

Visione senza ostacoli con illuminazione a fibre ottiche con lampada alogena allo Xenon XHL a 2,5 V.

Dotato di lente di ingrandimento 3X ruotante.

Funziona con 2 batterie stilo (AA) da inserire nel manico ed è dotato di scanalature per una migliore presa.

E' fornito confezionato in astuccio, contenente due serie di 4 speculi riutilizzabili (Ø 2,4mm, Ø 3mm, Ø 4mm e Ø 5mm) e 1 lampadina allo Xenon XHL Xenon Halogen Technology.

Accessori optional



cod. prodotto **23103**

Kit 100 speculi

monouso Ø 4,75 mm




cod. prodotto **23102**

Kit 100 speculi

monouso Ø 2,75 mm

Termometri



cod. prodotto **FOR17**

Termometro digitale punta rigida e rilevamento della temperatura in 40 secondi.



Termometro in vetro che sfrutta la dilatazione termica di una lega liquida calibrata senza mercurio.

cod. prodotto **FOR18 custodia semplice**

cod. prodotto **FOR19 custodia con facilitatore** che permette il facile abbattimento della colonna di indicazione della temperatura.



cod. prodotto **70-510.02**

Termometro ad infrarossi no-touch che rileva la temperatura corporea senza contatto con la pelle in modo rapido ed accurato. Dotato di 2 batterie.

Pulsossimetri



cod. prodotto **23202**

Pulsossimetro portatile da dito, indicato per la misurazione di breve tempo su persone adulte e bambini di oltre 10 kg di peso.

Ideale per l'utilizzo ospedaliero, professionale, domiciliare e per pazienti in ossigenoterapia.

Dotato di un display a luminosità regolabile in funzione della luce ambientale.

Sul display viene visualizzato il valore di SpO_2 , frequenza cardiaca, indicatore intensità segnale e onda pletismografica.



cod. prodotto **23186**

Pulsossimetro palmare con allarmi e display grafico collegabile a PC.

Di grande affidabilità e precisione, leggero, compatto e idoneo per il monitoraggio di adulti, bambini e neonati. Display LCD ad alta risoluzione.

Impugnatura anatomica antiscivolo.



cod. prodotto **23191**

Protezione in gomma siliconata – Verde

Studiata appositamente per proteggere gli ossimetri.

Aspiratori chirurgici



cod. prodotto **24040**

Aspiratore elettrico portatile per l'aspirazione orale, nasale e tracheale di liquidi corporei nell'adulto o nel bambino. Set tubi silicone autoclavabili.

Può funzionare con tre tipi di alimentazione: alimentatore AC/DC in dotazione, alimentazione interna (Batteria 12V) o cavetto accendisigari per auto (12V).

1 vaso 1000 ml.



cod. prodotto **24033**

Aspiratore elettrico per l'aspirazione orale, nasale e tracheale di liquidi corporei nell'adulto o nel bambino.

Set Tubi Silicone autoclavabili.

1 vaso 1000 ml.

Disponibili vari modelli e accessori opzionali.

Protezione individuale



cod. prodotto **FOR.300**

Camice monouso bianco, taglia unica. Cintura in vita e chiusura sul retro con lacci e polsini elastici. Idrorepellente. Camice realizzato in tessuto non tessuto idrorepellente e traspirante. Il tessuto non tessuto è prodotto con 100% polipropilene non irritante.

DPI Categoria I

Disponibili vari modelli e grammature.



cod. prodotto **FOR.TUT-V-03**

Tuta con cappuccio e maniche a giro, chiusura anteriore con cerniera, elastico nel cappuccio, ai polsi, alle caviglie e girovita, confezionata con tessuto: 100% polipropilene più film di polietilene peso 45g/mq.

DPI Categoria III



Mascherina chirurgica tre veli IIR

box da 50 pezzi.

Disponibili bianche e nere



Mascherina filtrante FFP2

box da 20 pezzi.

Disponibili anche nere



Tappetino decontaminante

composto da 30 strati di colore blu.

cod. prodotto **36693** dimensione: 45x115

cod. prodotto **36685** dimensione: 45x90

cod. prodotto **36694** dimensione: 60x115

cod. prodotto **36686** dimensione: 60x90

cod. prodotto **36695** dimensione: 90x115



Disponiamo di un catalogo contenente **più di 6000 articoli**, articoli necessari al costante miglioramento sia dei vostri ospiti che degli operatori che vi lavorano.

Per avere maggiori informazioni e conoscere tutta la gamma di prodotti non esitare, contattaci.

Un nostro responsabile alle vendite vi guiderà alla scelta migliore in base alle esigenze della vostra struttura.

*Grazie per aver scelto
prodotti For.me.sa.*



Per tutte le informazioni potete contattarci
dal lunedì al venerdì
dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30

cell +39 329 0969387
Tel.: 39 0521.628482
areavendite@formesa.it
www.formesa.it