

SCHEDA TECNICA IVD

CONTENITORE PER FECI 30 ML CON TAPPO A VITE

REF	RDM	CND
FOR.001.003	1278104	W05019001



DESCRIZIONE GENERALE

Raccolta di liquidi biologici (feci), per successivi trattamenti-analisi chimiche, cliniche e/o microbiologiche. Prodotto indirizzato ad operatori professionali di laboratori biomedici di analisi.

MATERIALI

Materiale contenitore	Materiale tappo	Graduazioni
<p>Polipropilene</p> <p><i>Materiale atossico, traslucido con un'ottima stabilità chimica e meccanica. Buona resistenza chimica ai solventi agli urti e al calore. Può essere autoclavato a +121°C.</i></p>	<p>Polietilene</p> <p><i>Materiale atossico con ottime proprietà isolanti, possiede caratteristiche di stabilità e resistenza ai prodotti chimici.</i></p>	<p>5-10-15-20-25-30 ml</p> <p><i>Interna leggermente in rilievo</i></p>

Non sterile. Senza lattice.

SPECIFICHE TECNICHE

Contenitore	Coperchio
<p>Diametro interno: \varnothing 26 mm</p> <p>Altezza: 80 mm</p> <p>Volume totale: 30 ml</p> <p>Peso: 7,40 g</p> <p>Spessore: \leq 1 mm</p> <p>Resistenza al calore: 121°C</p>	<p>Diametro interno: \varnothing 30 mm</p> <p>Altezza: 12,50 mm</p> <p>Colore: rosso</p> <p>Lunghezza paletta: 6,6 mm</p> <p>Peso: 2,30 g</p> <p>Spessore: \leq 1 mm</p>

CONFEZIONAMENTO

Confezionato singolarmente in astuccio. Involucro in Polipropilene coestruso (05).

VALIDITÀ

5 anni.


AVVERTENZE

Accertarsi sempre e prima di ogni uso che tutte le parti costituenti il dispositivo siano integre e non danneggiate (es. presenza di screpolature, ammaccature, lacerazioni), non abbiano cambiato colore, assunto delle colorazioni non uniformi, non abbiano delle muffe superficiali, ecc., in tali evenienze non utilizzare e sostituire immediatamente.

SMALTIMENTO

Prima dell'uso si considera rifiuto non pericoloso: CER 18 01 07 "sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06".

Dopo l'uso si considerano rifiuti sanitari potenzialmente infetti: CER 18 01 03 "Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti, applicando precauzioni particolari per evitare infezioni".

Fabbricante/ Manufacturer	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione/ Application advice	Adulti (Adults)  Classe I
Conformità / Compliance	Prodotto conforme al Regolamento 2017/746