

SCHEDA TECNICA IVD

CONTENITORE PER FECI 60 ML CON TAPPO A VITE

REF

FOR.001.003/60ML



DESCRIZIONE GENERALE

Raccolta di materiale biologico, per successivi trattamenti-analisi chimiche, cliniche e/o microbiologiche. Prodotto indirizzato ad operatori professionali di laboratori biomedici di analisi.

MATERIALI

Materiali contenitore	Materiali tappo	Graduazioni
<p>Polipropilene</p> <p><i>Materiali atossico, traslucido con un'ottima stabilità chimica e meccanica. Buona resistenza chimica ai solventi agli urti e al calore. Può essere autoclavato a +121°C.</i></p>	<p>Polietilene</p> <p><i>Materiali atossico con ottime proprietà isolanti, possiede caratteristiche di stabilità e resistenza ai prodotti chimici.</i></p>	<p>10 - 20 - 30 - 40 - 50 ml</p> <p><i>Interna leggermente in rilievo</i></p>

SPECIFICHE TECNICHE

Contenitore	Coperchio
<p>Diametro bocca: Ø 34,2 mm</p> <p>Altezza: 70,2 mm</p> <p>Volume totale: 60 ml</p> <p>Peso: 6,50 g</p> <p>Spessore: ≤ 1 mm</p> <p>Resistenza al calore: 121°C</p>	<p>Diametro interno: Ø 38 mm</p> <p>Altezza: 13 mm</p> <p>Colore: rosso</p> <p>Lunghezza paletta: 67 mm</p> <p>Peso: 3,15 g</p> <p>Spessore: ≤ 1 mm</p>

Non sterile. Contenitore con superficie di scrittura.

CONFEZIONAMENTO

Confezionato singolarmente in SACCHETTO.

VALIDITÀ

5 anni.


AVVERTENZE

Accertarsi sempre e prima di ogni uso che tutte le parti costituenti il dispositivo siano integre e non danneggiate (es. presenza di screpolature, ammaccature, lacerazioni), non abbiano cambiato colore, assunto delle colorazioni non uniformi, non abbiano delle muffe superficiali, ecc., in tali evenienze non utilizzare e sostituire immediatamente.

SMALTIMENTO

Prima dell'uso si considera rifiuto non pericoloso: CER 18 01 07 "sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06".

Dopo l'uso si considerano rifiuti sanitari potenzialmente infetti: CER 18 01 03 "Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti, applicando precauzioni particolari per evitare infezioni".

Fabbricante/ Manufacturer	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione/ Application advice	Adulti (Adults)  Classe I
Conformità / Compliance	Prodotto conforme al Regolamento 2017/746