

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

GUANTI IN COTONE PER ALLERGIE DERMATOLOGICHE

REF	RDM	CND
FOR.010.0106/0 (misura 6)	2304335	T0199
FOR.010.0106/5 (misura 6,5)	2304339	
FOR.010.0107/0 (misura 7)	2304341	
FOR.010.0107/5 (misura 7,5)	2304343	
FOR.010.0108/0 (misura 8)	2304344	
FOR.010.0108/5 (misura 8,5)	2304345	
FOR.010.0109/0 (misura 9)	2304346	

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

Guanti ambidestri, lavorati a maglia da filato di cotone naturale 100% monofilo, senza cuciture e con polsino elastico. Elevata sensibilità, grande comfort, leggera protezione da aggressioni meccaniche, assorbono il sudore, discreto isolamento termico. Misure disponibili: 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9.

DESTINAZIONE D'USO: prevenzione di allergie o irritazioni di tipo dermatologico.

MATERIALI

Guanto: 100% cotone. Polsino elastico: in gomma. Colore: Bianco o Verde.

SPECIFICHE TECNICHE

Il colore dell'elastico definisce la misura:

6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Arancione	Fucsia	Blu	Nero	Bianco	Giallo	Rosso

Taglia	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Lunghezza	17-17.5	18.5-19	20-20.5	21-21.5	22-22.5	22.5-23	23.5-24
Larghezza del polsino	6-7	7-7.5	7.5-8	7.5-8	8-8.5	8-8.5	8.5-9
Altezza del polsino	6±0.5	6±0.5	6±0.5	6±0.5	6±0.5	6±0.5	6±0.5
Larghezza del palmo	8-8.5	8-8.5	8-8.5	8-8.5	8-8.5	8-8.5	8-8.5

*Misure espresse in cm

Lavare in acqua tiepida a 30° con detersivo per capi delicati. Non strizzare e asciugare lontano da fonti di calore. Il prodotto non è sterile.

VALIDITÀ

5 anni.

AVVERTENZE

Non utilizzare se il dispositivo risulta danneggiato e/o non integro in alcune sue parti. Si conferma la presenza di lattice nel polsino elastico. Nei rari casi di possibile sensibilità ai prodotti in lattice consultare il proprio medico prima di utilizzarlo.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

CONFEZIONAMENTO

Confezionati singolarmente in sacchetto.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in un ambiente asciutto, e lontano da fonti di calore.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.

Non sono presenti sostanze tossiche nel materiale di origine.

Fabbricante <i>Manufacturer</i>	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione <i>Application advice</i>	Adulti e Bambini (Adults and Child)  Dispositivo di Classe I
Conformità <i>Compliance</i>	Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento 2017/745 <i>Medical Device Class I, in compliance with 2017/745 Regulation</i>