

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

MASCHERINA MONOCULARE

REF	CND	RDM
FOR.010.016	T0306	2296676

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

La mascherina monoculare a forma di conchiglia, viene utilizzata per proteggere l'occhio specialmente dopo interventi chirurgici.

ISTRUZIONI D'USO

La conchiglia monoculare va posizionato sull'occhio con la bombatura rivolta verso l'esterno in modo da lasciare libera la palpebra e permetterle tutti i movimenti.

Può essere utilizzata indifferentemente su entrambi gli occhi.

I due forellini del diametro di 2 mm posti ai lati della conchiglia, permettono l'introduzione di un elastico onde evitare l'uso di cerotti per fermare il dispositivo sull'occhio.

CONTROINDICAZIONI

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali usati.

Utilizzare solo secondo le indicazioni riportate dal proprio medico.

MATERIALI

Resina trasparente (K203).

SPECIFICHE TECNICHE

Misura: 85 x 62 mm.

VALIDITA'

5 anni.

AVVERTENZE

Non sterile. Dopo l'uso non disperdere nell'ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONFEZIONAMENTO


Confezionata singolarmente in bustina protettiva.

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale, in un ambiente fresco e asciutto. Non esporre alla luce diretta del sole, al riparo da polveri e materiali nocivi.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.

Fabbricante <i>Manufacturer</i>	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo di Classe I
Conformità <i>Compliance</i>	Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento 2017/745 (<i>Medical device class I, in compliance with Regulation 2017/745</i>)