

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

POMPETTA PER CIAMBELLA

REF	RDM	CND
70-544	2296667	V0880

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

Accessorio per il gonfiaggio adattabile a tutti i tipi di ciambelle.

Le ciambelle sono dispositivi destinati alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione seduta per prolungati periodi di tempo, o dopo un intervento chirurgico. Prima dell'uso, la ciambella deve essere gonfiata con aria tramite l'apposita pompetta.

ISTRUZIONI D'USO

Connettere il tubo della pompetta alla valvola della ciambella e procedere con il gonfiaggio.

Ripetere tale operazione secondo necessità. Procedere ad un gonfiaggio moderato. Eccessivi rigonfiamenti potrebbero causare rotture e/o danneggiamenti irreversibili.

CONTROINDICAZIONI

Nei casi di accertata sensibilità ai materiali usati.


MATERIALI

Gomma naturale, con presenza di lattice.

SPECIFICHE TECNICHE

Misura pompetta:
Diametro bulbo: 52 mm
Altezza bulbo: 72 mm

Lunghezza del tubo: 270 mm



VALIDITA'

5 anni.

AVVERTENZE

Nel caso di accertata sensibilità ai materiali usati, consultare il proprio medico. Dopo l'uso non disperdere nell'ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONFEZIONAMENTO

Sacchetto contenete: 1 pompetta.

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale, in un ambiente fresco e asciutto. Non esporre alla luce diretta del sole, al riparo da polveri e materiali nocivi.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.

Fabbricante <i>Manufacturer</i>	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo di Classe I
Conformità <i>Compliance</i>	Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento 2017/745 (<i>Medical device class I, in compliance with Regulation 2017/745</i>)