

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

URINALE UOMO GRADUATO

| REF | RDM | CND |
|-------------|---------|-----------|
| FOR.001.010 | 2318910 | A06030399 |

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

Urinale uomo 1000 ml graduato per la raccolta di liquidi biologici per successivi trattamenti-analisi chimiche, cliniche e/o microbiologiche. Prodotto rivolto ad operatori professionali di enti ospedalieri, case di cura e/o di riposo.

ISTRUZIONI D'USO

Per l'eventuale disinfezione dopo l'uso, utilizzare esclusivamente disinfettanti appropriati seguendo le istruzioni d'uso indicate dal fabbricante del disinfettante stesso. Prodotto autoclavabile ad una temperatura di 120°C. In caso siano appurate perdite di liquidi evitarne l'uso.

MATERIALI

Polietilene: materiale atossico, opaco e particolarmente resistente agli urti, sterilizzabile. Le materie prime utilizzate sono atossiche, per usi alimentari e medicali certificate secondo le normative Europee e FDA (USA) vigenti. Priva di lattice e assenza di ftalati.

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|--|
| Non sterile. Graduazione esterna in rilievo: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 cl. Larghezza: 113,5 mm. Altezza: 155 mm. Profondità: 280 mm. | Diametro esterno bocca: 69 mm. Peso: 67 g circa. Volume: 1000 ml. Spessore: non ≤ 1 mm. |
|---|--|

VALIDITÀ

5 anni

AVVERTENZE

Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme o di alte fonti di calore. Sostituire il dispositivo qualora dopo un prolungato uso dovesse assumere un aspetto giallognolo. Ogni uso diverso da quello indicato è da ritenersi improprio.

Accertarsi sempre e prima di ogni uso che tutte le parti costituenti il dispositivo siano integre e non danneggiate (es. presenza di screpolature, ammaccature, lacerazioni), non abbiano cambiato colore, assunto delle colorazioni non uniformi, non abbiano delle muffe superficiali, ecc., in tali evenienze non utilizzare e sostituire immediatamente.

CONFEZIONAMENTO

In sacchetto (HDPE) misura 23x45 cm, di colore bianco con stampate le istruzioni d'uso italiano/inglese.


CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

SMALTIMENTO

Prima dell'uso si considera rifiuto non pericoloso: CER 18 01 07 "sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06".

Dopo l'uso si considerano rifiuti sanitari potenzialmente infetti: CER 18 01 03 "Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti, applicando precauzioni particolari per evitare infezioni".

| | |
|---|--|
| Fabbricante /Manufacturer | For.me.sa. Srl |
| Campo di applicazione / Application advice | Adulti (Adults)  Dispositivo di Classe I |
| Conformità /Compliance | Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento 2017/745 (Medical device class I, in compliance with Regulation 2017/745) |