

## SCHEDA TECNICA IVD

### CONTENITORE URINE STERILE VAKU-TEK Con dispositivo di prelievo da provetta sottovuoto

REF	RDM	CND
FOR.001.001/K	1278165	W05010203



## DESCRIZIONE GENERALE

Raccolta di liquidi biologici (urina), per successivi trattamenti-analisi chimiche, cliniche e/o microbiologiche. Prodotto indirizzato ad operatori professionali di laboratori biomedici di analisi.

## MATERIALI

Materiale contenitore	Materiale tappo	Graduazioni
<p>Polipropilene</p> <p><i>Materiale atossico, traslucido con un'ottima stabilità chimica e meccanica. Buona resistenza chimica ai solventi agli urti e al calore. Può essere autoclavato a +121°C.</i></p>	<p>Polietilene</p> <p><i>Materiale atossico con ottime proprietà isolanti, possiede caratteristiche di stabilità e resistenza ai prodotti chimici.</i></p>	<p>20-40-60-80-100-120 ml</p> <p><i>Interna leggermente in rilievo</i></p>

**Sterile.**

## SPECIFICHE TECNICHE

Contenitore	Tappo a vite
<p>Diametro interno: <math>\varnothing</math> 56 mm</p> <p>Altezza: 70 mm</p> <p>Volume totale: 120 ml</p> <p>Peso: 8,70 g</p> <p>Resistenza al calore: +121°C</p>	<p>Diametro interno: <math>\varnothing</math> 59 mm</p> <p>Altezza: 13 mm</p> <p>Colore: giallo</p> <p>Peso: 8,30 g</p> <p>Dispositivo di trasferimento (LUER): Acciaio inox con copertura in gomma butile inserita latex free</p>

## CONFEZIONAMENTO

Confezionato singolarmente in sacchetto. Disponibile anche in versione in astuccio (FOR.001.001/KA). Involucro in Polipropilene coestruso (05).

## VALIDITÀ

5 anni.

## AVVERTENZE

Accertarsi sempre e prima di ogni uso che tutte le parti costituenti il dispositivo siano integre e non danneggiate (es. presenza di screpolature, ammaccature, lacerazioni), non abbiano cambiato colore, assunto delle colorazioni non uniformi, non abbiano delle muffe superficiali, ecc., in tali evenienze non utilizzare e sostituire immediatamente.

## SMALTIMENTO

**Prima dell'uso** si considera rifiuto non pericoloso: CER 18 01 07 "sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06".

**Dopo l'uso** si considerano rifiuti sanitari potenzialmente infetti: CER 18 01 03 "Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti, applicando precauzioni particolari per evitare infezioni".

<b>Fabbricante/ Manufacturer</b>	<b>For.me.sa. Srl</b>
<b>Campo di applicazione/ Application advice</b>	Adulti (Adults) <b>CE</b>
<b>Conformità / Compliance</b>	Prodotto marcato CE conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D. Lgs. 332 del 08/09/2000 e s.m.i