



Sfigmomanometro da braccio

Sphygmomano meter arm

Sfigmomanometro da braccio *Sphygmomanometer arm backlighted.*
retroilluminato.

- Indicatore di luce colorata
 - Valutazione della pressione del sangue secondo l'OMS
 - Visualizzazione di data, ora e anno
 - Ha rilevazioni di memoria 2 x 50
 - Batterie "AA" x 4
 - Questo monitor della pressione arteriosa è adatto per circonferenze del braccio da 22cm a 32cm
- Indicator of light colorful
 - Evaluation of blood pressure according to the OMS
 - Display of date, time and year
 - 2 x 50 memory id
 - Batteries "AA" x 4
 - This blood pressure monitor is suitable for circonferenze arm from 22cm to 32cm



Sfigmomanometro da braccio.

Sphygmomanometer arm.

- Visualizzazione di data, ora e anno
 - Compatto e facile da usare
 - 42 / 85 rilevazioni id memoria
 - Batterie "AA" x 4
 - Questo monitor della pressione arteriosa è adatto per circonferenze del braccio da 22cm a 36cm
- Display of date, time and year
 - Compact and easy to use
 - 42 / 85 memory id
 - Batteries "AA" x 4
 - This blood pressure monitor is suitable for circonferenze arm from 22cm to 36cm



Sfigmomanometro da polso

Sphygmomanometer wrist

Sfigmomanometro da polso.

Sphygmomanometer wrist.

- Visualizzazione di data, ora e anno
 - Compatto e facile da usare
 - 85 rilevazioni id memoria
 - Batterie "AAA" x 2
 - Questo monitor della pressione arteriosa è adatto per circonferenze del polso da 13,5cm a 19,5cm
- Display of date, time and year
 - Compact and easy to use
 - 85 memory id
 - Batteries "AAA" x 2
 - This blood pressure monitor is suitable for circonferenze wrist from 13.5cm to 19.5cm





Sfigmomanometro professionale ad aneroido

Professional aneroid sphygmomanometer

Sfigmomanometro da braccio *Sphygmomanometer arm backlited.*
retroilluminato.

- Manometro colorato
- Bracciale adulto
- Chiusura con velcro
- Pochette con chiusura a ZIP
- Box esterno di cartone

- *Manometer colored*
- *adult Bracelet*
- *Velcro closing*
- *Clutch bag with zip closing*
- *Box outer carton*



Termometro digitale

Digital thermometer

Termometro digitale.

- 60 secondi, tempo di misura
- Allarme febbre
- Diversi colori
- 60 pezzi in una confezione (12 pezzi di ogni colore)
- Display a cristalli liquidi
- Ultimo valore memorizzato
- Il termometro è dotato di un segnale acustico, allarme febbre ed è anche impermeabile!

Digital thermometer.

- *60 seconds, time of measuring*
- *Fever alarm*
- *Different colors*
- *60 pieces in a box (12 pieces of each color)*
- *Liquid Crystal Display*
- *Last value stored*
- *The thermometer has an acoustic signal, fever alarm and waterproof!*



Termometro digitale rapido **(flessibile)**

- 10 secondi, tempo di misura
- Allarme febbre da 37,5 °C
- Punta flessibile
- Display a cristalli liquidi
- Ultimo valore memorizzato
- Il termometro è dotato di un segnale acustico, allarme febbre ed è anche impermeabile!

Rapid digital thermometer (flexible)

- *10 seconds, time of measuring*
- *Fever alarm from 37,5 °C*
- *Flexible tip*
- *Liquid Crystal Display*
- *Last value stored*
- *The thermometer has an acoustic signal, fever alarm and waterproof!*

